


RBS T 105

TCRBST105

Nettoyant polyvalent liquide concentré alcalin moussant
Laboratoires

*Nouvelle formulation optimisée
Pour le lavage manuel, par trempage ou en bains à ultrasons
Haut pouvoir détergent
Large gamme d'applications
Très économique à l'usage*

**Chemical Products s.a.**

rue Bollinckx 271-273, B-1190 BRUXELLES

Tél. + 32 2 332 15 66

Fax. + 32 2 332 08 05

e-mail : rbs@rbs-cp.be

RBS T 105®

1. **Nature chimique du principe actif du produit** : éléments tensioactifs anioniques et non-ioniques • phosphates et polyphosphates • hydrates • agents chlorés
2. **Usages** : agent **nettoyant** pour la verrerie et équipements de laboratoire • utilisation en **lavage manuel**, par **trempage** et en **bains à ultrasons**.
3. **Domaine d'utilisation** : *laboratoires* (analyses, recherche, contrôle,...).
4. **Concentration d'utilisation du produit** : 2% v/v (usage normal)
5. **Données physico-chimiques** : liquide jaune moussant d'odeur caractéristique • pH pur : $\pm 13,3$ • pH sol à 5% v/v : $\pm 12,1$ • pH sol à 2% v/v : $\pm 11,8$ • densité à 20°C : $\pm 1,12$
6. **Spécificités** : grâce à son pouvoir émulsifiant et mouillant très élevé, le RBS T 105 assure une excellente activité de pénétration dans les bains de lavage. Il convient pour le nettoyage efficace de la verrerie et équipements en inox, plastique, porcelaine, quartz, céramique et permet d'éliminer des résidus organiques et minéraux, graisses, huiles, résidus de distillation, protéines, cultures cellulaires,...
7. **Procédés d'utilisation** : le RBS T 105 peut être utilisé pour le nettoyage manuel, en bains à ultrasons et par trempage.
8. **Mode d'emploi** : diluer 20 ml de RBS T 105 par litre d'eau (de préférence à 50°C). En cas de trempage, immerger complètement les objets à nettoyer afin d'assurer un contact optimal entre ceux-ci et la solution nettoyante. Rincer immédiatement après nettoyage, avec de l'eau de distribution, ou mieux, avec de l'eau déminéralisée. Le RBS T 105 est facilement et totalement éliminé et ne laisse aucune trace ni film invisible. *Remarque : l'utilisation d'un bain à ultrasons et/ou une augmentation de la température de la solution nettoyante permet d'apporter une aide dans les cas les plus difficiles.*
9. **Recommandations** : ne pas mélanger à d'autres produits • Renouveler régulièrement les bains afin d'assurer une efficacité constante (les premiers signes d'affaiblissement sont une baisse du pH et l'absence de mousse) • Le RBS T 105 étant alcalin, des précautions doivent être prises en présence de métaux blancs • Sécurité de l'utilisateur : le RBS T 105 a été testé (Essai OCDE n°404) et n'a pas été déclaré irritant pour la peau selon les critères CLP • Avant toute utilisation, veuillez-vous référer à la fiche de sécurité • Stocker à température ambiante (5-25°C).
10. **Conditionnement** : cartons de 4 x 5 litres • 20 kg • Pour d'autres conditionnements, veuillez nous contacter.