

VOOR HET SNEL EN VEILIGE VERWIJDEREN VAN DE NAALD



SPEEDY

Quick-Release Holder

De Speedy Quick Release Holder garandeert een veilige en betrouwbare uitstoot van de gebruikte bloedafname-naald in een naaldencontainer, en dit tot 100 keer (getest op gebruik).

Door eenvoudig op het blauwe vrijgavemechanisme op de houder te drukken, kan de naald gemakkelijk in de naaldencontainer worden gedeponeerd – zonder dat u de besmette naald hoeft aan te raken.
Speedy is een veilig alternatief voor conventionele houders.

Het mechanisme is voorzien van een pijl die aangeeft in welke richting het vrijgavemechanisme moet worden ingedrukt om de naald uit te werpen.

- / U hoeft het mechanisme niet opnieuw in te stellen voor gebruik.
- / Bij hergebruik: gemakkelijk schoon te maken dankzij het gladde oppervlak.
- / Tot 100 keer bewezen gebruik.

BELANGRIJK OM TE WETEN.

Het ontkoppelingsmechanisme is voorzien van een optische oriëntatiehulp die als indicator dient voor de correcte positionering van de naald in de houder.

Verder geeft de pijlvorm de richting aan voor het duwen van het mechanisme voor het uitwerpen van de naald.



Disclaimer: Greiner Bio-One beveelt niettemin uitdrukkelijk éénmalig gebruik aan.



Greiner Bio-One GmbH Kremsmünster, Austria
PHONE +43 7583 6791-0 / FAX +43 7583 6318 / E-MAIL office@gbo.com
Greiner Bio-One is a global player.
Find the contact details of your local partner on our website.

PRODUCT OVERZICHT

VOOR MEER INFORMATIE EN/OF HET BESTELLEN VAN
STALEN, BEZOEK ONZE WEBSITE OF CONTACTEER ONS.

Speedy Quick Release Holder

Artikelnr.

KG450212

[Verpakking]
Doos / Karton

10 / 1.000

HANDLEIDING

U kunt de gebruiksaanwijzing raadplegen op www.gbo.com.



1

Na succesvolle bloedafname
houdt u de Speedy-houder
verticaal met de naaldtip naar
beneden.



2

Druk op het trigger
mechanisme.



3

Werp de naald veilig uit in de
container.



Ringlaan 7 | B-8930 Menen
Tel. 00 32 (0)56 53 11 33
Fax 00 32 (0)56 53 11 43
info@mls.be | www.mls.be
info@mlslab.nl | www.mlslab.nl



Driven by enthusiasm and passion