

Beregnet bruksområde

VACUETTE® Super-T brukes ved rutinemessig blodprøvetaking for å legge trykk på armen, slik at blodårene blir mer synlige og lettere å kjenne og finne. Produktet skal bare brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til instruksjonene.

Produktbeskrivelse

VACUETTE® Super-T er et stasebånd til engangsbruk. Det er laget av silikon og er talkumbelagt. Det inneholder ingen komponenter laget av tørr naturgummi og er uten DEHP.

Håndtering

1 Plasser stasebåndet 7.5–10 cm over punksjonsstedet.	2 Legg VACUETTE® Super-T rundt armen, og før den ene enden gjennom åpningen.	3 Hold i begge endene på stasebåndet, og trekk enden med hull gjennom åpningen før du slipper den.	4 Stasebåndet låses deretter på plass.	5 Når blodet renner inn i det første røret, drar du i enden med åpningen, så løsner båndet med det samme.

Hvis et turniké har blitt brukt i mer enn ett minutt, bør det frigjøres og brukes igjen etter 2 minutter. ¹

Advarsler/forholdsregler

- Ikke stram så hardt at det svekker den arterielle blodstrømmen til ekstremiteten.
- Slipp opp stasebåndet så snart blodet begynner å strømme inn i det første røret.
- For lang og for høy stase kan bidra til hemolyse.
- Ikke bruk på skadet hud.
- Kast stasebåndet umiddelbart etter bruk og ikke bruk det på nytt.
- Gjenbruk av engangsstasebånd kan føre til sykdom for pasienten på grunn av krysskontaminering.

Dersom det oppstår alvorlige hendelser i forbindelse med produktet, må disse rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemslandet, der brukeren/pasienten bor.

Oppbevaring

Unngå eksponering for direkte sollys.
Oppbevaringstemperatur: 4–25 °C

Kassering

Kastes i henhold til institusjonens retningslinjer.

Etikettinformasjon

	Produsent		Temperaturgrenser
	Utløpsdato		Må ikke brukes på nytt
	Partikode		Se bruksanvisningen
	Katalognummer		Medisinsk utstyr
	Holdes unna sollys		

Litteratur:

¹CLSI GP41-A7: CLSI. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP41

Production location:
STARLIM Spritzguss GmbH,
Mühlstrasse 21,
4614 Marchtrenk, Austria
Distributed by Greiner Bio-One GmbH,
Austria



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Phone +43 7583 6791