

# POUR UNE ÉJECTION D'AIGUILLE RAPIDE ET SÛRE



## **SPEEDY**

### Corps de prélèvement Quick Release

Le corps de prélèvement Speedy Quick Release permet une éjection sûre et fiable de l'aiguille de prélèvement sanguin usagée dans un collecteur pour objets tranchants. Il peut être utilisé jusqu'à 100 fois.

Une simple pression sur le mécanisme de libération rapide, identifié en bleu sur le corps de prélèvement, permet d'éliminer facilement l'aiguille dans le collecteur pour objets tranchants – sans devoir toucher l'aiguille contaminée. Speedy est une alternative sécurisée aux corps de prélèvement standards.

- / Pas besoin de ré-enclencher le mécanisme de libération avant utilisation
- / Si réutilisation : nettoyage facile grâce à sa surface lisse
- / Testé pour être utilisé jusqu'à 100 fois

Non-responsabilité :  
Greiner Bio-One recommande néanmoins expressément un usage unique.

#### INFORMATIONS IMPORTANTES.

Le mécanisme de libération comporte un guide d'orientation optique, qui sert d'indicateur pour le bon positionnement de l'aiguille dans le corps de prélèvement. De plus, une flèche indique la direction dans laquelle enclencher le mécanisme d'éjection de l'aiguille.



## APERÇU PRODUIT

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU  
DEMANDER UN ÉCHANTILLON, RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE SITE WEB OU CONTACTEZ-NOUS.

### SPEEDY Corps de prélèvement Quick Release

Ref.	Intérieur / Extérieur [Qté.]
450212	10 / 1000

## RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION

Veuillez suivre les instructions d'utilisation figurant sur notre site Web [www.gbo.com](http://www.gbo.com).



1

Une fois le prélèvement sanguin terminé, tenez le corps de prélèvement Speedy à la verticale avec la pointe de l'aiguille orientée vers le bas.



2

Appuyez sur le mécanisme déclencheur.



3

Éjectez avec précaution l'aiguille dans le collecteur.

**Veillez noter :** Pour des raisons de sécurité, Greiner Bio-One recommande l'utilisation de produits à usage unique.