

Adaptador SAFELINK VACUETTE® Adaptador de Segurança com Luer Macho (estéril) Instruções de uso

Indicação de Uso

O Adaptador SAFELINK VACUETTE® destina-se ao uso em procedimentos de coleta de sangue em combinação com dispositivos com porta luer fêmea.

Descrição do Produto

Adaptador plástico descartável, estéril, de uso único com um conector luer macho centralizado na parte superior do adaptador. Possui uma agulha de aço inoxidável coberta por uma película de borracha acoplada no interior do adaptador para facilitar a coleta de sangue, pressionando a tampa do tubo para coleta de sangue a vácuo.

Manuseio

1. Abrir a embalagem cuidadosamente.
2. Segurar o adaptador com um uma mão e conectar o luer macho localizado na parte superior do adaptador ao luer fêmea do dispositivo escolhido, girando suavemente no sentido horário. Certificar-se de que está devidamente encaixado.
3. Proceder com a coleta de sangue de acordo com o protocolo da instituição.
4. Após a coleta de sangue, descartar como descrito abaixo.

Armazenamento

Armazenar o adaptador a 4–25 °C (40–77 °F).

NOTA: Evitar exposição direta à luz solar. O armazenamento em temperatura acima do recomendado pode danificar o adaptador.

Precauções/Cuidados

- O adaptador funcionará corretamente se as intruções de uso forem seguidas adequadamente.
- Se utilizado em combinação com um cateter venoso de inserção periférica (CVIP), um conjunto de extensão deve ser utilizado.
- Não é compatível com pressão de fluxo de sangue superior a 185 mmHg.
- Consultar sempre as instruções de uso de cada acessório individual.
- Sempre calçar luvar durante a coleta de sangue enquanto utilizar este dispositivo.
- Antes do uso, inspecionar a embalagem individual para assegurar a sua integridade. Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Adaptador de uso único. A reutilização do produto poderá causar infecções!
- Utilizar somente em um procedimento de coleta de sangue.
- Manter as mãos atrás da agulha durante todo o uso e descarte.
- Nunca tocar no interior do tubo.
- Nunca reencepe a agulha. É recomendado o uso de acessórios de segurança.
- Sempre segurar o tubo pressionando com o polegar ou dedo para garantir o preenchimento completo do tubo.
- Sempre verificar o preenchimento correto dos tubos quando utilizar um sistema para coleta de sangue a vácuo.
- O produto é para ser utilizado por profissionais da saúde devidamente treinados de acordo com essas instruções de uso.

Descarte

As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de material infectante devem ser seguidas para o descarte correto do material potencialmente infeccioso. Após o uso, descartar o adaptador e todos os acessórios juntos em recipiente apropriado para descarte de materiais perfurocortantes.

Informações no rótulo

	Fabricante		Limite de Temperatura
	Data de Validade		Não Reutilizar
	Número do Lote		Consultar Instruções de Uso
	Número de Item	Rx only	Dispositivo de Prescrição
	Esterilizado por irradiação		



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32,
4550 Kremsmünster, Áustria

Fabricado na Áustria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefone: +43 7583 6791

Importador e Distribuidor: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Affonso Pansan, 1967 - Vila Bertini - CEP. 13.473-620 - Americana - SP
FONE - (0xx) (19)-3468-9600 FAX - (0xx) (19)-3468-9601
CNPJ 71.957.310 / 0001-47 – site: www.gbo.com

Produto de Uso Médico

Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves CRF-SP nº 32.272

CADASTRO NA ANVISA / MS
Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com