



SOLUTION DÉTERGENTE DÉSINFECTANTE DES SURFACES ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

SURFA'SAFE Premium

MOUSSE DÉTERGENTE DÉSINFECTANTE

Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables.

Application biocide: pour les surfaces générales.

SURFA'SAFE PREMIUM est un produit prêt à l'emploi détergent désinfectant pour surfaces.

Combine une efficacité à large spectre, des temps de contact courts avec une excellente compatibilité matériaux (y compris les surfaces sensibles à l'alcool) et les propriétés d'un nettoyant doux.

Les caractéristiques du SURFA'SAFE PREMIUM permettent une utilisation sur un grand nombre de surfaces dans les établissements de santé et un produit idéal pour les soins intensifs et autres zones à haut risque.

Utilisé dans les conditions pratiques comme prévu dans vos protocoles, le produit permet d'atteindre le niveau de conformité obligatoire pour une désinfection efficace afin de limiter la propagation des agents pathogènes.

- Bonnes propriétés moussantes.
- Formule efficace sans ingrédients inutiles (sans parfum ni colorant).
- Nettoyage et désinfection en une seule étape, laissant la surface visiblement propre.



SURFA'SAFE Premium

Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables. Application biocide: pour les surfaces générales.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

- Nettoie et désinfecte en 1 seule opération
- Sans alcool, sans parfum ni colorant
- Large spectre antimicrobien et temps de contact optimisé
- Dispenseur de mousse compacte afin de limiter la formation d'aérosol et la volatilité des composants (750 ml)
- Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de matériaux y compris les polymères (ex : polycarbonate, plexiglas ...)
- Mousse dense pour une meilleure adhérence aux surfaces (750 ml)
- pH : 6

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

EFFICACITÉ	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide - Actif selon: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min) EN 1276* (1 min), EN 13697* (2 min)	2 min
Levuricide - Actif selon: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min) EN 1650* (2 min), EN 13697* (5 min)	5 min
Tuberculocide - Actif selon EN 14348*	60 min
Active sur les virus enveloppés selon EN 14476*	1 min
EN 14476* Polyomavirus SV40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 sec
Virucide à spectre limité selon EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

* conditions de saleté.

INFORMATIONS

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	REFERENCE
SURFA'SAFE Premium	16 x 500 ml	2419.105
SURFA'SAFE Premium	12 x 750 ml	2419.544 2419326



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

INDICATIONS

Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables.

Application biocide:
pour les surfaces générales.

MODE D'EMPLOI

Solution prête à l'emploi.

Pulvériser la solution détergente désinfectante sur un non-tissé et essuyer.

Bien répartir le produit (+/- 6 ml/m² soit environ 10 pulvérisations). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires.

Veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place. Dossier scientifique (efficacité, compatibilité...) disponible sur demande.

COMPOSITION

Chlorure de didécylméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

CERTIFICATS

Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes de SURFA'SAFE PREMIUM est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

STOCKAGE

Stockage entre +5°C et +25°C

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX ET BIOCIDES

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS.



www.anios.com