

making a difference

THE GENTLE TOUCH

La próxima evolución en seguridad

VACUETTE® EVOPROTECT

Palomilla de SEGURIDAD




greiner
BIO-ONE

VACUETTE® EVOPROTECT

Palomilla de SEGURIDAD

EVOPROTECT es el siguiente nivel de seguridad en la toma de muestras de sangre.

El mecanismo de “click” semiautomático protege al usuario frente al riesgo de lesiones causadas por pinchazos de agujas y facilita la tarea diaria de obtención de muestras sanguíneas. **VACUETTE® EVOPROTECT** proporciona una toma de muestras delicada y segura y evita las posibles lesiones por una punción accidental. Para nosotros una sola lesión ya es demasiado.

Esta palomilla de seguridad cumple con los estándares y los requisitos de seguridad vigentes y proporciona un apoyo sustancial para la toma de muestras e infusión con el mismo dispositivo.

Uso fácil con un diseño mejorado

VACUETTE® EVOPROTECT tiene un diseño ergonómico y es fácil de utilizar. Se trata de una aguja con aletas, especialmente desarrollada para permitir su uso con una sola mano. Las posibles lesiones por punción con agujas se reducen al mínimo gracias a la activación del mecanismo de seguridad mientras la aguja está todavía en vena.

VACUETTE® EVOPROTECT es adecuado tanto para la toma de muestras sanguíneas como para la infusión posterior con el mismo dispositivo.



1 MÁXIMA SEGURIDAD

La palomilla de Seguridad **VACUETTE® EVOPROTECT** tiene un mecanismo de seguridad semiautomático. El sistema de activación del mecanismo de seguridad se encuentra en los laterales del cuerpo del dispositivo, facilitando la activación con una sola mano. La aguja se retrae automáticamente, al mismo tiempo que queda envuelta de forma segura e irreversible en la cubierta de seguridad. Un “click” sonoro confirma la correcta activación del mecanismo de seguridad.

2 DISEÑADA PENSANDO EN LA COMODIDAD DEL PACIENTE

La punta de la aguja es muy afilada y cuenta con triple bisel, lo que garantiza la comodidad del paciente. El cuerpo transparente entre la aguja y el tubo permite identificar visualmente la correcta canalización de la vena. El tubo está diseñado para garantizar que la aguja permanezca lo más estable posible en la vena. La ubicación del sistema de activación del mecanismo de seguridad en el lateral del dispositivo, minimiza el riesgo de que la aguja se mueva en la vena del paciente durante la activación.

3 USO VERSÁTIL

Puede utilizarse el mismo dispositivo para la toma de muestras venosas e infusión inmediatamente posterior, eliminando así la necesidad de realizar una segunda venopunción.

THE GENTLE TOUCH EN CUATRO PASOS

AGUJA CON ALETAS

El material y el diseño de la superficie de las aletas proporcionan un agarre sencillo y seguro y una sujeción óptima durante la venopunción..

MECANISMO DE SEGURIDAD

El mecanismo de seguridad se activa en vena, ofreciendo al usuario un nivel de seguridad aún mayor.

El diseño del mecanismo de seguridad favorece la retirada de la aguja de la vena ofreciendo más comodidad al paciente..

AGUJA

Las paredes extrafinas de las agujas 21G y 23G tienen un efecto positivo en la velocidad de flujo y, por tanto, en la duración de la obtención de muestras sanguíneas/ infusión.

TUBO

El tubo es especialmente flexible con un efecto memoria mínimo.

PASO 2

Lleve a cabo la obtención de la muestra sanguínea siguiendo las indicaciones de su centro. Una vez terminada, coloque una gasa sobre el punto de punción sin aplicar presión.

PASO 4

El mecanismo de seguridad se deslizará automáticamente para atrás hasta que se oiga un "click". El "click" indica la correcta activación del mecanismo de seguridad. Deseche el dispositivo en un contenedor para objetos punzantes según el procedimiento de su centro

PASO 1

Realice la venopunción (con el brazo del paciente en posición descendente). El retroceso confirma la correcta canalización de la vena, en función de la presión venosa del paciente.

PASO 3

Este producto está diseñado para la activación en vena. Con una mano, active el dispositivo de seguridad presionando los botones de color azul. Tenga cuidado de no obstaculizar la retracción automática.

Para conocer las recomendaciones de manejo al completo, por favor, consulte las Instrucciones de Uso (ref. 980274) e Instrucciones gráficas de Uso (ref. 980275) en www.gbo.com.



Palomilla de SEGURIDAD para extracción/infusión



Palomilla de SEGURIDAD + Adaptador Luer



Palomilla de SEGURIDAD + portatubos



ALMACENAMIENTO

4-25°C
(evitar la luz solar directa)

CADUCIDAD

36 meses
(desde la fecha de fabricación)

EMBALAJE

envasado individual y estéril

FÁCIL DE DESECHAR

El embalaje de la palomilla de SEGURIDAD **VACUETTE® EVOPROTECT** está fabricado con un solo material, por lo que no es necesario separar papel y plástico para su desecho. El blíster es fácil de comprimir, reduciendo así los residuos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

REF.	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	LONGITUD DE LA AGUJA	LONGITUD DEL TUBO	UDS. EMBAJAJE INTERIOR	UDS. EMBALAJE EXTERIOR
------	-------------	---------	----------------------	-------------------	------------------------	------------------------

Palomilla de SEGURIDAD **VACUETTE® EVOPROTECT** para extracción / infusión

450120	Palomilla de SEGURIDAD VACUETTE® EVOPROTECT para extracción/ infusión	21G (0.80mm)	3/4" 19mm	7 ½" 19cm	60	1080
450121	Palomilla de SEGURIDAD VACUETTE® EVOPROTECT para extracción/ infusión	23G (0.60mm)	3/4" 19mm	7 ½" 19cm	60	1080

Palomilla de SEGURIDAD **VACUETTE® EVOPROTECT** + Adaptador Luer

450127	Palomilla de SEGURIDAD VACUETTE® EVOPROTECT + Adaptador Luer	21G (0.80mm)	3/4" 19mm	7 ½" 19cm	60	1080
450128	Palomilla de SEGURIDAD VACUETTE® EVOPROTECT + Adaptador Luer	21G (0.80mm)	3/4" 19mm	12" 30cm	60	1080
450129	Palomilla de SEGURIDAD VACUETTE® EVOPROTECT + Adaptador Luer	23G (0.60mm)	3/4" 19mm	7 ½" 19cm	60	1080
450130	Palomilla de SEGURIDAD VACUETTE® EVOPROTECT + Adaptador Luer	23G (0.60mm)	3/4" 19mm	12" 30cm	60	1080
450132	Palomilla de SEGURIDAD VACUETTE® EVOPROTECT + Adaptador Luer	25G (0.50mm)	3/4" 19mm	12" 30cm	60	1080

Palomilla de SEGURIDAD **VACUETTE® EVOPROTECT** + portatubos

450122	Palomilla de SEGURIDAD VACUETTE® EVOPROTECT + portatubos	21G (0.80mm)	3/4" 19mm	7 ½" 19cm	30	540
450123	Palomilla de SEGURIDAD VACUETTE® EVOPROTECT + portatubos	21G (0.80mm)	3/4" 19mm	12" 30cm	30	540
450125	Palomilla de SEGURIDAD VACUETTE® EVOPROTECT + portatubos	23G (0.60mm)	3/4" 19mm	7 ½" 19cm	30	540
450126	Palomilla de SEGURIDAD VACUETTE® EVOPROTECT + portatubos	23G (0.60mm)	3/4" 19mm	12" 30cm	30	540

Estos productos están exentos de látex y DEHP.

Austria (Main Office)

Greiner Bio-One GmbH
Phone +43 7583 6791-0
E-Mail office@at.gbo.com

Brazil

Greiner Bio-One Brasil
Phone +55 19 3468-9600
E-Mail office@br.gbo.com

China

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Phone +86 10 83 55 19 91
E-Mail office@cn.gbo.com

France

Greiner Bio-One SAS
Phone +33 1 69 86 25 25
E-Mail accueil@gbo.com

Germany

Greiner Bio-One GmbH/
Preanalytics
Phone +49 7022 948-0
E-Mail office@de.gbo.com

Hungary

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Phone +36 96 213 088
E-Mail office@hu.gbo.com

India

Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Phone +91 120 375 9291
E-Mail info@gboindia.com

Indonesia

Greiner Bio One Indonesia KPPA
Phone +62 812 1391 3900
E-Mail office@id.gbo.com

Italy

Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Phone +39 02 9438 3340
E-Mail office@it.gbo.com

Japan

Greiner Bio-One Co. Ltd.
Phone +81 3 3505 8875
E-Mail info@jp.gbo.com

Netherlands

Greiner Bio-One B.V.
Phone +31 172 4209 00
E-Mail info@nl.gbo.com

Portugal

VACUETTE Portugal S.A.
Phone +351 252 647 721
E-Mail info@vacuette.pt

Spain

Greiner Bio One España, S.A.U.
Phone +34 91 652 77 07
E-Mail info@es.gbo.com

Switzerland

Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Phone +41 7 12 28 55 22
E-Mail office@ch.gbo.com

Thailand

Greiner Bio-One Thailand Ltd.
Phone +66 38 4656 33
E-Mail office@th.gbo.com

Turkey

Greiner Bio-One Turkey
Phone +90 216 576 6004
E-Mail office@tr.gbo.com

United Kingdom

Greiner Bio-One Ltd.
Phone +44 1453 8252 55
E-Mail info@uk.gbo.com

USA

Greiner Bio-One North America Inc.
Phone +1 704 261-7800
E-Mail info@us.gbo.com