

## VACUETTE® QUICKSHIELD Complete (med dreibart deksel) Bruksanvisning



### Beregnet bruksområde

**VACUETTE® QUICKSHIELD** er kun tiltenkt brukt sammen med **VACUETTE®** blodprøverør som et system ved rutinemessig venepunksjon. Denne enheten er laget med et sikkerhetsdeksel som kan aktiveres for å dekke nålen umiddelbart etter venepunksjon som hjelp til å beskytte mot utilsiktede stikkskader. De er beregnet for engangsbruk og skal kun brukes av helsepersonell med tilstrekkelig opplæring i samsvar med disse instruksjonene.

### Produktbeskrivelse

Den sterile **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** er en enkeltpakket **VACUETTE® QUICKSHIELD** sikkerhetsrørholder med forhåndsgjenget **VACUETTE®** prøvetakingsnål til flergangsbruk, i blisterpakning. Den er en steril rørholder av plast til engangsbruk, laget med et sikkerhetsdeksel som kan aktiveres for å dekke nålen umiddelbart etter venepunksjon.

### Advarsler/forholdsregler

1. Ikke bruk **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** hvis den er skadet.
2. Hvis den sterile pakningen er skadet eller utilsiktet åpnet før bruk, må ikke produktet brukes og må kasseres.
3. En **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** som blir kontaminert med blod, skal betraktes som farlig og må kasseres umiddelbart.
4. Ikke sett hetten på nålen etter bruk.
5. Ikke bøy nålen.
6. Etter venepunksjon kasseres den brukte nålen sammen med **VACUETTE® QUICKSHIELD** som én enhet i en egnet beholder for skarpe gjenstander i tråd med institusjonens rutiner og retningslinjer.
7. Hold hendene bak nålen til enhver tid under bruk og kassering.
8. Håndter alle biologiske prøver og skarpt prøvetakingsutstyr i henhold til lokale rutiner og retningslinjer.
9. Oppsøk lege hvis du blir eksponert for biologiske prøver (for eksempel ved stikkskade), ettersom disse prøvene kan overføre HIV, hepatittvirus og andre smittsomme sykdommer.
10. Kast alt skarpt prøvetakingutstyr i risikoavfallsbeholdere som er godkjent for slikt avfall.
11. Bruk alltid hansker under venepunksjon for å redusere eksponeringsfaren.

Gjelder kun for EU-land: Skulle det oppstå alvorlige hendelser i forbindelse med produktet, må disse rapporteres til produsenten og den relevante myndigheten i landet der brukeren/pasienten holder til.

### Oppbevaring før bruk

Oppbevar holderne ved 4–36 °C (40–97 °F).

**MERK:** Unngå eksponering for direkte sollys. Overskridelse av anbefalt maksimumstemperatur kan føre til svekkelse av holderen.

### Håndtering

#### LES HELE DETTE DOKUMENTET FØR DU UTFØRER VENEPUNKSJON.

BRUK ENGANGSHANSKER UNDER VENEPUNKSJON OG VED HÅNDBLING AV BLODPRØVERØR FOR Å REDUSERE EKSPONERINGSFAREN.


1. Åpne blisterpakningen, og ta enheten helt ut av emballasjen.

**MERK:** Blisterpakningen er en indikator for sterilitet og produktintegritet. Dersom pakningen er ødelagt eller skadet, skal **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** kasseres. Velg en annen i stedet.  
**MERK:** Ikke bøy nålene, og ikke bruk **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** hvis nålen er bøyd.

Prikken på nålehetten indikerer plasseringen av skråkanten.

2. Dekselet kan dreies til ønsket posisjon på holderen. I denne posisjonen blir det stående stabilt under venepunksjon.
3. Velg punksjonssted. Sett på turniké (maks. 1 minutt). Klargjør venepunksjonsstedet med passende antiseptisk middel. Ikke ta på venepunksjonsområdet etter rensing.
4. Legg pasientens arm i en nedoverrettet stilling. Ta av nålehetten. Utfør venepunksjon med pasientens arm rettet nedover og rørheten øverst.
5. Skyv røret inn i **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** og inn på nålventilen slik at gummimembranen punkteres. Plasser rørene midt i **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** når hetten gjennomtrenges, for å hindre at det går hull på sideveggene, noe som fører til for tidlig vakuumpap.
6. Ta av turnikéet så snart det kommer blod i røret. Ikke la innholdet i røret komme i kontakt med hetten eller enden av nålen under prosedyren. Røret skal altså ikke under noen omstendigheter vendes opp- eller nedover. Hold alltid røret på plass ved å trykke på det med tommelen for å sikre fullstendig vakuumpap.

**MERK:** Det kan noen ganger skje at det lekker blod fra nålmansjetten. Følg universelle forholdsregler for å minimere farer.



7. Sett rørene i rekkefølge i holderen. Påse at innholdet i røret ikke kommer i kontakt med hetten eller nålespissen under blodprøvetakingen.
8. Så snart blodet slutter å strømme inn i det siste røret, fjernes nålen forsiktig fra venen. Legg trykk på stikkstedet med en tørr steril bomullsdott inntil blødning stopper. Når blodet er koagulert, festes denne med et plaster eller bandasje hvis ønskelig.


Ikke sett hetten på nålen etter bruk. Dette øker risikoen for stikkskader.

**MERK:** Etter venepunksjon kan toppen av hetten inneholde rester av blod. Ta egnede forholdsregler ved håndtering av rør for å unngå kontakt med dette blodet.

#### Aktivisering av sikkerhetsdekselet

Umiddelbart etter at nålen er fjernet fra venen, brukes følgende prosedyrer til å aktivere sikkerhetsdekselet for å hindre stikkskade.

1. Aktiver sikkerhetsdekselet ved å trykke dekselet forsiktig mot nålen på et stabilt underlag. Aktivisering ved bruk av tommelen eller annen finger er også mulig. Da skal tommelen eller fingeren hele tiden holdes på baksiden av dekselet. (Se A1/A2)
2. Et hørbart klikk forteller brukeren at sikkerhetsdekselet er riktig og fullt ut aktivert. Risikoen for stikkskade er dermed praktisk talt eliminert. (B)
3. Kasser den brukte nålen sammen med **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** i en egnet avfallsbeholder. (C)



**MERK:** Ikke bruk makt for å frigjøre eller reaktivere sikkerhetsmekanismen etter at den er aktivert.

#### Kassering

Generelle retningslinjer for hygiene samt offentlige forskrifter for korrekt avhending av infisert materiale skal respekteres og følges. Engangshansker kan begrense faren for infeksjon. Kontaminerte holdere må umiddelbart etter blodprøvetaking kasseres i egnede risikoavfallsbeholdere, som deretter kan autoklaveres og forbrennes.

#### Etikettinformasjon

|  |                      |  |                               |               |  |
|--|----------------------|--|-------------------------------|---------------|--|
|  | Produsent            |  | Sterilisert ved stråling      |               | Må ikke brukes hvis pakningen er skadet. Se bruksanvisningen |
|  | Utløpsdato           |  | Må ikke brukes på nytt        |               | Produksjonsdato  |
|  | Batchkode            |  | Se bruksanvisningen           |               | Medisinsk utstyr   |
|  | Katalognummer        |  | Temperaturgrense              | Rx Only (USA) | Reseptpliktig enhet  |
|  | Beskyttes mot sollys |  | Enkelt sterilt barrieresystem |               | Autorisert representant i Sveits                             |

Forsiktig: I henhold til USAs føderale lovgivning skal denne enheten kun selges eller forskrives av lege.

Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32  
4550 Kremsmünster  
Østerrike

Produsert i Østerrike

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Tlf.: +43 7583 6791

Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH  
St. Leonhardstraße 39  
9000 St. Gallen, Sveits