

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete (com proteção rotativa) Instruções de Uso

Indicação de Uso

O adaptador QUICKSHIELD Complete **VACUETTE®** deve ser utilizado apenas com Tubos para Coleta de Sangue **VACUETTE®** como um sistema nos procedimentos de punção venosa de rotina. Este dispositivo possui um escudo de segurança, que deve ser ativado imediatamente após punção venosa, pois ajuda na proteção contra acidentes. Este dispositivo é de uso único e deve ser usado apenas por profissionais devidamente treinados de acordo com estas instruções.

Descrição do Produto

O QUICKSHIELD Complete **VACUETTE®** é constituído por um adaptador de segurança para tubo QUICKSHIELD **VACUETTE®** uma Agulha Múltipla para Coleta de Sangue **VACUETTE®** pré-introduzida em uma embalagem tipo blister. Trata-se de um adaptador de plástico estéril com escudo de segurança, de uso único, que deve ser ativado imediatamente após a punção venosa.

Precauções/Cuidados

1. Não usar o QUICKSHIELD Complete **VACUETTE®** quando danificado.
2. Se a embalagem estéril estiver danificada ou tiver sido aberta acidentalmente antes do uso, o produto não deve ser utilizado e deve ser descartado.
3. Qualquer QUICKSHIELD Complete **VACUETTE®** em contato com sangue torna-se contaminado e deve ser descartado imediatamente.
4. Não reencapar agulha.
5. Não entortar a agulha.
6. Após a punção venosa, descarte o conjunto usado em recipiente apropriado de acordo com as políticas e procedimentos da instituição.
7. Manter as mãos atrás da agulha durante todo o manuseio e descarte.
8. Manipular todas as amostras biológicas e perfurocortantes de coleta de sangue de acordo com as políticas e procedimentos da instituição.
9. 8. Siga o protocolo da instituição no caso de qualquer exposição à amostra biológica (por exemplo, através de uma lesão durante a punção), uma vez que essas amostras podem transmitir HIV, hepatite viral ou outra doença infecciosa.
10. Descartar todo material perfurocortante em recipiente apropriado.
11. Luvas devem ser usadas em todos os momentos da punção venosa para minimizar o risco de exposição.

Aplicável apenas a Estados-Membros da União Europeia: Caso ocorram incidentes graves relacionados ao produto, estes devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade nacional responsável do Estado-Membro em que o usuário/paciente está estabelecido.

Armazenamento antes do uso

Armazene a 4–36°C (40–97° F).

NOTA: Evitar a exposição direta à luz solar. O armazenamento em temperaturas acima do recomendado pode danificar o produto.

Manuseio

LEIA ESTAS INFORMAÇÕES ANTES DE REALIZAR A PUNÇÃO VENOSA.


USE LUVAS DURANTE A PUNÇÃO VENOSA E AO MANIPULAR TUBO DE COLETA DE SANGUE PARA MINIMIZAR O RISCO DE EXPOSIÇÃO A PATÓGENOS!

1. Gire a embalagem e remova a parte posterior da agulha.

NOTA: A etiqueta perfurada é um indicador de esterilidade e integridade do produto. Caso as etiquetas apresentem-se danificadas, descarte a agulha e selecione outra que esteja íntegra.
NOTA: Não entortar as agulhas e não usar o QUICKSHIELD Complete **VACUETTE®** quando a agulha estiver torta.

O ponto sobre a tampa da agulha indica a localização do bisel.

2. O escudo pode rodar para a posição desejada onde se mantém estável durante a punção venosa.
3. Selecionar o local da punção. Aplique o torniquete (máx. 1 minuto). Realize a antisepsia no local. Não apalpar o local da punção venosa após a antisepsia!
4. Posicionar o braço do paciente inclinado para baixo. Remova a capa protetora da agulha. Realizar a punção venosa com o braço do paciente inclinado para baixo.
5. Coloque o tubo no QUICKSHIELD Complete **VACUETTE®**. Os tubos devem estar centralizados no QUICKSHIELD Complete **VACUETTE®** para evitar a penetração da parede lateral e posterior perda prematura de vácuo.
6. Remova o torniquete assim que o sangue flui no tubo. Não permitir que o conteúdo do tubo entre em contato com a tampa ou com o final da agulha durante o procedimento, isto é, sob nenhuma circunstância o tubo deve ser virado para baixo durante o procedimento. Sempre segurar o tubo pressionando com o polegar para garantir o preenchimento completo do tubo.



NOTA: Ocasionalmente o sangue pode vaziar através da capa protetora da agulha. Pratique as precauções universais de biossegurança para minimizar a exposição a patógenos.

7. Coloque os tubos sucessivamente no adaptador. Assegure-se que o conteúdo do tubo não entre em contato com a tampa ou a ponta da agulha durante a coleta de sangue.
8. Logo que o sangue parar de fluir no último tubo, removê-lo e depois cuidadosamente remover a agulha da veia e aplicar o material para estancamento até parar o sangramento. Quando o sangue parar, aplique um curativo se necessário.


Não reencape agulha! O reencape de agulhas aumenta o risco de acidentes com perfurocortantes.

NOTA: Após a punção venosa, o topo da agulha pode conter sangue residual. Tome as precauções adequadas ao manusear os tubos para evitar contato com o sangue.

Ativação do Escudo de Segurança

Imediatamente após a remoção da agulha da veia, utilizar os seguintes procedimentos para ativar o escudo de segurança para evitar acidentes causados por agulhas.

1. Ative o escudo de segurança, pressionando suavemente o escudo para agulha sobre uma superfície estável. A ativação pelo polegar também é possível, no qual o polegar deve permanecer atrás do escudo todo o tempo. (Veja A1/A2)
2. Um clique é ouvido assegurando ao usuário que o escudo de segurança foi corretamente e totalmente ativado. Assim, o risco de um ferimento com agulha é praticamente eliminado. (B)
3. Descarte o conjunto QUICKSHIELD Complete **VACUETTE®** em um dispositivo de descarte apropriado. (C)



NOTA: Não force para liberar ou reativar o mecanismo de segurança depois de ter sido ativado.

Descarte

As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de material devem ser seguidas de acordo com o protocolo da instituição. Luvas descartáveis previnem o risco de infecção. Adaptadores contaminados devem ser descartados imediatamente após a coleta de sangue em recipientes apropriados.

Informações da Etiqueta

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|---|
| | Fabricante | | Esterilizado por irradiação | | Não utilize se a embalagem estiver danificada e consulte as instruções de uso |
| | Prazo de validade | | Não reutilizar | | Data de fabricação |
| | Número de lote | | Consultar as Instruções de Uso | | Dispositivo médico |
| | Número do item | | Limite de temperatura | Rx Only (USA) | Dispositivo de Prescrição |
| | Manter protegido da luz solar | | Sistema de barreira estéril única | | Representante autorizado na Suíça |

Atenção: A lei federal dos EUA limita a venda deste dispositivo a médicos ou mediante receita médica.

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Áustria

Fabricado na Áustria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefone +43 7583 6791

Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen, Suíça

Importador e Distribuidor: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Afonso Pansan, 1967 – Vila Bertini – CEP. 13.473-620 – Americana – SP Fone
+55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601
CNPJ 71.957.310/0001-47 – Site: www.gbo.com

Produto de Uso Médico
Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves – CRF-SP nº 32.272

CADASTRO NA ANVISA / MS 10290310046
Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com