

Kullanım Amacı

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS rutin ven ponksiyonu prosedürlerinde sadece **VACUETTE®** Kan Alma Tüpleriyle birlikte kullanım amaçlıdır. Bu cihaz, kazara iğne batması yaralanmalarına karşı koruma sağlamaya yardımcı olması açısından, ven ponksiyonunun hemen ardından iğneyi tamamen kapatmak üzere etkinleştirilebilecek bir güvenlik korumasıyla birlikte tasarlanmıştır. **VACUETTE® VISIO PLUS** İğneler, uygun bir uzman doktor tarafından izin verildiğinde günlük kan alma rutininde kullanım için tasarlanmıştır. Flashback penceresi, kanül hub'ının şeffaf bölümünde bulunur, kullanıcıya ven girişinin başarılı olduğunu görmede yardımcı olur. Yalnızca tek kullanımlıktır ve bu talimatlar uyarınca yalnızca gereken eğitimi almış sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.

Ürün Tanımı

Steril **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS**, blister pakette önceden takılmış **VACUETTE® VISIO PLUS** Kan Alma İğnesi içeren tek tek paketlenmiş **VACUETTE® QUICKSHIELD** Güvenlik Tüp Tutucusudur. Bu, ven ponksiyonu sonrasında derhal iğneyi kapatmak üzere etkinleştirilebilecek bir güvenlik koruyucusuyla tasarlanmış steril, tek kullanımlık plastik bir tüp tutucudur.

Önlemler/Dikkat Edilecek Konular

1. Steril ambalaj kullanımdan önce hasar görmüşse veya yanlışlıkla açılmışsa ürün kullanılmamalı ve bertaraf edilmelidir.
2. **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS**'i hasarlıysa kullanmayın.
3. **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS**'e kan bulaştığında tehlikeli olduğu düşünülmeli ve derhal atılmalıdır.
4. İğneyi tekrar kapaklamayın.
5. İğneyi eğmeyin.
6. Ven ponksiyonu sonrasında, kullanılan iğneyi **VACUETTE® QUICKSHIELD** ile birlikte tek bir birim olarak, tesisinizin ilkelerine ve prosedürlerine uygun olarak uygun keskin materyallere yönelik kabına atın.
7. Kullanım ve atma sırasında ellerinizi daima iğnenin gerisinde tutun.
8. Tüm biyolojik numuneleri ve kan alma aletlerini tesisinizin ilke ve prosedürlerine göre kullanın.
9. Biyolojik numunelere maruz kalınması (örneğin, delici aletle yaralanma) durumunda uygun tıbbi yardım alın, çünkü bu numuneler HIV, viral hepatit veya kan yoluyla bulaşan patojenler yayabilir.
10. Bütün kan alma aletlerini, elden çıkarılmaları için onaylanmış olan biyolojik tehlike konteynerlerine atın.
11. Maruz kalma riskini en aza indirmek için ven ponksiyonu sırasında daima eldiven takılmalıdır.

Sadece Avrupa Birliği üye ülkeleri için geçerlidir. Ürünle ilgili olarak herhangi bir ciddi olay meydana gelirse üreticiye ve kullanıcının/hastanın bulunduğu üye ülkedeki yetkili makama bildirilmelidir.

Kullanım öncesi saklama

Tutucuları 4-36°C'de (40-97° F) saklayın.

NOT: Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Tavsiye edilen maksimum saklama sıcaklığının aşılması, tutucunun bozulmasına neden olabilir.

Tutma Prosedürleri**KAN ALMA İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN.**

VEN PONKSİYONU SIRASINDA VE KAN ALMA TÜPLERİNİ İŞLERKEN, MARUZ KALMA TEHLİKESİNİ MİNİMİZE ETMEK İÇİN EL DİVEN GİYİN.


1. Blister ambalajını açın ve cihazı ambalajdan tamamen çıkarın.

NOT: Blister ambalajı sterillik ve ürün sağlamlığının göstergelerinden biridir. Blister ambalaj kırılmışsa veya zarar görmüşse **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS**'i atın ve başka bir tane seçin.

NOT: İğneleri eğmeyin veya iğne eğilmişse **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS**'i kullanmayın.

İğne kapağındaki nokta, eğim konumunu gösterir.

2. Koruma, ven ponksiyonu sırasında stabil kaldığı tercih edilen tutucu konumuna döndürülebilir.
3. Ponksiyon bölgesini seçin. Turnike uygulayın (maksimum: 1 dakika) Uygun bir antiseptikle ven ponksiyonu bölgesini hazırlayın. Temizledikten sonra ven ponksiyonu bölgesini elle muayene etmeyin.
4. Hastanın kolunu aşağı bakan konuma getirin. İğne kapağını çıkarın. Hastanın kolu aşağı bakar biçimde ve tüp kapağı en üst konumdayken ven ponksiyonunu yapın.
5. Tüpü **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** içine ve iğne valfinin üstüne doğru iterek kauçuk diyaframı delin. Kapağı delerken tüp çeperini delmeyi ve erken vakum kaybını önlemek için tüpleri **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS** ortasına getirin.



6. Kan tüpte belirir belirmez turnikeyi çıkarın. Tüp içeriğın prosedür sırasında kapağa veya iğne ucuna temas etmesini önleyin, yani prosedür sırasında tüp kesinlikle ters döndürülmemelidir. Tam vakum çekimini sağlamak için tüpü baş parmakla bastırarak yerinde durması sağlanır.

NOT: Kan bazen iğneden sızabilir. Maruz kalma tehlikesini minimize etmek için evrensel güvenlik önlemlerini uygulayın.

7. Sonraki tüpleri tutucuya yerleştirin. Tüp içeriğının, kan alma sırasında kapak veya iğne ucuyla temas etmediğinden emin olun.
8. Sonuncu tüp içine kan akışı durduğı an, iğneyi dikkatle damardan çıkararak kanama duruncaya kadar derideki iğne deliğine steril bezle baskı uygulayın. Pıhtılaşma meydana geldiğinde, istenirse yapışkanlı plaster veya bandaj uygulayın.


İğneyi tekrar kapaklamayın! İğnenin yeniden kapaklanması, iğne batması riskini artırır.

NOT: Ven ponksiyonundan sonra, kapağın üst kısmında artık kan kalabilir. Tüplerle işlem yaparken bu kanla temas etmekten kaçınmak için uygun önlemleri alın.

Güvenlik koruyucusunun etkinleştirilmesi

İğne damardan çıkarılır çıkarılmaz, iğne batmasını önlemek üzere güvenlik koruyucusunu etkinleştirmek için aşağıdaki prosedürler kullanılır.

- Stabil bir yüzeyde, koruyucuyu dikkatle iğneye doğru bastırarak güvenlik koruyucusunu etkinleştirin. Başparmak veya diğer parmaklarla etkinleştirme de mümkündür, bu işlemde başparmak ve diğer parmaklar daima koruyucunun gerisinde kalmalıdır. (Bkz. A1/A2)
- Kullanıcıya güvenlik koruyucusunun düzgün ve tam olarak etkinleştirildiğini bildirmek için bir klik sesi duyulur. Böylece iğne batması riski neredeyse ortadan kaldırılmış olur. (B)
- Uygun bir atık cihazı kullanarak, **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS** ile birlikte kullanılmış iğneyi atın. (C)



NOT: Güvenlik mekanizmasını etkinleştirilmesinden sonra zorla serbest bırakmayın veya yeniden etkinleştirmeyin.

Elden çıkarma

Bulaşıcı maddelerin uygun bir şekilde elden çıkarılmasına yönelik genel hijyen ilkeleri ve kanuni düzenlemeler göz önüne alınmalı ve uygulanmalıdır. Tek kullanımlık eldivenler enfeksiyon riskini önler. Kontamine olmuş tutucular kan almadan hemen sonra, daha sonra otoklavlanacak ve yakılacak olan uygun biyolojik tehlike atık konteynerlerine atılmalıdır.

Etiket bilgileri

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|
| | Üretici | | İşinlama yoluyla sterilize edilmiştir | | Ambalaj hasarlıysa kullanmayın ve kullanım talimatlarına başvurun |
| | Son kullanım tarihi | | Yeniden kullanmayın | | Üretim tarihi |
| | Parti kodu | | Kullanım talimatlarına başvurun | | Tıbbi cihaz |
| | Katalog numarası | | Sıcaklık limiti | | Bu cihaz reçete ile verilir |
| | Güneş ışığından uzak tutunuz | | Tek steril bariyer sistemi | | İsviçre'deki yetkili İsviçre |

Dikkat: ABD Federal Yasaları, bu cihazın yalnızca bir hekim tarafından veya bir hekimin talimatı üzerine satılmasına izin verir.

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Avusturya

Avusturya'da üretilmiştir

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791

Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen, İsviçre