

VACUETTE® SAFELINK

Väliskeermega Luer-lukuga hoidik (steriilne)

Kasutusjuhend

Kasutusotstarve

VACUETTE® SAFELINK on mõeldud vere võtmiseks koos sisekeermega Luer-pordi seadmega.

Tootekirjeldus

Steriilne, ühekordselt kasutatav plastist hoidik ja selle ülaosa keskel asuv väliskeermega Luer-lukuga liitmik. Muhviga roostevabast terasest nõel on kinnitatud hoidiku sisse, hõlbustades verevõtmist tühja verevõtukatsuti korgi läbistamisel.

Käsitsemine

1. Avage pakend ettevaatlikult.
2. Hoidke katsutihoidikut ühe käega kinni ja kinnitage hoidiku ülaosas asuv väliskeermega Luer-liitmik ettevaatlikult keerates valitud seadme sisekeermega Luer-luku külge. Veenduge, et see oleks korralikult kinni, aga ärge üle keerake.
3. Võtke vereproov vastavalt oma asutuse standarditele.
4. Pärast vereproovi võtmist visake minema, nagu allpool kirjeldatud.

Säilitamine

Säilitage katsutihoidjat temperatuuril 4–25 °C (40–77 °F)

MÄRKUS. Vältige kokkupuudet otsese päikesevalgusega. Maksimaalse soovitusliku säilitustemperatuuri ületamisel võib hoidik kahjustuda.









Ettevaatusabinõud/hoiatused

- Juhiste järgimisel toimib seade nagu ette nähtud.
- Kui seda kasutatakse koos perifeerselt sisestatava veenisisesese kateetriga, tuleb kasutada pikenduskomplekti.
- Ei sobi verevoolusurvele üle 185 mmHg.
- Lugege alati iga konkreetse tarviku kasutusjuhendeid.
- Kandke selle seadmega verd võttes alati kummikindaid.
- Enne kasutamist kontrollige iga pakendi terviklikkust. Kui pakend on katki, ärge kasutage seadet.
- Ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Mitte korduskasutada ohtlike nakkuste riski tõttu!
- Kasutage ainult üheks vereproovivõtuks.
- Hoidke kasutamise ja äraviskamise ajal käed alati nõela taga.
- Ärge kunagi puudutage katsutihoidikut seestpoolt.
- Ärge kunagi pange nõelale katet peale. Ohutustarvikute kasutamine on soovitatav.
- Hoidke alati paigal, vajutades pöidla või sõrmega katsutile, et tagada täielik vaakum.
- Tühja verevõtusüsteemi kasutamisel kontrollige alati, et voolikud on korrektselt täidetud.
- Seda toodet tohivad kasutada vastava väljaõppe läbinud tervishoiutöötajad ainult nende juhiste kohaselt.

Jäätmekäitlus

Arvestada ja järgida tuleb nakkusohtlike materjalide äraviskamist puudutavaid üldisi hügieenipõhimõtteid ja kehtivaid eeskirju. Pärast kasutamist visake katsutihoidik ja kõik ühekordselt kasutatavad tarvikud koos vastavasse bioloogiliselt ohtlike jäätmete mahutisse.

Märgiste teave

	Tootja		Temperatuuripiirang
	Kasutusaja lõpp		Ärge kasutage korduvalt
	Partii kood		Vaadake kasutusjuhendit
	Kataloogi number	Rx only	Retseptiga väljastatav seade
	Steriliseeritud kiirgusega		



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32,
4550 Kremsmünster, Austria

Valmistatud Austrias

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791