

Utilisation prévue

Les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE® VISIO PLUS** sont conçues pour effectuer les tâches quotidiennes de prélèvement sanguin sur ordonnance d'un praticien. La fenêtre d'inspection est située dans la partie transparente du coulisseau de la canule, ce qui permet à l'utilisateur d'apprécier une ponction veineuse réussie. Les aiguilles sont à usage unique et doivent être uniquement utilisées par des professionnels de la santé correctement formés, conformément aux présentes instructions.

Description du produit

Les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE® VISIO PLUS** sont en acier inoxydable et équipées d'une soupape de sécurité à une extrémité. L'étiquette perforée sert non seulement à simplifier l'identification, mais fait également office de sceau de stérilité. Les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE® VISIO PLUS** sont un produit stérile à usage unique. Ce produit ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

Précautions/Mises en garde

- La manipulation des aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE® VISIO PLUS** doit être conforme aux politiques et procédures de votre établissement.
- Des virus tels que le VHB, le VHC, le VIH ainsi que d'autres agents de maladies infectieuses peuvent être transmis par contact avec des échantillons biologiques. En cas d'exposition à des échantillons biologiques, consultez un médecin spécialisé.
- Portez des gants pendant la prise de sang et lors de la manipulation des tubes de prélèvement sanguin afin de minimiser les risques d'exposition.
- Un filetage en biais de l'aiguille dans le corps de pompe peut endommager le filetage du corps de pompe et de l'aiguille, et l'aiguille peut se desserrer pendant la prise de sang.
- Pendant la procédure de prélèvement sanguin, maintenez le tube de prélèvement sanguin en place en appuyant dessus avec le pouce afin d'éviter tout retour en arrière et d'assurer une aspiration complète.
- Gardez toujours les mains à l'arrière de l'aiguille pendant son utilisation et son élimination.
- Éliminez toutes les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE® VISIO PLUS** comme une seule unité avec le support utilisé dans des conteneurs à risque biologique approuvés pour leur élimination. Le fait de détacher l'aiguille du support peut entraîner des blessures par piqûre d'aiguille contaminée.
- Ne pas utiliser les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE® VISIO PLUS** après leur date d'expiration.
- Ne pas utiliser l'aiguille si l'étiquette perforée est cassée ou endommagée, car elle est gage de stérilité et d'intégrité.
- Ne pas réutiliser. La réutilisation de ce produit peut entraîner des infections dangereuses ou des blessures.
- Ne pas remettre de capuchon sur l'aiguille. Le fait de reboucher les aiguilles augmente le risque de blessure par piqûre d'aiguille et d'infections dangereuses.
- Ne tordez pas l'aiguille. Le fait de tordre l'aiguille peut provoquer des douleurs chez le patient, des blessures par piqûre d'aiguille, une contamination de l'aiguille causant des infections, une hémolyse de l'échantillon ou des dommages sur le tube d'acier et l'extrémité de l'aiguille.
- Les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE® VISIO PLUS** sont uniquement destinées à être utilisées dans les procédures de prélèvement de sang veineux.

Stockage des aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® VISIO PLUS avant leur utilisation

Température de stockage recommandée : 4–36 °C (40–97 °F).

REMARQUE : Éviter toute exposition à la lumière directe du soleil. Le dépassement de la température maximale de stockage conseillée peut porter atteinte à la qualité de l'aiguille de prélèvement sanguin **VACUETTE® VISIO PLUS**.

Manipulation

Lisez l'intégralité des instructions avant de procéder à la ponction veineuse.

Équipement nécessaire pour procéder à un prélèvement :

Avant d'effectuer une ponction veineuse, assurez-vous que le matériel de prélèvement suivant est disponible :

- tous les tubes de prélèvement sanguin selon les besoins, avec différentes dimensions, différents volumes de remplissage et additifs
- les étiquettes pour l'identification des échantillons des patients
- les aiguilles de prélèvement et corps de pompe






REMARQUE : les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE® VISIO PLUS** sont conçues pour une utilisation optimale avec les supports de tubes de prélèvement sanguin de Greiner Bio-One. L'utilisation de corps de pompe provenant d'autres fabricants est de la responsabilité de l'utilisateur.

- prendre les précautions de sécurité habituelles, telles que : utiliser des gants ou tout autre dispositif permettant de limiter les risques d'exposition aux agents pathogènes présents dans le sang
- des tampons d'alcool pour désinfecter le site de ponction
- une compresse de gaze propre
- un garrot
- du sparadrap ou du pansement adhésif
- un conteneur DASRI pour l'élimination en toute sécurité du matériel de prélèvement utilisé

Technique de prélèvement sanguin

PORTEZ DES GANTS DURANT LE PRÉLÈVEMENT VEINEUX ET POUR LA MANIPULATION DES TUBES DE PRÉLÈVEMENT AFIN DE MINIMISER LE RISQUE D'EXPOSITION.










- Enlevez la protection recouvrant la section à soupape de l'aiguille. (Fig. 1)
REMARQUE : l'étiquette perforée sert non seulement à simplifier l'identification, mais indique aussi que le produit est stérile et intact. Si les perforations sont cassées ou endommagées, jetez l'étiquette et prenez-en une autre intacte.
- Vissez l'aiguille dans le corps de pompe. (Fig. 2). Assurez-vous que l'aiguille est bien insérée et ne peut pas se dévisser pendant l'utilisation.
REMARQUE : un filetage en biais de l'aiguille dans le corps de pompe peut endommager le filetage du corps de pompe et de l'aiguille, et l'aiguille peut se desserrer pendant la prise de sang. Ne tordez pas l'aiguille.
- Sélectionnez le site de ponction. Appliquez le garrot (max. 1 minute). Préparez le site de la prise de sang avec une solution désinfectante appropriée. **NE PALPEZ PAS LA ZONE DE LA PRISE DE SANG APRÈS L'AVOIR DÉSINFECTÉE !**
- Mettez le bras du patient en déclive. Retirez le capuchon de protection de l'aiguille. (Fig. 3). Faites la prise de sang, le bras du patient en déclive et le capuchon du tube vers le haut.
- Contrôlez la partie transparente du coulisseau de la canule. Un jet de sang confirme la pénétration de la veine (Fig. 4).
- Poussez le tube dans le support et sur l'aiguille perce-bouchon de façon à ce que le bouchon en caoutchouc soit percé par l'aiguille de l'extrémité arrière. Centrez les tubes dans le support lors de la pénétration du bouchon pour éviter la pénétration des parois latérales et la perte de vide prématurée qui s'ensuit (Fig. 5).
- Desserrez le garrot dès que les premières gouttes de sang arrivent dans le tube.
REMARQUE : ne pas laisser le contenu du tube entrer en contact avec le capuchon ou l'extrémité de l'aiguille pendant le prélèvement. En d'autres termes, le tube ne doit jamais être retourné pendant le prélèvement.
- Maintenez toujours le tube en place en appuyant sur le tube avec le pouce pour éviter un retour en arrière et assurer une aspiration complète. **REMARQUE** : il est possible que du sang perde de l'aiguille perce-bouchon. Suivre les précautions de sécurité universelles afin de minimiser les risques d'exposition.
- Placez les tubes suivants dans le support. Veillez à ce que le contenu du tube n'entre pas en contact avec le capuchon ou l'extrémité de l'aiguille pendant le prélèvement sanguin.
- Dès que le sang cesse de s'écouler dans le dernier tube, retirez délicatement l'aiguille de la veine, puis exercez une pression sur le point de ponction avec une compresse de gaze propre jusqu'à ce que le saignement cesse.
- Après la coagulation, appliquez un pansement ou sparadrap stérile si nécessaire.
REMARQUE : Après la prise de sang, le haut du bouchon peut contenir des résidus de sang. Prendre les précautions nécessaires pour éviter tout contact avec ce sang lors de la manipulation des tubes. Chaque corps de pompe utilisé est susceptible d'être contaminé, il est donc considéré comme dangereux et doit être immédiatement éliminé.



Mise au rebut

Éliminez l'aiguille usagée et son support comme une seule unité dans un dispositif d'élimination approprié. **NE JAMAIS REBOUCHER !** Cela augmente le risque de blessure par piqûre d'aiguille

Informations sur l'étiquette

	Fabricant		Limite de températures
	Date limite d'utilisation		À usage unique
	Code de lot		Consulter le mode d'emploi
	Référence catalogue		Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	Date de fabrication		

Mise en garde : la loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif par ou sur ordre d'un médecin.

Documentation:

CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.

Site de production :
Nipro Medical Industries Ltd.,
Tatebayashi Plant, 2-19-64, Matsubara
Tatebayashi-shi, Gumma, 374-8518, Japon,
Fabriqué au Japon



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Autriche

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Téléphone +43 7583 6791

Distribué par Greiner Bio-One GmbH, Autriche