

Utilisation

Les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® multi-usages sont destinées au prélèvement de sang veineux.

Description du produit

Les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® multi-usages sont fabriquées en acier inoxydable et sont pourvues d'une valve de sécurité à une extrémité. L'étiquette perforée sert non seulement à simplifier l'identification, mais fait également office de sceau de stérilité. Les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® multi-usages constituent un produit stérile, pour utilisation unique. Le produit doit être utilisé uniquement par des professionnels de santé qualifiés conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Précautions/Mises en garde

- La manipulation des aiguilles de prélèvement VACUETTE® à usage multiple doit être conforme aux politiques et procédures de votre établissement.
- Des virus tels que le VHB, le VHC, le VIH ainsi que d'autres agents de maladies infectieuses peuvent être transmis par contact avec des échantillons biologiques. En cas d'exposition à des échantillons biologiques, consultez un médecin spécialisé.
- Portez des gants pendant la prise de sang et lors de la manipulation des tubes de prélèvement sanguin afin de minimiser les risques d'exposition.
- Un filetage en biais de l'aiguille dans le corps de pompe peut endommager le filetage du corps de pompe et de l'aiguille, et l'aiguille peut se desserrer pendant la prise de sang.
- Pendant la procédure de prélèvement sanguin, maintenez le tube de prélèvement sanguin en place en appuyant dessus avec le pouce afin d'éviter tout retour en arrière et d'assurer une aspiration complète.
- Gardez toujours les mains à l'arrière de l'aiguille pendant son utilisation et son élimination.
- Éliminez toutes les aiguilles de prélèvement VACUETTE® à usage multiple comme une seule unité avec le support utilisé dans des conteneurs à risque biologique approuvés pour leur élimination. Le fait de détacher l'aiguille du support peut entraîner des blessures par piqûre d'aiguille contaminée.
- Ne pas utiliser les aiguilles de prélèvement VACUETTE® à usage multiple après leur date d'expiration.
- Ne pas utiliser l'aiguille si l'étiquette perforée est cassée ou endommagée, car elle est gage de stérilité et d'intégrité.
- Ne pas réutiliser. La réutilisation de ce produit peut entraîner des infections dangereuses ou des blessures.
- Ne pas remettre de capuchon sur l'aiguille. Le fait de reboucher les aiguilles augmente le risque de blessure par piqûre d'aiguille et d'infections dangereuses.
- Ne tordez pas l'aiguille. Le fait de tordre l'aiguille peut provoquer des douleurs chez le patient, des blessures par piqûre d'aiguille, une contamination de l'aiguille causant des infections, une hémolyse de l'échantillon ou des dommages sur le tube d'acier et l'extrémité de l'aiguille.
- Les aiguilles de prélèvement VACUETTE® à usage multiple sont uniquement destinées à être utilisées dans les procédures de prélèvement de sang veineux.

Stockage des aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® multi-usages avant utilisation :

Température de stockage conseillée : entre 4 et 36 °C (entre 40 et 97 °F).

Remarque : évitez le contact direct avec la lumière du soleil. Le dépassement de la température maximale de stockage conseillée peut porter atteinte à la qualité des aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE®.

Manipulation

Lisez l'intégralité des instructions avant de procéder à la ponction veineuse.

Équipement nécessaire pour procéder à un prélèvement d'échantillon :

Avant d'effectuer une ponction veineuse, assurez-vous que le matériel de prélèvement suivant est disponible :

1. tous les tubes de prélèvement sanguin selon les besoins, avec différentes dimensions, différents volumes de remplissage et additifs
2. les étiquettes pour l'identification des échantillons des patients
3. les aiguilles de prélèvement et les corps de pompe
REMARQUE : les aiguilles de prélèvement VACUETTE® à usage unique sont conçues pour une utilisation optimale avec les supports de tubes de prélèvement sanguin de Greiner Bio-One. L'utilisation de corps de pompe provenant d'autres fabricants est de la responsabilité de l'utilisateur.
4. prendre les précautions de sécurité habituelles, telles que : utiliser des gants ou tout autre dispositif permettant de limiter les risques d'exposition aux agents pathogènes présents dans le sang
5. des tampons d'alcool pour désinfecter le site de ponction
6. une compresse de gaze propre
7. un garrot
8. du sparadrap ou du pansement adhésif
9. un conteneur DASRI pour l'élimination en toute sécurité du matériel de prélèvement utilisé

Technique de prélèvement sanguin

PORTEZ DES GANTS DURANT LA PRISE DE SANG ET LORS DE LA MANIPULATION DES TUBES DE PRÉLÈVEMENT AFIN DE MINIMISER LES RISQUES D'EXPOSITION AU SANG !










1. Retirez la protection de la valve de l'aiguille.
Remarque : l'étiquette perforée sert non seulement à simplifier l'identification, mais est aussi un indicateur de stérilité et permet de voir si le produit est parfaitement intact. En cas d'emballage déjà ouvert ou endommagé, n'utilisez pas le produit et prenez une nouvelle aiguille intacte.
2. Vissez l'aiguille dans le corps de pompe. Assurez-vous que l'aiguille est bien serrée afin qu'elle ne puisse pas se dévisser pendant l'utilisation.
Remarque : si l'aiguille n'est pas bien droite, il y a un risque d'endommagement du filet de l'aiguille ou du porte-tubes. L'aiguille pourrait se dévisser pendant la prise de sang. Ne pliez pas l'aiguille !
3. Choisissez le site de prélèvement. Placez le garrot (1 minute max.) et préparez le site avec un antiseptique approprié.
NE PALPEZ PAS LES VEINES APRÈS AVOIR DÉSINFECTÉ LE SITE DE PRÉLÈVEMENT !

4. Inclinez le bras du patient vers le bas.
5. Retirez le capuchon de protection de l'aiguille et faites la prise de sang, le bras du patient en déclive et le capuchon du tube vers le haut.
6. Poussez le tube en le centrant dans le porte-tubes de manière à ce que la valve de l'aiguille perce le diaphragme en caoutchouc. Une perforation excentrée peut entraîner une perte de sang ainsi qu'une perte de vide prématurée.
7. Desserrez le garrot dès que les premières gouttes de sang arrivent dans le tube.
Remarque : ne mettez pas en contact le contenu du tube avec le bouchon ou l'extrémité de l'aiguille durant la procédure, ce qui signifie que le tube ne doit en aucun cas être retourné pendant le prélèvement.
8. Maintenez toujours le tube en place en appuyant sur le tube avec le pouce pour éviter un retour en arrière et assurer une aspiration complète.
Remarque : il est possible que du sang perde du manchon de l'aiguille. Suivez les préconisations de sécurité locales afin de minimiser les risques d'exposition au sang.
Placez successivement les tubes dans le porte-tubes. Assurez-vous que le contenu des tubes n'entre pas en contact avec le bouchon ou l'embout de l'aiguille pendant le prélèvement de sang.
9. Dès que le sang cesse de s'écouler dans le dernier tube, retirez délicatement l'aiguille de la veine, puis exercez une pression sur le point de ponction avec une compresse de gaze propre jusqu'à ce que le saignement cesse.
10. Dès que la coagulation commence, appliquez un sparadrap ou un pansement, si nécessaire.
Remarque : après le prélèvement, il peut y avoir des restes de sang dans le creux du bouchon. Prenez les précautions nécessaires pour éviter tout contact avec ce sang lors de la manipulation des tubes. Chaque porte-tubes utilisé est susceptible d'être contaminé, il est donc considéré comme dangereux et doit être immédiatement éliminé.

Mise au rebut

Éliminez les aiguilles usagées, y compris le porte-tubes, dans le container prévu à cet effet. **NE RECAPUCHONNEZ JAMAIS** une aiguille usagée, en raison du risque de piqûre.

Informations sur l'étiquette

	Fabricant		Limite de températures
	Date limite d'utilisation		À usage unique
	Code de lot		Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	Référence catalogue		Consulter le mode d'emploi
	Date de fabrication		

Mise en garde : la loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif par ou sur ordre d'un médecin.

Documentation:

CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.

Production location:
Nipro Medical Industries Ltd.
Tatebayashi Plant, 2-19-64, Matsubara,
Tatebayashi-shi, Gunma, 374-8518, Japan
Made in Japan



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Phone +43 7583 6791

Distributed by Greiner Bio-One GmbH, Austria