

Verwendungszweck

Der **VACUETTE®** Super-T wird in der Routine-Blutentnahme eingesetzt, um Druck auf den Arm auszuüben, damit die Venen besser deutlicher hervortreten und gut zu tasten und zu finden sind. Dieses Produkt sollte nur von ausreichend geschultem medizinischem Fachpersonal unter Beachtung dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden.

Produktbeschreibung

Der **VACUETTE®** Super-T ist zur einmaligen, einfachen Verwendung, hergestellt aus Silikon und talkumiert. Es enthält keine Komponenten aus natürlichem Latexgummi und ist non-DEHP.

Handhabung

1 Der Venenstauer wird etwa 7.5-10 cm oberhalb der Punktionsstelle platziert.	2 Der VACUETTE® Super-T wird einfach um den Arm gelegt, wobei das freie Ende durch den Schlitz gegeben wird.	3 Das freie Ende wird in Position gezogen, bis die nötige Spannung erreicht ist und dann sanft losgelassen.	4 Der Venenstauer verharrt in seiner Position.	5 Sobald das Blut ins Röhrchen fließt, wird das Ende mit Schlitz angezogen, damit sich der Venenstauer unmittelbar löst.

Wenn ein Venenstauer länger als eine Minute angewendet wurde, soll er gelöst und nach 2 Minuten erneut angelegt werden.¹

Sicherheits-/Warnhinweise

- Wenden Sie keinen hohen Druck an, der die arterielle Durchblutung in der Extremität beeinträchtigen kann.
- Lösen Sie den Venenstauer, sobald das Blut beginnt, in das erste Röhrchen zu fließen.
- Eine zu lange und zu hohe Stauung kann zur Hämolyse beitragen.
- Nicht auf verletzter Haut anwenden.
- Den Venenstauer sofort nach Gebrauch entsorgen und nicht wiederverwenden.
- Die Wiederverwendung des Einwegvenenstauers kann aufgrund von Kreuzkontaminationen zu Erkrankungen des Patienten führen.

Sollten schwerwiegende Zwischenfälle im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen diese dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient ansässig ist, gemeldet werden.

Lagerung

Vermeiden Sie die Exposition gegenüber direktem Sonnenlicht.
Empfohlene Lagertemperatur: 4-25°C

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den Verfahren Ihrer Einrichtung.

Etikettierung

	Hersteller		Temperaturgrenze
	Verwendbar bis (Datum)		Nicht wiederverwenden
	Chargennummer		Gebrauchsanweisung beachten
	Artikelnummer		Medizinprodukt
	Vor Sonneneinstrahlung schützen		

Literatur:
¹CLSI GP41-A7: CLSI. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP41

