

Uso previsto

Gli aghi per il prelievo di sangue VACUETTE® VISIO PLUS sono progettati per l'uso nella procedura giornaliera di prelievo di sangue capillare delegata da un medico qualificato. La finestra di verifica, situata nella parte trasparente dell'alloggiamento della cannula, assiste l'utente nel confermare l'avvenuta penetrazione in vena. Questo prodotto dovrebbe essere impiegato solo da parte di personale medico appositamente addestrato e formato in base alle presenti istruzioni per l'uso.

Descrizione del prodotto

Gli aghi per il prelievo di sangue VACUETTE® VISIO PLUS sono realizzati in acciaio inossidabile e dotati di una valvola di sicurezza a un'estremità. L'etichetta perforata, oltre a facilitare l'identificazione, funge anche da sigillo di integrità. Gli aghi per il prelievo di sangue VACUETTE® VISIO PLUS sono un prodotto sterile e monouso. Questo prodotto non contiene lattice di gomma naturale.

Precauzioni/Avvertenze

- La manipolazione degli aghi per prelievo di sangue VACUETTE® VISIO PLUS deve essere conforme alle politiche e alle procedure della struttura ospedaliera.
- Il contatto con campioni biologici può trasmettere malattie infettive come HBV, HCV, HIV e altre. In caso di esposizione a campioni biologici, richiedere assistenza medica appropriata.
- Per ridurre al minimo il pericolo di esposizione, quando si effettua la puntura venosa e si manipolano le provette per la raccolta dei campioni di sangue indossare i guanti.
- Qualora l'ago venga avvitato scorrettamente, la filettatura del porta ago e dell'ago si può danneggiare ed è possibile che l'ago si sviti durante il prelievo.
- Durante la procedura di prelievo del sangue, tenere la provetta di raccolta in posizione premendola con il pollice per evitare contraccolpi e garantire la completa aspirazione del vuoto.
- Tenere sempre le mani dietro l'ago durante l'uso e lo smaltimento.
- Smaltire tutti gli aghi per prelievo di sangue VACUETTE® VISIO PLUS come singola unità insieme al porta aghi usato in contenitori per materiali a rischio biologico approvati per il rispettivo smaltimento. Sfilare l'ago dal porta aghi può causare lesioni da puntura con un ago contaminato.
- Non utilizzare gli aghi per prelievo di sangue VACUETTE® VISIO PLUS dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare l'ago se l'etichetta perforata è rotta o danneggiata, poiché l'etichetta funge da indicatore di sterilità e integrità.
- Non riutilizzare. Il riutilizzo del prodotto può causare infezioni o lesioni pericolose per la salute.
- Non riposizionare il cappuccio sull'ago. Riposizionare il cappuccio aumenta il rischio di lesioni da puntura e di infezioni.
- Non piegare l'ago. Piegare l'ago può causare dolore al paziente, ferite da puntura, contaminazione dell'ago con conseguenti infezioni, emolisi del campione o danni al tubo in acciaio e alla punta dell'ago.
- Gli aghi per il prelievo di sangue VACUETTE® VISIO PLUS sono destinati esclusivamente all'uso nelle procedure di raccolta di sangue venoso.

Stoccaggio degli aghi per il prelievo di sangue VACUETTE® VISIO PLUS prima dell'uso:

Temperatura di stoccaggio consigliata: 4–36 °C (40–97 °F).

NOTA: non esporre alla luce solare diretta. Il superamento della temperatura massima raccomandata per l'immagazzinaggio potrà compromettere la qualità dei kit di sicurezza per il prelievo di sangue VACUETTE® VISIO PLUS.

Manipolazione

Leggere tutte le istruzioni prima di eseguire la puntura venosa.

Materiale necessario per il prelievo:

Prima di eseguire la puntura venosa, assicurarsi di avere a portata di mano i seguenti materiali:

- Tutte le provette per prelievo di sangue necessarie in termini di dimensioni, volumi di riempimento e additivi
- Etichette per l'identificazione dei campioni del paziente
- Aghi e porta aghi per prelievo di sangue

NOTA: gli aghi per prelievo di sangue VACUETTE® VISIO PLUS sono progettati per l'uso ottimale con i portaprovette per la raccolta di sangue Greiner Bio-One. L'uso di portaprovette e porta aghi di altri produttori è soggetto alla responsabilità dell'utente.

- Rispettare le precauzioni generali di sicurezza, utilizzare guanti e dispositivi appropriati di protezione contro l'esposizione ai patogeni contenuti nel sangue
- Batuffolo di ovatta imbevuto di alcol per la disinfezione del sito
- Tamponi di garza puliti
- Laccio emostatico
- Cerotto adesivo o bendaggio
- Contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti per lo smaltimento sicuro del materiale usato

Tecnica di venipuntura

PER RIDURRE AL MINIMO IL PERICOLO DI ESPOSIZIONE, DURANTE LA VENIPUNTURA E LA MANIPOLAZIONE DELLE PROVETTE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI DI SANGUE SI RACCOMANDA DI INDOSSARE I GUANTI.

- Rimuovere la protezione sopra la sezione dell'ago con la valvola. (Fig. 1)
NOTA: l'etichetta perforata, oltre a facilitare l'identificazione, funge anche da indicatore della sterilità e dell'integrità del prodotto. In caso di perforazioni rotte o danneggiate sarà necessario eliminare l'ago e sceglierne un altro intatto.






Fig.1

- Infilare l'ago nel porta ago. (Fig. 2). Assicurarsi che l'ago sia saldamente fissato e che non possa svitarsi durante l'uso.




NOTA: qualora l'ago venga avvitato scorrettamente, la filettatura del porta ago e dell'ago si può danneggiare ed è possibile che l'ago si sviti durante il prelievo. Non piegare l'ago!

- Scegliere il sito della puntura. Applicare il laccio emostatico (max. 1 minuto). Preparare il sito della puntura venosa con un antisettico appropriato. **NON TOCCARE L'AREA DELLA PUNTURA VENOSA DOPO LA DISINFEZIONE!**




- Tenere il braccio del paziente disteso verso il basso. Rimuovere il coperchio protettivo dell'ago. (Fig. 3). Eseguire la puntura venosa con il braccio del paziente disteso verso il basso e il tappo della provetta in posizione più alta.

- Controllare la parte trasparente dell'alloggiamento della cannula. Una lieve quantità di sangue confermerà l'avvenuta penetrazione in vena (Fig. 4).



- Spingere la provetta nel supporto e sulla valvola dell'ago in modo che il tappo di gomma venga perforato dall'ago posteriore. Centrare le provette nel supporto durante la perforazione del tappo per evitare una perforazione laterale e dunque una perdita prematura del vuoto (Fig. 5).



- Rimuovere il laccio emostatico non appena il sangue compare nella provetta.
NOTA: durante la procedura non consentire che il contenuto della provetta entri in contatto con il tappo o l'estremità dell'ago, ossia non rovesciare la provetta in nessun caso durante la procedura.

- Tenere sempre la provetta in posizione premendola con il pollice per evitare contraccolpi e garantire la completa aspirazione del vuoto. **NOTA:** il sangue può occasionalmente fuoriuscire dalla cannula dell'ago. Attenersi alle precauzioni di sicurezza standard per ridurre al minimo il pericolo di esposizione.

- Posizionare le provette nel supporto una dopo l'altra. Assicurarsi che il contenuto della provetta non entri in contatto con il tappo o la punta dell'ago durante il prelievo del sangue.

- Non appena il sangue smette di fluire nell'ultima provetta, estrarre con attenzione l'ago dalla vena ed esercitare pressione con un tampone di garza pulito sul sito della puntura fino a quando il sanguinamento si ferma.

- Una volta avvenuta la coagulazione, se lo si desidera applicare un cerotto adesivo o una benda.

NOTA: dopo il prelievo venoso, la parte superiore del tappo può contenere del sangue residuo. Adottare le opportune precauzioni per la manipolazione delle provette per evitare il contatto con questo sangue. Un porta aghi contaminato da sangue è considerato pericoloso e deve essere smaltito immediatamente.

Smaltimento

Smaltire l'ago usato insieme al porta aghi come singola unità in un apposito dispositivo di smaltimento. **NON REINSERIRE IL CAPPUCCIO!** Ritappando l'ago si aumenta il rischio di lesioni da puntura.

Informazioni sull'etichetta

	Fabbricante		Limiti di temperatura
	Data di scadenza		Non riutilizzare
	Codice lotto		Consultare le istruzioni per l'uso
	Codice articolo		Sterilizzato con ossido di etilene
	Data di fabbricazione		

Avvertenza: le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo ai soli medici o su loro richiesta.

Riferimenti:

CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.

Sede di produzione:
Nipro Medical Industries Ltd.,
Tatebayashi Plant, 2-19-64, Matsubara
Tatebayashi-shi, Gumma, 374-8518, Japan,
Made in Japan



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefono +43 7583 6791

Distribuito da Greiner Bio-One GmbH, Austria