

## Adaptador Luer VACUETTE® Instruções de utilização

### Utilização a que se destina

O adaptador Luer **VACUETTE®** destina-se à colheita de sangue venoso com agulha tipo borboleta ou agulha Luer encaixada. Este dispositivo deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde com formação adequada e de acordo com estas Instruções de utilização.

### Descrição do produto

O adaptador Luer **VACUETTE®** é um dispositivo de utilização única estéril, fabricado a partir de aço inoxidável e polipropileno e possui uma válvula de segurança numa extremidade. O rótulo perfurado serve para simplificar a identificação e também como selo de integridade. O produto não contém látex de borracha natural nem DEHP.

### Precauções/cuidados

- O manuseamento do adaptador Luer **VACUETTE®** deve estar de acordo com as políticas e os procedimentos das suas instalações.
- O VHB, VHC, VIH e outras doenças infecciosas podem ser transmitidos através do contacto com amostras biológicas. Assegure a obtenção de assistência médica adequada na eventualidade de exposição a amostras biológicas.
- Examine a caixa Luer individual quanto à integridade do vedante antes da utilização. Se a etiqueta de papel tiver sido quebrada, não utilize.
- Elimine todos os adaptadores Luer **VACUETTE®** em recipientes para resíduos de risco biológico aprovados para a sua eliminação. A eliminação incorreta pode resultar em ferimentos por picada de agulha.
- Não utilize adaptadores Luer **VACUETTE®** fora do prazo de validade.
- Utilize luvas durante o processo de venipuntura e o manuseamento de tubos de colheita de sangue para minimizar o risco de exposição.
- Mantenha as mãos atrás da agulha durante todo o processo de utilização e eliminação.
- O produto não foi validado para utilização com cateteres arteriais ou venosos.
- Não reutilize o dispositivo. A reutilização do dispositivo pode causar doenças no paciente devido a contaminação cruzada.
- Devem ser tidos cuidados especiais quando é utilizado em mulheres grávidas ou lactantes e em crianças.
- O percurso do fluido do acessório escolhido deve estar livre de coágulos, pois isso pode bloquear o adaptador Luer **VACUETTE®**.
- O percurso do fluido do adaptador Luer **VACUETTE®** e do acessório escolhido deve estar livre para garantir o fluxo sanguíneo para os tubos de colheita de sangue. O bloqueio do fluxo sanguíneo pode levar ao subenchimento dos tubos de colheita de sangue, provocando uma proporção incorreta de sangue/aditivo.

### Armazenamento do adaptador Luer VACUETTE® antes da sua utilização

Temperatura recomendada para o armazenamento: 4–36°C (40–97°F).










**NOTA:** evite a exposição à luz solar direta. Temperaturas superiores à temperatura máxima recomendada para o armazenamento podem comprometer a qualidade do adaptador Luer **VACUETTE®**.

### Manuseamento

**NOTA:** Pegue em ambas as extremidades da tampa do Luer e gire-a cuidadosamente. A perfuração do rótulo romper-se-á, à medida que a tampa é girada.

1. Elimine a extremidade mais curta da capa de proteção.
2. Introduza a extremidade da agulha do adaptador Luer num suporte. Certifique-se de que o adaptador Luer está suportado de maneira bem segura.  
**NOTA:** recomenda-se a utilização do adaptador Luer **VACUETTE®** com suportes **VACUETTE®**.
3. Retire a proteção do adaptador Luer e coloque uma agulha em borboleta ou agulha Luer.
4. Realize a punção venosa e permita que todos os tubos sejam suficientemente preenchidos.  
**NOTA:** mantenha sempre os tubos na posição devida para garantir o preenchimento completo do vácuo.
5. Após a punção venosa, o suporte + adaptador Luer + dispositivo de punção devem ser eliminados em conjunto, como uma unidade, num recipiente próprio para instrumentos afiados, de acordo com o protocolo em vigor na sua instituição.

## Informações do rótulo

	Fabricante		Limite de temperatura
	Prazo de validade		Não reutilizar
	Código do lote		Esterilização através da utilização de óxido de etileno
	Número de catálogo		Consultar as instruções de utilização
	Data de fabricação		

CUIDADO: A Lei Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição de um médico

Local de produção:  
 Nipro Medical Industries Ltd.  
 Tatebayashi Plant, 2-19-64, Matsubara,  
 Tatebayashi-shi, Gunma, 374-8518, Japan  
 Fabricado na Japan  
 Distribuído por Greiner Bio-One GmbH, Áustria



Greiner Bio-One GmbH  
 Bad Haller Str. 32  
 4550 Kremsmünster  
 Austria

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
 Phone +43 7583 6791