

Indicação de Uso

As Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo VACUETTE® são usadas para coleta de sangue venoso.

Descrição do Produto

As Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo VACUETTE® são fabricadas em aço inoxidável e possuem etiqueta de segurança. A etiqueta de segurança garante a identificação e serve também como um selo de integridade. As Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo VACUETTE® são estéreis e de uso único. Devem ser utilizadas apenas por profissionais da saúde devidamente treinados de acordo com essas instruções.

Cuidados/Precauções

- O manuseio das Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo VACUETTE® deve estar de acordo com os protocolos e os procedimentos da instituição.
- HBV, HCV, HIV e outras doenças infecciosas podem ser transmitidas através do contato com amostras biológicas. No caso de exposição a amostras biológicas, seguir o protocolo da instituição.
- Usar luvas durante a punção venosa e ao manusear tubos para coleta de sangue, para minimizar os riscos de exposição.
- Agulha mal fixada pode resultar em dano a rosca do adaptador e a agulha pode se soltar durante a punção venosa.
- Durante o procedimento de coleta de sangue, mantenha o tubo pressionado no adaptador com o polegar para evitar o retorno e garantir o preenchimento completo do volume.
- Mantenha as mãos atrás da agulha durante todo o processo de utilização e descarte.
- Descartar todas as Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo VACUETTE® com o adaptador utilizado em recipiente de descarte para materiais perfurocortantes aprovado. Desconectar a agulha do adaptador pode causar acidentes com perfurocortantes.
- Não utilizar as Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo VACUETTE® após sua data de validade.
- Não utilizar a agulha caso a etiqueta de segurança esteja rompida ou danificada, pois a etiqueta serve como indicador de esterilidade e integridade.
- Não reutilizar. A reutilização do produto pode causar infecções ou ferimentos.
- Não reencapar a agulha. O reencape de agulhas aumenta o risco de acidentes com perfurocortantes e infecções.
- Não dobre a agulha. Dobrar a agulha pode causar dor ao paciente, ferimentos com perfurocortantes, pode resultar em contaminação da agulha causando infecções, hemólise da amostra, ou pode causar dano no aço ou na ponta da agulha.
- As Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo VACUETTE® devem ser utilizadas apenas para procedimentos de coleta de sangue venoso.

Armazenamento das Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo VACUETTE® antes do uso

Temperatura de armazenamento recomendada: 4-36°C (40-97°F).

NOTA: Evitar a exposição direta à luz solar. O armazenamento em temperatura acima do recomendado pode levar a um comprometimento da qualidade das Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo VACUETTE®.

Manuseio

Leia todas as instruções antes de realizar a punção venosa.

Materiais necessários para a coleta da amostra:

Certifique-se de que os seguintes materiais necessários estejam acessíveis antes da realização da punção venosa:

1. Tubos para coleta de sangue, com dimensões e aditivos variados ou volumes de preenchimento, conforme necessário.
2. Etiquetas para identificação das amostras dos pacientes.
3. Agulhas para coleta de sangue e adaptador.

NOTA: As Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo VACUETTE® são projetadas para uso com os adaptadores da Greiner Bio-One. A utilização de adaptadores de outros fabricantes é de responsabilidade do usuário.

4. Pratique as precauções universais de biossegurança apropriadas para proteção contra exposição a patógenos transmitidos pelo sangue.
5. Material para antisepsia do local da punção venosa conforme protocolo da instituição.
6. Algodão
7. Torniquete
8. Materiais para promover o estancamento
9. Recipiente apropriado para descarte do material perfurocortante utilizado

Técnica de punção venosa

USE LUVAS DURANTE A PUNÇÃO VENOSA E AO MANUSEAR TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, PARA MINIMIZAR OS RISCOS DE EXPOSIÇÃO.

1. Gire a embalagem e remova a parte posterior da agulha.
NOTA: A etiqueta de segurança não só garante a identificação, mas também é um indicador de esterilidade e integridade do produto. Caso as etiquetas se apresentem rompidas ou danificadas, descarte a agulha e selecione outra que esteja íntegra.
2. Fixe a agulha no adaptador. Certifique-se de que a agulha esteja firmemente presa de modo que não se solte durante a punção venosa.
NOTA: Agulha mal fixada no adaptador pode resultar em danos para a rosca do adaptador e para a agulha, e a agulha pode se soltar durante a punção venosa. Não dobre a agulha!
3. Selecione o local da punção. Aplique o torniquete (máx. 1 minuto). Selecione o local da punção e realize a antisepsia no local selecionado. **NÃO TOCAR A ÁREA A SER PUNÇIONADA APÓS A ANTISSEPSIA!**
4. Coloque o braço do paciente numa posição inclinada para baixo.
5. Retire a proteção da agulha e realize a punção venosa, com o braço do paciente inclinada para baixo e a tampa do tubo para cima.
6. Introduza o tubo dentro do adaptador e a agulha irá perfurar a membrana de borracha. Os tubos devem estar centralizados no adaptador para evitar a penetração da parede lateral e a perda prematura de vácuo.
7. Retire o torniquete assim que o sangue fluir no tubo.










NOTA: Não permita que o conteúdo do tubo entre em contato com a tampa e nem com a extremidade da agulha durante o procedimento, isto é, sob nenhuma circunstância, o tubo poderá ficar de cabeça para baixo durante o procedimento.

8. Sempre segure o tubo pressionando-o no local com o polegar para evitar o retorno e garantir o preenchimento completo do volume.
NOTA: Ocasionalmente, o sangue pode vaziar a partir da capa de borracha da agulha. Pratique as precauções universais de biossegurança para minimizar a exposição a patógenos.
Coloque os tubos sucessivamente no adaptador. Assegure-se de que o conteúdo do tubo não entre em contato com a tampa ou a ponta da agulha durante a coleta de sangue.
9. Assim que o sangue parar de fluir no último tubo, remova cuidadosamente a agulha da veia e aplique pressão no local da punção com o material para estancamento até parar o sangramento.
10. Assim que ocorrer o estancamento, aplique um curativo se necessário.
NOTA: Após a punção venosa, pode conter sangue residual na parte externa da tampa do tubo. Pratique as precauções universais de biossegurança apropriadas ao manusear os tubos para evitar contato com o sangue. Qualquer adaptador contaminado com sangue é considerado material perigoso e deve ser descartado imediatamente.

Descarte

Descarte a agulha usada e o adaptador em um recipiente de descarte para perfurocortantes apropriado. **NÃO REENCAPE!** O reencape de agulhas aumenta o risco de acidentes com perfurocortantes.

Informações da Etiqueta

	Fabricante		Limite de temperatura
	Data de validade		Não reutilizar
	Número do lote		Esterilização por óxido de etileno
	Número de item		Consultar as Instruções de Uso
	Data de fabricação		

Atenção: A lei federal dos EUA limita a venda deste dispositivo a médicos ou mediante receita médica.

Literatura:

CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.

Local de produção:
Nipro Medical Industries Ltd.
Tatebayashi Plant, 2-19-64, Matsubara,
Tatebayashi-shi, Gunma, 374-8518, Japão
Fabricado no Japão



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremismünster
Áustria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefone +43 7583 6791

Distribuído por Greiner Bio-One GmbH, Áustria

Importador e Distribuidor:

Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Afonso Pansan, 1967 – Vila Bertini – CEP. 13.473-620 – Americana – SP
Fone +55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601
CNPJ 71.957.310/0001-47 – Site: www.gbo.com

Produto de Uso Médico

Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves - CRF-SP nº 32.272
ANVISA / MS 10290310013
Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com