

## VACUETTE® SAFELINK

### Portatubos con cierre luer macho (estéril)

### Instrucciones de uso

#### Uso previsto

VACUETTE® SAFELINK está previsto para su uso en procedimientos de extracción de sangre en combinación con dispositivos con un puerto luer hembra.

#### Descripción del producto

Portatubos desechable de un solo uso de plástico estéril con conector luer macho centrado en la parte superior. Aguja de acero inoxidable con protector acoplada al interior del portatubos para facilitar la extracción de sangre mediante la perforación del tapón de un tubo de extracción de sangre al vacío conectado.

#### Manipulación

1. Abra el envase con cuidado.
2. Sujete el portatubos con una mano y acople el luer macho de la parte superior del portatubos al luer hembra del accesorio elegido enroscándolo suavemente. Asegúrese de que esté firmemente acoplado sin enroscarlo de más.
3. Realice la extracción de sangre según las directivas de su centro.
4. Tras la extracción, deseche el producto como se indica a continuación.

#### Almacenamiento

Almacene el portatubos a 4–25 °C (40–77 °F).

**NOTA:** Evite la exposición a la luz solar directa. Superar la temperatura de almacenamiento máxima recomendada puede provocar el deterioro del portatubos.

#### Precauciones/advertencias

- El dispositivo funcionará según lo previsto si se siguen las instrucciones correctamente.
- Si se usa en combinación con un catéter venoso de inserción periférica (PICC), se debería utilizar un juego de extensión.
- No apto para presiones de flujo sanguíneo superiores a 185 mmHg.
- Consulte siempre las instrucciones de uso para cada accesorio individual.
- Póngase siempre guantes cuando use este dispositivo para extraer sangre.
- Compruebe la integridad del envase individual antes de su uso. Si el envase está roto, no utilice el dispositivo.
- Para un solo uso en un solo paciente únicamente. No reutilice este dispositivo debido al riesgo de infecciones nocivas.
- Para un sólo procedimiento de extracción de sangre únicamente.
- Mantenga las manos detrás de la aguja en todo momento durante su uso y eliminación.
- No toque nunca el interior del portatubos.
- No vuelva a colocar el protector de la aguja. Se recomienda el uso de accesorios de seguridad.
- Mantenga el tubo en esa posición presionándolo con ayuda del pulgar o de otro dedo hasta que esté completamente lleno.
- Compruebe siempre que los tubos se hayan llenado correctamente cuando se utilice un sistema de extracción de sangre al vacío.
- Solo el personal sanitario debidamente formado puede utilizar este producto y dicho uso debe efectuarse de acuerdo con las presentes instrucciones.

#### Eliminación

Deben observarse y respetarse las pautas generales sobre higiene y las normas legales para la eliminación adecuada de material infeccioso. Tras el uso, deseche el portatubos y todos los accesorios de un solo uso en recipientes para residuos biológicos apropiados.

#### Información de etiquetado

	Fabricante		Límite de temperatura
	Fecha de caducidad		No reutilizar
	Código del lote		Consulte las instrucciones de uso
	Número del catálogo	Rx only	Dispositivo con receta médica
	Esterilizado mediante irradiación		



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32,  
4550 Kremsmünster, Austria

Fabricado en Austria

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Teléfono +43 7583 6791