

VACUETTE® SAFELINK
Erkek luer kilitli tutucu
(steril)
Kullanım Talimatları**Kullanım Amacı**

VACUETTE® SAFELINK, dişi luer portlu cihazlarla birlikte kan alma işlemlerinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

Ürün tanımı

Tutucu üstünde merkezlenmiş erkek luer kilitli bağlantısı olan steril, tek kullanımlık, atılabilir plastik tutucu. Takılı vakumlu kan alma tüpünün kapağı delinerek kan almayı kolaylaştırmak için tutucunun iç tarafına paslanmaz çelik, manşonlu bir iğne bağlanır.

Kullanım

1. Ambalajı dikkatlice açın.
2. Tutucuyu bir elinizle tutarak tutucunun üstünde bulunan erkek luer bağlantısını, seçilen cihazın dişi luer bağlantısına nazikçe vidalayarak takın. Sağlamca yerleştikten emin olun fakat aşırı sıkmayın.
3. Kan alma işlemi tesisinizin politikasına uygun olarak gerçekleştirin.
4. Kanı aldıktan sonra aşağıda açıklandığı gibi atın.

Saklama

Tutucuyu 4-25°C'de (40-77°F) saklayın

NOT: Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Tavsiye edilen maksimum saklama sıcaklığının aşılması, tutucunun bozulmasına neden olabilir.









Önlemler/Dikkat Edilecek Konular

- Talimatlar uygun bir biçimde yerine getirildiğinde, cihaz amaçlandığı gibi çalışacaktır.
- Periferik olarak yerleştirilmiş venöz kateter (PIVC) ile kullanılacaksa, bir uzatma seti kullanılmalıdır.
- 185 mmHg üzerindeki kan akış basınçları için uygun değildir.
- Her bir aksesuar için mutlaka kullanım talimatlarını inceleyin.
- Bu cihazı kullanarak kan aldığınız sırada mutlaka eldiven takın.
- Kullanmadan önce ambalajların her birinin sağlığını kontrol edin. Yırtılan ambalajları kullanmayın.
- Yalnızca tek hasta üzerinde tek kullanımlıktır. Zararlı enfeksiyon riski nedeniyle tekrar kullanmayın!
- Yalnızca bir kan alma işlemi için kullanın.
- Kullanım ve atma sırasında ellerinizi daima iğnenin gerisinde tutun.
- Tutucunun iç tarafına kesinlikle dokunmayın.
- Bir iğnenin kapağını kesinlikle tekrar kapatmayın. Güvenlik aksesuarlarının kullanılması önerilir.
- Tam vakum çekimini sağlamak için tüpü baş parmak veya diğer parmaklarla bastırarak daima yerinde durmasını sağlayın.
- Vakumlu kan alma sistemi kullanırken tüplerin doğru bir biçimde dolduğunu mutlaka kontrol edin.
- Ürün, bu talimatlar uyarınca yalnızca uygun eğitimi almış sağlık uzmanları tarafından kullanılmalıdır.

Atma

Bulaşıcı maddelerin uygun bir şekilde elden çıkarılmasına yönelik genel hijyen ilkeleri ve kanuni düzenlemeler göz önüne alınmalı ve uygulanmalıdır. Tutucuyu ve tüm tek kullanımlık aksesuarları, kullandıktan sonra uygun bir biyolojik tehlike atık konteynırına birlikte atın.

Etiket bilgileri

	Üretici		Sıcaklık sınırı
	Son kullanma tarihi		Yeniden kullanmayın
	Parti kodu		Kullanım talimatlarına başvurun
	Katalog numarası	Rx only	Bu cihaz reçete ile verilir
	Işınlama yoluyla sterilize edilmiştir		



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32,
4550 Kremsmünster, Avusturya

Made in Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791