



Zaštitne lancete **MiniCollect®** Lancelino Upute za uporabu



Namjena

Zaštitne lancete **MiniCollect®** Lancelino namijenjene su postupku uobičajenog prikupljanja kapilarne krvi kad ga propiše kvalificirani liječnik. Namijenjene su jednokratnoj uporabi i smije ih koristiti samo odgovarajuće obučeno medicinsko osoblje u skladu s ovim uputama.

Opis proizvoda

Zaštitne lancete **MiniCollect®** Lancelino sterilni su proizvodi za jednokratnu uporabu namijenjeni probijanju kože koji se aktiviraju kontaktom. Proizvod se sastoji od igle/oštrice od nehrđajućeg čelika u plastičnom kućištu koja se automatski i trajno uvlači nakon uboda.

Mjere opreza

- Naše su smjernice samo preporuke. Glede rukovanja zaštitnim lancetama **MiniCollect®** Lancelino slijedite pravilnike i postupke svoje ustanove.
- Preko kontakta s biološkim uzorcima mogu se prenijeti HBV, HCV, HIV i druge zarazne bolesti. U slučaju izlaganja biološkim uzorcima potražite odgovarajuću medicinsku pomoć.
- Sve zaštitne lancete **MiniCollect®** Lancelino bacite u spremnike opasnog biootpada koji su upravo tome namijenjeni.
- Tijekom probijanja kože i rukovanja epruvetama za prikupljanje krvi nosite jednokratne rukavice da biste na najmanju moguću mjeru sveli opasnost izlaganja.
- Zaštitne lancete **MiniCollect®** Lancelino ne koristite nakon isteka roka valjanosti.
- Zaštitne lancete **MiniCollect®** Lancelino ne koristite ako je uklonjen zaštitni jezičac.
- Ne preporučuje se uporaba lanceta s dubinom uboda većom od 2 mm na djeci mlađoj od godinu dana.
- Uporaba zaštitnih lanceta **MiniCollect®** Lancelino ne preporučuje se za vađenje krvi iz pete.

Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja: 4 – 36 °C (40 – 97 °F). Čuvajte na suhom mjestu podalje od izravnih ili jakih izvora topline.

NAPOMENA: *izbjegavajte izlaganje izravnoj Sunčevoj svjetlosti.*

Rukovanje


PRIJE PROBIJANJA KOŽE PROČITAJTE CIJELI OVAJ DOKUMENT

Nužna je oprema za prikupljanje uzorka.

Prije probijanja kože pri ruci imajte sljedeće materijale:

- sve potrebne epruvete **MiniCollect®** grupirane prema veličini, volumenu i aditivu ili druge potrebne spremnike za prikupljanje;
NAPOMENA: epruvete **MiniCollect®** 9NC Coagulation *koriste se samo za prikupljanje venske krvi*
- jednokratne rukavice i osobnu zaštitnu opremu
- naljepnice za identifikaciju uzoraka prema pacijentu
- vatu natopljenu alkoholom za dezinfekciju mjesta uboda
- samoljepljivi flaster ili zavoj
- spremnik za bacanje oštrih predmeta radi sigurnog bacanja rabljenog materijala u otpad

Verzija zaštitne lancete The **MiniCollect®** Lancelino odabire se na temelju debljine pacijentova tkiva i potrebnog volumena krvi.

Boja	Veličina / dužina igle ili oštrice	Volumen krvi koji se može dobiti
svijetlozelena (igla)	30 G / 1,2 mm	
tamnoljubičasta (igla)	25 G / 1,5 mm	
plava (igla)	21 G / 1,8 mm	
zelena (igla)	21 G / 2,4 mm	
žuta (oštrica)	0,8 mm / 2 mm	

Mjesto uboda može se na 3 – 5 minuta prekriti toplim vlažnim ubrusom (ili drugim predmetima za zagrijavanje) maksimalne temperature 42 °C (108 °F).

1	<p>Pomoću odgovarajućeg antiseptika pripremite mjesto uboda. Nakon čišćenja mjesta uboda pustite da se ono osuši na zraku kako bi alkohol antiseptički djelovao. Ostaci alkohola mogu uzrokovati brzu hemolizu, negativno utjecati na rezultate ispitivanja i uzrokovati neugodu (pečenje) u pacijenta.</p>
2	<div data-bbox="172 427 512 577" data-label="Image"> </div> <p>Lancetu držite čvrsto između prstiju te okretanjem i povlačenjem uklonite zaštitni jezičac.</p>
3	<div data-bbox="204 629 443 831" data-label="Image"> </div> <p>Čvrsto držite mjesto uboda da biste spriječili nagle pokrete te na njega prislonite lancetu. NAPOMENA: uporaba zaštitnih lanceta MiniCollect® Lancelino <i>ne preporučuje se za vađenje krvi iz pete</i>. Zatim lagano pritisnite lancetu na mjesto uboda dok se ne aktivira.</p>
4	<div data-bbox="236 853 416 1167" data-label="Image"> </div> <p>Odmah nakon uboda uklonite lancetu pokretom prema gore i bacite je u odgovarajući spremnik za bacanje oštrih predmeta.</p>
5	<div data-bbox="212 1189 480 1361" data-label="Image"> </div> <p>Preporučuje se da prvu kap krvi obrišete tuferom od gaze jer ona vjerojatno sadrži tkivnu tekućinu. Lagano pritišćite okolno tkivo. Nužno je izbjegavati jak ponavljani pritisak (mužnju) jer može dovesti do hemolize ili kontaminacije uzorka tkivnom tekućinom.</p>

NAPOMENA: ako je potrebno, ove upute koristite u kombinaciji s uputama za uporabu epruvete za prikupljanje kapilarne krvi **MiniCollect®** Collection.

Informacije na oznaci

	Proizvođač		Sterilizirano zračenjem
	Rok uporabe		Nije za ponovnu uporabu
	Šifra serije		Pogledajte upute za uporabu
	Kataloški broj		

Literatura:

GP42-A6 „Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens“ Approved Standard - Sixth Edition

Mjesto proizvodnje:
 HTL-STREFA S.A., 95-035 Ozorków,
 7 Adamówek St., Poljska
 Proizvedeno u Poljskoj
 Distribuira Greiner Bio-One GmbH, Austrija



Greiner Bio-One GmbH
 Bad Haller Str. 32
 4550 Kremsmünster
 Austrija

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
 telefon +43 7583 6791