

VACUETTE® Luer-adapter Brugsanvisning

Tilsligtet brug

VACUETTE® Luer-adapteren er til brug i venøs blodprøvetagning med påsat butterfly-nål eller luer-nål.

Produktbeskrivelse

VACUETTE® Luer-adapteren er en steril engangsordning, som er fremstillet i rustfrit stål og polypropylen og er udstyret med en sikkerhedsventil i den ene ende. Den perforerede etiket tjener ikke kun til at gøre det nemt at identificere produktet, men fungerer også som garanti for produktets integritet.

Produktet er ikke fremstillet af naturgummi-latex og indeholder ikke DEHP.

Procedure

BEMÆRK: Hvis papiretiketten er brudt, skal du kassere og bruge en anden luer-adapter.

1. Tag fat i begge ender af luer-etuiet, og drej forsigtigt. Perforeringen af forseglingen vil nu blive brudt, mens hættten drejes.
2. Fjern den korte ende af dækslet.
3. Drej nåleenden af luer-adapteren ind i en holder. Sørg for, at luer-adapteren sidder korrekt.
BEMÆRK: Det anbefales at bruge VACUETTE® Luer-adapteren med VACUETTE® holdere.
4. Fjern hættten fra luer-adapteren, og fastgør en nål med vinger eller en luer-nål.
5. Udfør venepunktur, og lad alle prøverør blive tilstrækkeligt fyldt.
BEMÆRK: Hold altid prøverørene på plads for at sikre fuldstændig vakuumtrækning.
6. Efter venepunktur skal holderen + luer-adapteren + punkturnorden bortskaftes sammen som en enhed i en beholder til skarpe genstande i henhold til gældende protokol.

Forholdsregler/forsigtighedsregler









- Håndteringen af VACUETTE® Luer-adapteren skal foregå henhold til laboratoriets politikker og procedurer.
- HBV, HCV, HIV og andre infektionssygdomme kan overføres via kontakt med biologiske prøver. I tilfælde af eksponering for biologiske prøver skal det sikres, at der modtages den fornødne lægehjælp.
- Bortskaf alle VACUETTE® Luer-adaptere i beholdere til biologisk, miljøfarligt affald, der er godkendt til dette formål.
- Brug ikke VACUETTE® Luer-adaptere efter disses udløbsdato.
- For at mindske risikoen for eksponering skal der bæres handsker under venepunktur og arbejde med blodprøverør.
- Produktet er ikke valideret til brug med arterielle eller venøse katetre.
- Genbrug af enheden kan medføre skader.
- Der skal udvises særlig forsigtighed ved anvendelse på gravide eller ammende kvinder eller børn.
- Produktet må udelukkende anvendes af oplært sundhedspersonale i henhold til denne vejledning.
- Det valgte tilbehørs væskebane skal være fri for propper, da dette kan blokere for VACUETTE® Luer-adapteren.

Opbevaring af VACUETTE® Luer-adapteren før brug

Anbefalet opbevaringstemperatur: 4-36 °C (40-97 °F).

BEMÆRK: Må ikke udsættes for direkte sollys. Hvis den maksimalt anbefalede opbevaringstemperatur overskrides, kan det føre til en forringelse af VACUETTE® Luer-adapterens kvalitet.

Oplysninger på etiketten

	Producent		Temperaturgrænse
	Anvendes før:		Må ikke genanvendes
	Batchkode		Steriliseret med ethylenoxid
	Katalognummer		Læs brugsanvisningen
Rx only	Ordineret udstyr		

Produktionssted:
Nipro Medical Industries Ltd.
Tatebayashi Plant, 2-19-64, Matsubara,
Tatebayashi-shi, Gunma, 374-8518, Japan
Fremstillet i Japan
Distribueret af Greiner Bio-One GmbH, Østrig



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Krefsmünster
Østrig

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791