

SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt Kasutusjuhised

Kasutusotstarve

SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt koosneb ühekordselt kasutatavast steriilselt verevõtuks mõeldud libliknõelast, mis on ühendatud painduva vooliku külge Luer-liitmikuga. SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekti kasutatakse vereproovi võtmiseks ja/või veenisisesete vedelike lühiajaliseks infusiooniks. Libliknõel on turvakaitsemega, mille saab aktiveerida nii, et see kataks nõela kohe pärast veeni punkteerimist ja pakuks kaitset tahtmatu nõelatorkevigastuse eest.

Tootekirjeldus

SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt koosneb ühekordselt kasutatavast steriilselt libliknõelast, mis on ühendatud painduva vooliku külge Luer-liitmikuga. Komplekt on saadaval mitmes kombinatsioonis. SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt on ühekaupa pakitud, steriilne ja seda saab kasutada Luer-süsteemiga (nt HOLDEX®). Seda toodet tohivad kasutada vastava väljaõppe läbinud tervishoiutöötajad ainult nende juhiste kohaselt.

SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt	Ühekaupa pakitud ja steriilset komplekti saab kasutada Luer-süsteemiga.
Luer-adapteriga SAFETY verevõtukomplekt	Ühekaupa pakitud ja steriilne, Luer-adapteriga (kasutamiseks nt standardse voolikuhoidikuga).
Luer-adapteriga SAFETY verevõtukomplekt ja lisaks hoidik	Ühekaupa pakitud ja steriilne verevõtuks valmis komplekt.
HOLDEX®-hoidikuga SAFETY verevõtukomplekt	

SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt ei sisalda ühtegi kuivast looduslikust kummist valmistatud komponenti. Lateksit sisaldavad tarvikud on pakendil vastavalt märgitud.

Toimingud

- Eemaldage SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt pakendist.
- Veenduge, et külgkaitse oleks kaitsemehhanismis kindlalt lukustatud. **MÄRKUS.** Kui mõni üksikpakend on avatud või rikutud, valige muu nõel.
- Valige veenipunktsiooni koht. Paigaldage žgutt ja valmistage koht ette sobiva antiseptikuga. ÄRGE PALPEERIGE kohta pärast puhastamist.

Vereproovi võtmiseks

- Valige sobiv(ad) voolik(ud) ja SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt ning vajaduse korral ühendage see soovitud kogumissüsteemiga.
- Eemaldage kaitsemega libliknõelalt ettevaatlikult nõelakork.
- Punkteerige veeni nii, et patsiendi käsivars on suunatud allapoole. Tagasivool kinnitab, et veenipunktsioon on tehtud õigesti.
- Vajaduse korral kinnitage libliknõel liikumatusse asendisse teibi abil.
- Võtke vereproov.
- Pärast lõpetamist asetage kogumiskohale marli. Ärge suruge.
- Aktiveerige kaitsemehhanism ühe käega. Suruge luku sulgemiseks jaoturi elastset osa mõlemast küljest.
- Lükake kaitsemehhanismi tagasi, kuni kuulete klõpsu. Klõps kinnitab, et kaitsemehhanism on õigesti aktiveeritud.
- Asetage torkekohale marlilapp, rakendades nõrka survet vastavate eeskirjade kohaselt.
- Visake SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt viivitamatult vastavasse kõrvaldamisnõusse oma asutuse eeskirjade kohaselt.

Lühiajaliseks veenisiseseks infusiooniks






Enne haarava Luer-avaga ühendamist eemaldage infusiooni tarbeks komplektist aseptiliselt kõik haaratavad seadmed (HOLDEX®, Luer-adapter või Luer-adapter ja hoidik).

Eemaldage libliknõelalt ettevaatlikult nõela kaitsekork ja eeltäitke komplekt soovitatud protseduuri kohaselt.

*Maksimaalne eeltäitmismahut (ml)				*Maksimaalne voolukiirus (ml/min)			
Voolikud	21G	23G	25G	Voolikud	21G	23G	25G
10 cm (4 tolli)	0,3	0,3	–	10 cm (4 tolli)	20,8	9,6	–
19 cm (7,5 tolli)	0,4	0,4	0,4	19 cm (7,5 tolli)	20,4	9,4	5,5
30 cm (12 tolli)	0,6	0,6	0,6	30 cm (12 tolli)	20,8	9,6	5,2

* väärtused on kindlaks tehtud veega

- Veenipunktsiooni tegemise ajal peab patsiendi käsi olema alla suunatud. Veenduge, et infusioonikomplekt oleks kindlalt patsiendi külge kinnitatud.
- Alustage lühiajalist veenisisesest infusiooni. **MÄRKUS.** Järgige oma asutuses kehtivaid eeskirju, kuid soovitatav on seadet kasutada ainult üks kord ja maksimaalselt 5 tundi.
- Pärast infusiooni lõpuleviimist hoidke marlit torkekohal ja lõpetage protseduur (vt ülal vereproovi võtmist kirjeldavaid punkte 6–10).

Verevõtmine/infusioon	Kaitsemehhanismi veenisene aktiveerimine	
	<p>Kui verevõtmine/infusioon on lõpule viidud, on soovitatav kaitsemehhanism aktiveerida siis, kui SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt on veel patsiendi veenis.</p> <p>1. Asetage marli torkekohale ja hoidke pöidla või sõrmega seadme tiibu all. Aktiveerige kaitsemehhanism. Vajutage luku vabastamiseks jaoturit mõlemat külge ühe käega. Tõmmake jaoturit tahapoole.</p> <p>Näide 1</p>  <p>VÕI</p>  <p>VÕI</p>  <p>Näide 2</p> <p>Näide 3</p> <p>2. Kaitsemehhanismi õige aktiveerimise korral kuulete klõpsu. Nõel tõmmatakse täielikult seadme korpusesse tagasi. Suruge torkekoha, kuni veritsemine lõpeb. Kontrollige, kas kaitsemehhanism on kindlalt lukustunud.</p>  <p>3. Visake ära teravate esemete mahutisse.</p>	

Ettevaatusabinõud/hoiatused









- Juhiste järgimisel toimib seade ettenähtud viisil.
- Hoiduge luku hooletust vabastamisest või tiibade jõuga tõmbamisest, kuna see võib kahjustada seadme terviklikkust.
- Enne kasutamist kontrollige iga pakendi terviklikkust. Kui pakend on kahjustunud, ärge kasutage seadet.
- Kõiki kasutatud nõelu loetakse saastunudeks. Visake kõik kasutatud komplektid koos hoidikuga selleks ette nähtud bioloogiliselt ohtlike materjalide mahutisse.
- Kui komplekti kaitsemehhanism on aktiveeritud, ärge seda jõuga lahti võtke ega uuesti aktiveerige.
- Hoidke kasutamise ja äraviskamise ajal käed alati nõela taga.
- Ärge painutage nõela.
- Ärge kasutage subkutaanselt infusiooniks ega süstimiseks.
- Käsitsege kõiki bioloogilisi proove ja vereproovi võtmiseks kasutatavaid teravaid esemeid (lantsette, nõelu, Luer-adaptoreid ja vereproovi võtmise komplekte) oma asutuse eeskirjade ning protseduuride kohaselt.
- Lähige vajalik arstlik kontroll, kui puutute kokku bioloogiliste proovidega (nt torkevigastuse tõttu), kuna sel viisil võib levida HIV (AIDS), viiruslik hepatiit või muu nakkushaigus.
- Toote korduv kasutamine võib põhjustada infektsioone, vigastusi või surma.
- Veeni punkteerimise ajal tuleb kokkupuute minimeerimiseks alati kindaid kanda.
- Infusiooni tegemise ajal vältige vere leket ja õhu sattumist voolikutesse.
- Ettevaatlik tuleb olla vereproovide võtmisel näiteks liikumisvõimetus, hemofiilia või epilepsia all kannatavate patsientide puhul.
- Nõela otsast tilkuda võivate verejääkide tõttu esineb pinna saastumise oht ja seetõttu soovitatakse nõel ära visata nii, et selle ots oleks suunatud üles.
- Ärge kunagi katke kaitsemehhanismi kleeplindiga.
- Enne lühiajalise veenisese infusiooniseadmena kasutamist veenduge, et kogu õhk oleks eeltäitmisel eemaldatud.
- Kasutage üht seadet kas vereproovi võtmiseks või infusiooniks, aga mitte mõlemaks.

SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekti hoiustamine enne kasutust

Hoiustage SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekt temperatuuril 4–36 °C (40–97 °F).

MÄRKUS. Vältige kokkupuudet otsese päikesevalgusega. Maksimaalse soovitusliku hoiustamistemperatuuri ületamisel võib SAFETY verevõtu-/infusioonikomplekti kvaliteet halveneda.

Märgiste teave

	Tootja		Temperatuuripiirang
	Kasutusaja lõpp		Ärge kasutage korduvalt
	Partii kood		Steriliseeritud etüleenoksiidiga
	Kataloogi number		Sisaldab looduslikku kummlateksit

Kirjandus:
CLSI GP41, 7th ed. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens; 7th Edition

Tootmiskoht:
Nipro (Thailand) Corporation Limited,
10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena, Phry,
Nakhon Si Ayutthaya 13110, Tai
Valmisatud Tais
Edasimüüja: Greiner Bio-One GmbH, Austria



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791