

Mode d'emploi

Utilisation prévue

Les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE**[®] VISIO PLUS sont conçues pour effectuer les tâches quotidiennes de prélèvement sanguin sur ordonnance d'un praticien. La fenêtre d'inspection est située dans la partie transparente du coulisseau de la canule, ce qui permet à l'utilisateur d'apprécier une ponction veineuse réussie. Les aiguilles sont à usage unique et doivent être uniquement utilisées par des professionnels de la santé correctement formés, conformément aux présentes instructions.

Description du produit

Les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE**[®] VISIO PLUS sont en acier inoxydable et équipées d'une soupape de sécurité à une extrémité. L'étiquette perforée sert non seulement à simplifier l'identification, mais fait également office de sceau de stérilité. Les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE**[®] VISIO PLUS sont un produit stérile à usage unique. Ce produit ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

Instructions de sécurité et précautions**Précautions d'emploi**

- Les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE**[®] VISIO PLUS doivent être utilisées conformément aux politiques et procédures de votre établissement.
- Des virus tels que le VHB, le VHC, le VIH ainsi que d'autres agents de maladies infectieuses peuvent être transmis par contact avec des échantillons biologiques. En cas d'exposition à des échantillons biologiques, consulter un médecin spécialisé.
- Jetez toutes les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE**[®] VISIO PLUS dans des conteneurs pour produits contaminés prévus à cet effet.
- Portez des gants pendant la prise de sang et lors de la manipulation des tubes de prélèvement sanguin afin de minimiser les risques d'exposition.
- N'utilisez pas les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE**[®] VISIO PLUS après leur date d'expiration.

Stockage des aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE[®] VISIO PLUS avant leur utilisation :**

Température de stockage recommandée : 4–36 °C (40–97 °F).

REMARQUE : Éviter toute exposition à la lumière directe du soleil. Le dépassement de la température maximale de stockage conseillée peut porter atteinte à la qualité de l'aiguille de prélèvement sanguin **VACUETTE**[®] VISIO PLUS.

Procédures d'utilisation

Lisez attentivement toutes les informations suivantes avant la prise de sang.

Équipement nécessaire pour procéder à un prélèvement :

Avant d'effectuer une ponction veineuse, assurez-vous que le matériel de prélèvement suivant est disponible :


- Tous les tubes de prélèvement sanguin nécessaires avec le volume nominal adéquat et avec les additifs appropriés.
- Étiquettes pour l'identification positive des échantillons des patients.
- Aiguilles de prélèvement et corps de pompe.
REMARQUE : Les aiguilles de prélèvement sanguin **VACUETTE**[®] VISIO PLUS sont conçues pour une utilisation optimale avec les corps de pompe de Greiner Bio-One. L'utilisation de corps de pompe provenant d'autres fabricants est de la responsabilité de l'utilisateur.
- Prendre les précautions de sécurité habituelles, telles que : utiliser des gants ou tout autre dispositif permettant de limiter les risques d'exposition aux agents pathogènes présents dans le sang.
- Tampons d'alcool pour désinfecter le site de ponction
- Garrot
- Sparadrap ou pansement adhésif
- Container pour élimination sûre des seringues utilisées.

Techniques de ponction sur veine et de prélèvement d'échantillons**Instructions générales**

PORTEZ DES GANTS DURANT LE PRÉLÈVEMENT VEINEUX ET POUR LA MANIPULATION DES TUBES DE PRÉLÈVEMENT AFIN DE MINIMISER LE RISQUE D'EXPOSITION.





REMARQUE : L'étiquette perforée sert non seulement à simplifier l'identification, mais indique aussi que le produit est stérile et intact. Si les perforations sont cassées ou endommagées, jetez l'étiquette et prenez-en une autre intacte.

- Enlevez la protection recouvrant la section à soupape de l'aiguille. (Fig. 1)
- Vissez l'aiguille perpendiculairement dans le corps de pompe. (Fig. 2). Assurez-vous que l'aiguille est bien insérée et ne peut pas se dévisser pendant l'utilisation.



REMARQUE : Un filetage en biais de l'aiguille dans le corps de pompe peut endommager le filetage du corps de pompe et de l'aiguille, et l'aiguille peut se desserrer pendant la prise de sang.

- Sélectionner le site de ponction. Appliquez le garrot (max. 1 minute). Préparez le site de la prise de sang avec une solution désinfectante appropriée. **NE PALPEZ PAS LA ZONE DE LA PRISE DE SANG APRÈS L'AVOIR DÉSINFECTÉE !**
- Mettez le bras du patient en déclive. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille. (Fig. 3). Faites la prise de sang, le bras du patient en déclive et le capuchon du tube vers le haut.
- Contrôlez la partie transparente du coulisseau de la canule. Un jet de sang confirme la pénétration de la veine (Fig. 4).
- Poussez le tube en le centrant dans le corps de pompe jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement perforé par l'aiguille perce-bouchon. Une perforation excentrée peut entraîner une perte de sang et de vide préalables (Fig. 5).
- **DESSERRER LE GARROT DÈS QUE LES PREMIÈRES GOUTTES DE SANG ARRIVENT DANS LE TUBE. NE PAS LAISSER LE CONTENU DU TUBE ENTRER EN CONTACT AVEC LE CAPUCHON OU L'EXTRÉMITÉ DE L'AIGUILLE PENDANT LE PRÉLÈVEMENT.** En d'autres termes, le tube ne doit jamais être retourné pendant le prélèvement. Maintenez le tube en position à l'aide du pouce, pour maintenir le vide, jusqu'à son remplissage complet.
- Insérer les tubes dans le corps de pompe les uns après les autres. Veiller à ce que le contenu du tube n'entre pas en contact avec le capuchon ou l'extrémité de l'aiguille pendant le prélèvement sanguin.
- Une fois le dernier tube prélevé, retirer délicatement l'aiguille de la veine, appliquer une pression sur le point de ponction avec une compresse stérile jusqu'à ce que le saignement s'arrête.
- Après la coagulation, appliquer un pansement ou sparadrap stérile si nécessaire.











REMARQUE : Après la prise de sang, le haut du bouchon peut contenir des résidus de sang. Prendre les précautions nécessaires pour éviter tout contact avec ce sang lors de la manipulation des tubes. Chaque corps de pompe utilisé est susceptible d'être contaminé, il est donc considéré comme dangereux et doit être immédiatement éliminé.

Mise au rebut

Éliminez les aiguilles usagées, y compris le corps de pompe, dans le conteneur DASRI prévu à cet effet. **NE JAMAIS REBOUCHER !** Cela augmente le risque de blessure par piqûre d'aiguille.

Informations sur l'étiquette

	Fabricant		Limite de températures
	Date de péremption		Dispositif à usage unique
	Numéro de lot		Consulter le mode d'emploi
	Numéro du produit		Stérilisé à l'oxyde d'éthylène

Documentation :

CLSI H01-A6 « Tubes and Additives for Venous and Capillary blood Specimen Collection; Approved Standard-Sixth Edition »
 CLSI GP41-A6 « Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition »
 CLSI H02-A4 « Reference and Selected Procedure for the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) Test; Approved Standard-Fourth Edition »
 CLSI H21-A5 « Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation Assays and Molecular Hemostatis Assays; Approved Guideline-Fifth Edition »

Site de production :
 Nipro Medical Industries Ltd.,
 Tatebayashi Plant, 2-19-64, Matsubara
 Tatebayashi-shi, Gumma, 374-8518,
 Japon, Fabriqué au Japon
 Distribué par Greiner Bio-One GmbH,
 Autriche



Greiner Bio-One GmbH
 Bad Haller Str. 32
 4550 Kremsmünster
 Autriche

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
 Téléphone +43 7583 6791