

## Kit de prélèvement sanguin/perfusion Mode d'emploi

### Utilisation prévue

Le kit de prélèvement sanguin/perfusion est un produit stérile à usage unique. Il se compose d'une aiguille à ailettes de sécurité destinée au prélèvement sanguin et fixée à un tuyau flexible à l'extrémité duquel se trouve un raccord Luer. Le kit de prélèvement sanguin/perfusion est utilisé pour les prélèvements sanguin et/ou la perfusion brève de liquides intraveineux.

### Description du produit

Le kit de prélèvement sanguin/perfusion est un produit stérile à usage unique. Il se compose d'une aiguille à ailettes de sécurité fixée à un tuyau flexible à l'extrémité duquel se trouve un raccord Luer. Différentes combinaisons sont disponibles. Le kit de prélèvement sanguin/perfusion est un produit stérile disponible en emballage individuel qui peut être utilisé avec un système Luer (par exemple HOLDEX®). Ce produit ne contient pas de caoutchouc naturel sec. Ce produit ne doit être utilisé que par des professionnels de la santé ayant reçu une formation appropriée et conformément à ce mode d'emploi.

Kit de prélèvement sanguin/perfusion	Produit stérile, disponible en emballage individuel, peut être utilisé avec un système Luer.
Kit de prélèvement sanguin avec adaptateur Luer	Produit stérile, disponible en emballage individuel, avec adaptateur Luer (par exemple pour l'utilisation avec le porte-tubes standard).
Kit de prélèvement sanguin avec adaptateur Luer + porte-tubes	Produit stérile, disponible en emballage individuel, prêt à l'emploi pour le prélèvement sanguin.

### Manipulation

Sortez le kit de prélèvement sanguin/perfusion de son emballage.

Vérifiez l'équipement. Si l'emballage est déjà ouvert ou endommagé, veuillez jeter le kit de prélèvement sanguin/perfusion et choisir un produit intact. Choisissez le site de ponction veineuse. Installez un garrot si nécessaire et préparez le site à l'aide d'une solution antiseptique appropriée. **NE PALPEZ PAS** le site une fois préparé.

#### Pour le prélèvement sanguin

1. Choisissez le(s) tube(s) et le kit de prélèvement sanguin/perfusion appropriés.
2. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à ailettes avec précaution.
3. Procédez à la ponction veineuse en inclinant le bras du patient vers le bas. Si la partie transparente derrière l'aiguille se remplit de sang, la veine a été ponctionnée avec succès.
4. Si nécessaire, fixez les ailettes de l'aiguille avec un sparadrap.
5. Effectuez le prélèvement.
6. Une fois le prélèvement terminé, placez le tampon sur le site de ponction.
7. Retirez l'aiguille de la veine avec précaution.
8. Maintenez la pression sur le site de ponction jusqu'à ce que le saignement cesse.
9. Après utilisation, éliminez le kit de prélèvement sanguin/perfusion immédiatement dans les containers d'élimination prévus à cet effet conformément aux prescriptions en vigueur sur place.

#### Pour la perfusion intraveineuse de courte durée

Lorsque vous vous apprêtez à faire une perfusion, veuillez retirer de manière aseptisée tous les éléments mâles (adaptateur Luer ou adaptateur Luer + porte-tubes) du kit de prélèvement sanguin avant le raccord au connecteur Luer femelle.


Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille avec précaution, puis préparez le kit conformément aux procédures recommandées.

Volume d'amorçage		
Gauges	Tubes	Max. Volume
21G, 23G, 25G	10 cm / 4 po	0.26 ml
21G, 23G, 25G	19 cm / 7.5 po	0.40 ml
21G, 23G, 25G	30 cm / 12 po	0.56 ml

1. Pratiquez la ponction veineuse en positionnant le bras du patient vers le bas et veillez à ce que le kit de perfusion soit bien fixé au patient.
2. Démarrez la perfusion intraveineuse de courte durée. **REMARQUE** : Veuillez suivre les procédures de votre établissement. Il est néanmoins recommandé de n'utiliser le dispositif que sur une seule perfusion pendant 5 heures maximum.
3. Une fois la perfusion terminée, placez le tampon sur le site de perfusion et terminez la procédure (référez-vous aux points 6 à 9 décrits à la rubrique « Pour le prélèvement sanguin » ci-dessus).

Prélèvement sanguin/perfusion

Élimination des déchets



### Précautions/Mises en garde








- Le bon fonctionnement de ce dispositif n'est assuré que si les instructions d'utilisation sont respectées.
- Vérifiez l'intégrité de l'emballage individuel avant l'utilisation. Si l'emballage présente des déchirures, veuillez ne pas l'utiliser.
- Toute aiguille usagée doit être considérée comme contaminée et doit être jetée dans un conteneur d'élimination d'objets « tranchants » et contaminés conforme immédiatement après utilisation.
- Gardez toujours les mains à l'arrière de l'aiguille pendant son utilisation et son élimination.
- Ne tordez pas l'aiguille.
- Ce kit n'est pas destiné à un usage sous-cutané.
- Tout échantillon biologique et tout objet « tranchant » de prélèvement sanguin (par exemple lancettes, aiguilles, adaptateurs Luer et kits de prélèvement sanguin) doivent être manipulés conformément aux règles et aux procédures en vigueur au sein de votre établissement.
- Demandez un avis médical approprié en cas d'exposition à des échantillons biologiques (par exemple lors d'une blessure par piqûre d'aiguille) car ceux-ci peuvent transmettre le VIH, l'hépatite virale ou d'autres maladies infectieuses.
- La réutilisation du produit peut entraîner des infections dangereuses pour la santé, des blessures voire même la mort.
- Pour l'élimination des kits de prélèvement sanguin/perfusion associés au porte-tubes usagés, servez-vous des containers d'élimination prévus à cet effet.
- Portez en permanence des gants lors de la ponction veineuse pour réduire le risque d'exposition.
- Évitez les fuites de sang et la pénétration d'air dans le tube au cours de la perfusion.
- Le DEHP, un fluidifiant, est contenu dans le canal de fluides du tube du kit de prélèvement sanguin/perfusion. La lixiviation du DEHP est possible lorsqu'il est en contact avec des lipides. Une attention particulière s'impose lors de l'utilisation sur des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants.
- Dans le cas de patients immobilisés, hémophiles, épileptiques, etc., une attention particulière s'impose lors du prélèvement sanguin.
- En raison du risque de contamination de surface consécutive aux gouttes de sang tombant de l'extrémité de l'aiguille usagée, celle-ci doit être orientée vers le haut au moment de son élimination.
- Au moment de l'amorçage, vérifiez l'absence totale d'air dans le cadre d'une utilisation du dispositif pour une perfusion intraveineuse de courte durée.

### Stockage

Température de stockage conseillée : entre 4 et 36 °C (entre 40 et 97 °F).

**REMARQUE** : Évitez le contact direct avec la lumière du soleil. Le dépassement de la température maximale de stockage conseillée peut porter atteinte à la qualité des kits de prélèvement sanguin/perfusion.

### Informations sur l'étiquette

	Fabricant		Limites de température
	Date de péremption		Dispositif à usage unique
	Numéro de lot		Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	Numéro du produit		

Documentation :

CLSI GP41-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition

Production location:  
Nipro (Thailand) Corporation Limited,  
10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena, Phry,  
Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thailand  
Made in Thailand  
Distributed by Greiner Bio-One GmbH, Austria



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32  
4550 Kremsmünster  
Austria

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Phone +43 7583 6791