

MiniCollect® Sicherheitslanzetten

Gebrauchsanweisung

Verwendungszweck

MiniCollect®-Sicherheitslanzetten sind für die tägliche Kapillarblutentnahmeroutine bestimmt, die der Anordnung durch einen zugelassenen Arzt bedarf. Die Lanzetten sind ausschließlich zur einmaligen Verwendung bestimmt und dürfen nur von angemessen geschultem medizinischem Fachpersonal gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden.

Produktbeschreibung

MiniCollect® Sicherheitslanzetten sind sterile, per Knopfdruck aktivierte Einweeinheiten für die Hautpunktion, die eine kontrollierte Länge und Tiefe der Inzision ermöglichen. Die Einheit besteht aus einer Edelstahlnadel/- Klinge in einem Kunststoffgehäuse, die nach dem Einstich automatisch und dauerhaft zurückgezogen wird.

Sicherheitshinweise/Warnhinweise

- Unsere Richtlinien sind als Empfehlungen zu verstehen. Bitte beziehen Sie sich auf die Richtlinien und Verfahren Ihrer Einrichtung in Bezug auf den Umgang mit **MiniCollect®** Sicherheitslanzetten.
- Durch den Kontakt mit biologischen Proben können HBV, HCV, HIV und andere Infektionskrankheiten übertragen werden. Im Falle einer Exposition mit biologischen Proben ist kompetenter ärztlicher Rat einzuholen.
- Entsorgen Sie alle **MiniCollect®** Sicherheitslanzetten in zugelassenen Entsorgungsbehältern für biologische Gefahrenstoffe.
- Während der Hautpunktion und dem Umgang mit Blutentnahmeröhrchen sind Einweghandschuhe zu tragen, um das Expositionsrisiko zu minimieren.
- Verwenden Sie keine **MiniCollect®** Sicherheitslanzetten mit überschrittenem Ablaufdatum.
- Verwenden Sie keine **MiniCollect®** Sicherheitslanzetten, wenn die Schutzkappe bereits entfernt worden ist.
- Lanzetten mit einer Einstichtiefe von mehr als 2 mm werden nicht für Kinder unter einem Jahr empfohlen.

Lagerung

Empfohlene Lagertemperatur: 4–36 °C (40–97 °F). Kühl und trocken lagern. Direkte oder übermäßige Hitze vermeiden.
HINWEIS: Vermeiden Sie eine Exposition gegenüber direktem Sonnenlicht.

Handhabung


LESEN SIE DIESES DOKUMENT VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER HAUTPUNKTION BEGINNEN.

Für die Probenahme benötigtes Arbeitsmaterial.

Stellen Sie vor der Durchführung der Hautpunktion sicher, dass folgende Materialien griffbereit sind:

- Alle notwendigen **MiniCollect®** Röhrchen, gekennzeichnet nach Größe, Entnahme und Additiv, oder andere notwendige Sammelbehälter. **HINWEIS:** **MiniCollect®** 9NC Coagulation wird nur zur venösen Blutentnahme verwendet.
- Einmalhandschuhe und persönliche Schutzausrüstung.
- Etiketten für die positive Identifizierung von Patientenproben.
- Alkoholtupfer für die Reinigung der Punktionsstelle.
- Pflaster oder Verband.
- Entsorgungsbehälter für spitze und scharfe Gegenstände zur sicheren Entsorgung gebrauchten Materials.

Die Ausführung der **MiniCollect®**-Sicherheitslanzetten sollte anhand der Gewebedicke des Patienten und der benötigten Blutmenge ausgewählt werden.







MiniCollect®-Sicherheitslanzetten		
Farbe	Nadel- oder Klingengröße/-länge	Erzielbare Blutmenge
Lila (Nadel)	28G / 1,25 mm	
Orange (Nadel)	23G / 2,25 mm	
Rosa (Klinge)	1,00 mm / 1,00 mm	
Grün (Klinge)	1,50 mm / 1,50 mm	
Blau (Klinge)	1,50 mm / 2,00 mm	

Ein warmes, feuchtes Handtuch (oder andere Wärmegeräte) mit maximal 42 °C (107 °F) können verwendet werden, um die Stelle 3 bis 5 Minuten abzudecken.

1	<p>Behandeln Sie die Punktionsstelle mit einem geeigneten Antiseptikum. Nachdem Sie die Punktionsstelle gereinigt haben, lassen Sie die Stelle lufttrocknen, sodass sich die antiseptische Wirkung des Alkohols entfalten kann. Restalkohol kann rasch zu einer Hämolyse führen, die Testergebnisse negativ beeinflussen und dem Patienten ein unangenehmes (brennendes) Gefühl bereiten.</p>
2	<div data-bbox="236 398 635 748"> </div> <p>Halten Sie die Lanzette fest zwischen den Fingern und entfernen Sie die Schutzkappe durch Ziehen (Klinge) oder Drehen (Nadel).</p>
3	<div data-bbox="284 770 587 972"> </div> <p>Halten Sie die Punktionsstelle fest, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden, und bringen Sie die Lanzette auf der Haut in Position. Anschließend drücken sie sanft den Knopf, um die Lanzette zu aktivieren. HINWEIS: Während der Aktivierung der MiniCollect® Sicherheitslanzette keinen Druck auf die Punktionsstelle ausüben.</p>
4	<div data-bbox="316 1039 523 1375"> </div> <p>Entfernen Sie die Lanzette sofort nach der Punktion in einer Aufwärtsbewegung und entsorgen Sie sie in einem geeigneten Behälter für scharfe Gegenstände.</p>
5	<div data-bbox="316 1397 539 1644"> </div> <p>Es wird empfohlen, den ersten Blutstropfen mit einem Tupfer wegzuwischen, da der erste Tropfen wahrscheinlich Gewebsflüssigkeit enthält. Üben Sie in Abständen sanften Druck auf das umliegende Gewebe aus. Kräftiger Druck (Melken) muss vermieden werden, denn beide Verfahren könnten eine Hämolyse oder Kontamination der Probe verursachen.</p>

HINWEIS: Falls erforderlich verwenden Sie diese Anleitung bitte zusammen mit der Gebrauchsanweisung für das **MiniCollect®** Kapillarblutentnahmeröhrchen.

Etikettierung

	Hersteller		Artikelnummer
	Verwendbar bis (Datum)		Nicht wiederverwenden
	Chargennummer		Sterilisation durch Bestrahlung

Literatur:

GP42-A6 "Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens"; Approved Standard—Sixth Edition

Produktionsort:
ASAHI Polyslider Company, Limited
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,
719-3226 Japan
Hergestellt in Japan



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Österreich

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tel.: +43 7583 6791

Vertrieb durch Greiner Bio-One GmbH,
Österreich