

Kit per il prelievo di sangue/per infusioni

Istruzioni per l'uso

Uso previsto

Il kit per il prelievo di sangue/per infusioni è un prodotto sterile monouso composto da un ago a farfalla per il prelievo di sangue combinato con un tubo flessibile alla cui estremità si trova un raccordo Luer. Il kit per il prelievo di sangue/per infusioni viene utilizzato per il prelievo di sangue e/o per infusioni endovenose di liquidi di breve durata.

Descrizione del prodotto

Il kit per il prelievo di sangue/per infusioni è un prodotto sterile monouso composto da un ago a farfalla combinato con un tubo flessibile alla cui estremità si trova un raccordo Luer. Il prodotto è disponibile in diverse combinazioni. Il kit per il prelievo di sangue/per infusioni è disponibile in confezione singola e sterile e può essere utilizzato in combinazione con un sistema Luer (p.es. HOLDEX®). Questo prodotto non contiene lattice di gomma naturale. Il prodotto deve essere utilizzato da operatori sanitari esperti e nel rispetto delle presenti istruzioni.

Kit per il prelievo di sangue/per infusioni	In confezione singola e sterile, permette l'uso in combinazione con un sistema Luer.
Kit per il prelievo di sangue con adattatore Luer	In confezione singola e sterile con adattatore Luer (per l'uso in combinazione con, per es., portaprovette standard).
Kit per il prelievo di sangue con adattatore Luer + camicia	In confezione singola e sterile. Pronto per l'uso per il prelievo di sangue.

Manipolazione

1. Rimuovere il kit per il prelievo di sangue/per infusioni dalla confezione.
2. Controllare gli articoli; nel caso la confezione singola sia stata aperta o manomessa, scegliere un altro ago.
3. Scegliere il sito di puntura. Applicare il laccio emostatico se necessario e preparare il sito con un antisettico idoneo. **NON PALPEGGIARE** il sito dopo la pulizia.

Per il prelievo di sangue

1. Selezionare una o più provette adeguate e il kit per il prelievo di sangue/per infusioni.
2. Rimuovere con cautela il cappuccio dall'ago a farfalla.
3. Eseguire la puntura venosa con il braccio del paziente disteso verso il basso. La puntura venosa è stata effettuata in modo corretto quando la parte trasparente dietro l'ago si riempie di sangue.
4. Se necessario, fissare la farfalla dell'ago per mezzo di un cerotto.
5. Effettuare il prelievo di sangue.
6. Al termine, esercitare pressione sul sito con una garza.
7. Estrarre con cautela l'ago dalla vena.
8. Continuare ad esercitare pressione sul sito di puntura secondo il protocollo previsto dalla struttura ospedaliera.
9. Subito dopo l'uso smaltire il kit per il prelievo di sangue/per infusioni in un contenitore approvato per lo smaltimento in conformità con le procedure della struttura ospedaliera.

Per infusioni EV di breve durata

Quando si effettuano infusioni, rimuovere in condizioni di asepsi tutti i dispositivi maschio (adattatore Luer o adattatore Luer + camicia) dal kit per il prelievo di sangue prima di collegare la porta Luer femmina. Rimuovere con cautela il cappuccio protettivo dall'ago e innescare il sistema secondo la procedura consigliata.

Volume di caricamento		
Calibro (Gauge)	Tubo	Volume max.
21G, 23G, 25G	10 cm / 4 pollici	0.26 ml
21G, 23G, 25G	19 cm / 7.5 pollici	0.40 ml
21G, 23G, 25G	30 cm / 12 pollici	0.56 ml

1. Eseguire la puntura venosa con il braccio del paziente disteso verso il basso e verificare che il sistema di infusione sia saldamente collegato al paziente.
2. Iniziare l'infusione EV di breve durata. **NOTA:** si invita a seguire le procedure approvate in loco, tuttavia si raccomanda di utilizzare il dispositivo per infusioni singole per una durata massima di 5 ore.
3. Al termine dell'infusione, esercitare pressione con una garza e completare la procedura (seguire i punti 6-9 sopra riportati in relazione al prelievo di sangue).

Prelievo di sangue / Infusione



Smaltimento



Precauzioni/Avvertimenti








- Il dispositivo risulta conforme all'uso previsto, posto che vengano seguite le relative istruzioni.
- Prima dell'uso controllare ogni singola confezione e verificarne l'integrità. Se una confezione risulta danneggiata, va scartata.
- Ogni ago utilizzato viene considerato contaminato e deve essere eliminato subito dopo il prelievo nell'apposito contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti contaminati da materiali biologici.
- Durante l'uso e lo smaltimento tenere sempre le mani dietro l'ago.
- Non piegare l'ago.
- Non utilizzare per punture sottocutanee.
- La manipolazione di campioni biologici e degli accessori taglienti per il prelievo di sangue (p.es. lancette pungidito, aghi, adattatori Luer e kit per il prelievo di sangue) deve essere eseguita in conformità con le normative e le procedure della struttura ospedaliera.
- In caso di esposizione a campioni biologici (ad esempio, a seguito di lesioni provocate da puntura accidentale), sottoporsi ai controlli medici del caso, poiché i campioni biologici possono trasmettere HIV, epatite virale o altre malattie infettive.
- Un riutilizzo del prodotto può causare infezioni pericolose per la salute, lesioni oppure morte.
- Smaltire i kit usati per il prelievo di sangue/per infusioni unitamente alle relative camicie in contenitori approvati per lo smaltimento di materiali che comportano rischio biologico.
- Indossare sempre i guanti durante la puntura venosa per ridurre al minimo il rischio di esposizione.
- Durante la procedura di infusione, evitare la fuoriuscita di sangue e la formazione di bolle d'aria nei tubi.
- La via di passaggio dei liquidi all'interno dei tubi del kit per il prelievo di sangue/per infusioni contiene il plastificante DEHP. Il plastificante DEHP può diffondere in seguito al contatto con lipidi. Esercitare particolare cautela quando il sistema viene impiegato in donne in gravidanza, in allattamento o nei bambini.
- Prestare particolare cautela in caso di prelievo di sangue a pazienti immobilizzati, emofilici o affetti da epilessia.
- Per via del rischio di contaminazione delle superfici causata da un eventuale gocciolamento di sangue dalla punta dell'ago usato, si raccomanda di eliminare l'ago mantenendolo con la punta diretta verso l'alto.
- Prima dell'uso per infusioni EV di breve durata, verificare di aver rimosso tutta l'aria innescando il sistema.

Conservazione

Stoccare il kit per il prelievo di sangue/per infusioni a 4-36 °C (40-97 °F).

NOTA: evitare l'esposizione alla luce diretta del sole. Il superamento della temperatura massima consigliata per lo stoccaggio può compromettere la qualità dei kit per il prelievo di sangue/per infusioni.

Informazioni sull'etichetta

	Fabbricante		Limiti di temperatura
	Data di scadenza		Non riutilizzare
	Codice lotto		Sterilizzazione con ossido di etilene
	Numero di catalogo		

Riferimenti:

CLSI GP41-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition

Production location:
Nipro (Thailand) Corporation Limited,
10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena, Phry,
Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thailand
Made in Thailand
Distributed by Greiner Bio-One GmbH, Austria



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Phone +43 7583 6791