

SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett Bruksanvisning

Tiltenkt bruk

SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett er en steril vingenål for blodprøvetaking til engangsbruk, som er festet til en fleksibel slange med en luerkobling. SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett brukes til blodprøvetaking og/eller kortvarig infusjon av intravenøse væsker. Vingenålen er laget med et sikkerhetsdeksel som kan aktiveres for å dekke nålen umiddelbart etter venepunksjon for å bidra til å beskytte mot utilsiktede stikkskader.

Beskrivelse av produktet

SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett er en steril vingenål til engangsbruk, som er festet til en fleksibel slange med en luerkobling. Den finnes i ulike kombinasjoner. SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett er pakket enkeltvis, sterilt, og kan brukes med et luersystem (f.eks. HOLDEX®). Produktet skal bare brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til disse instruksjonene.

SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett	Pakket enkeltvis og sterilt, slik at settet kan brukes med et luersystem.
SAFETY blodprøvetakingssett med lueradapter	Pakket enkeltvis og sterilt med lueradapter (for bruk med f.eks. standard rørholder).
SAFETY blodprøvetakingssett med lueradapter + holder	Pakket enkeltvis og sterilt, klart til bruk for blodprøvetaking.
SAFETY blodprøvetakingssett med HOLDEX®	

SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett inneholder ingen komponenter som er laget av tørr naturgummi. Tilbehør som inneholder lateks, vil være merket med dette på emballasjen.

Fremgangsmåte

1. Ta SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett ut av emballasjen.
2. Kontroller at vingebeskytteren er låst godt fast i sikkerhetsmekanismen. **MERK:** Hvis enkeltstående emballasje er åpnet eller manipulert, må du velge en annen nål.
3. Velg sted for venepunksjon. Sett på turniké, og klargjør stedet med egnet desinfeksjonsmiddel. IKKE TA PÅ stedet etter rensing.

Ved blodprøvetaking

1. Velg egnet/egnede rør og SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett, og koble ved behov disse til ønsket prøvetakingssystem.
2. Ta forsiktig nåleheten av sikkerhetsvingenålen.
3. Utfør venepunksjon med pasientens arm i en nedoverrettet stilling. Siktvinduet vil bekrefte vellykket venepunksjon.
4. Sett fast vingenålen med teip ved behov.
5. Ta blodprøve.
6. Når du er ferdig, plasserer du gasbind på prøvetakingsstedet uten å påføre trykk.
7. Med den ene hånden aktiverer du sikkerhetsmekanismen ved å trykke inn den lyse delen på begge sider av tilkoblingspunktet, slik at låsen aktiveres.
8. Skyv sikkerhetsmekanismen bakover til du hører et klikk. Klikket er et tegn på at sikkerhetsmekanismen er riktig aktivert.
9. Påfør lett trykk på punksjonsstedet ved hjelp av gasbindet ifølge institusjonens protokoll.
10. SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett kasseres umiddelbart i en godkjent avfallsbeholder i henhold til lokale rutiner.






Ved kortvarig IV-infusjon

Ved infusjon skal alle hannenheter (HOLDEX®, lueradapter eller lueradapter + holder) fjernes aseptisk fra settet før tilkobling til hunnluerporten. Ta forsiktig nåleheten av sikkerhetsvingenålen, og prime settet i henhold til anbefalt fremgangsmåte.

*Maksimalt primevolum (ml)				*Maksimal strømningshastighet (ml/min)			
Rør	21G	23G	25G	Rør	21G	23G	25G
10 cm (4 tommer)	0,3	0,3	-	10 cm (4 tommer)	20,8	9,6	-
19 cm (7,5 tommer)	0,4	0,4	0,4	19 cm (7,5 tommer)	20,4	9,4	5,5
30 cm (12 tommer)	0,6	0,6	0,6	30 cm (12 tommer)	20,8	9,6	5,2

* Verdier etablert med vann

1. Utfør venepunksjon med pasientens arm i en nedoverrettet stilling, og forsikre deg om at infusjonssettet er godt festet til pasienten.
2. Iverksett kortvarig IV-infusjon. MERK: Følg institusjonens retningslinjer. Det anbefales imidlertid at enheten brukes til infusjon én gang i maksimalt 5 timer.
3. Når infusjonen er fullført, holder du gasbindet nede og avslutter prosedyren (se punkt 6–10 under blodprøvetaking over).

Blodprøvetaking/infusjon	Aktivere sikkerhetsmekanismen i venen	
	<p>Når blodprøvetaking/infusjon er fullført, anbefales det å aktivere sikkerhetsmekanismen mens SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett fremdeles er i pasientens vene.</p> <p>1 Plasser gasbind over stedet, og hold vingen nede med en tommel eller finger. Aktiver sikkerhetsmekanismen ved å trykke på begge sider av tilkoblingspunktet med én hånd, slik at låsen frigjøres. Dra tilkoblingspunktet bakover.</p> <p>Eksempel 1 </p> <p>ELLER</p> <p>Eksempel 2 </p> <p>ELLER</p> <p>Eksempel 3 </p>	<p>2 Du hører et klikk når sikkerhetsmekanismen er aktivert på riktig måte. Nålen vil bli trukket helt inn i enhetens hoveddel. Påfør trykk på stedet til blødningen stopper. Verifiser at sikkerhetsmekanismen er låst.</p>  <p>3 Kastes i en beholder for skarpe gjenstander.</p>

Forholdsregler/forsiktighetsregler









- Enheten fungerer som forutsatt når instruksjonene følges på riktig måte.
- Unngå å frigjøre låsen i vanvare eller dra hardt i vingen. Slike handlinger kan skade enhetens integritet.
- Undersøk at hver enkelt emballasje er hel før bruk. Dersom emballasjen er skadet, skal enheten ikke brukes.
- Alle brukte nåler anses som kontaminerte. Alle brukte sett kastes sammen med holderen i risikoavfallsbeholdere som er godkjent for slikt avfall.
- Ikke bruk makt for å frigjøre eller reaktivere sikkerhetsmekanismen etter at den er aktivert.
- Hold hendene bak nålen til enhver tid under bruk og kassering.
- Ikke bøy nålen.
- Må ikke brukes til subkutan infusjon eller injisering.
- Håndter alle biologiske prøver og «skarpe» enheter til blodprøvetaking (lansetter, nåler, luer-adaptore og blodprøvetakingssett) i henhold til lokale rutiner og retningslinjer.
- Oppsøk lege hvis du blir eksponert for biologiske prøver (for eksempel ved stikkskade), ettersom disse prøvene kan overføre HIV (AIDS), hepatittvirus og andre smittsomme sykdommer.
- Gjenbruk av produktet kan føre til skadelige infeksjoner, personskade eller død.
- Bruk alltid hansker under venepunksjon for å redusere eksponeringsfaren.
- Unngå blodlekkasje og luft i slangen under infusjonen.
- Vær forsiktig når du tar blodprøver fra for eksempel immobiliserte, hemofile eller epileptiske pasienter.
- På grunn av faren for overflatekontaminering som skyldes blodrester på nålespissen, anbefales det å kaste nålen med spissen rettet oppover.
- Du må aldri dekke til sikkerhetsmekanismen med teip.
- Kontroller at all luft er fjernet ved priming før bruk som en enhet for kortvarig IV-infusjon.
- Bruk hver enhet til enten blodprøvetaking eller infusjon, men ikke begge deler.

Oppbevaring av SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett før bruk

Oppbevar SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett ved 4–36 °C (40–97 °F).

MERK: Skal ikke utsettes for direkte sollys. Overskridelse av den anbefalte maksimumstemperaturen for oppbevaring kan føre til forringet kvalitet for SAFETY blodprøvetakings-/infusjonssett.

Informasjon på etiketten

	Produsent		Temperaturrense
	Utløpsdato		Må ikke brukes på nytt
	Partikode		Sterilisert med etylenoksid
	Katalognummer		Inneholder eller kan inneholde naturgummilateks

Litteratur:
CLSI GP41, 7th ed. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens; 7th Edition

Produksjonssted:
Nipro (Thailand) Corporation Limited,
10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena, Phry,
Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thailand
Produsert i Thailand
Distribuert av Greiner Bio-One GmbH, Østerrike



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Østerrike

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tlf.: +43 7583 6791