

Beregnet bruksområde

VACUETTE[®] VISIO PLUS-nåler til blodprøvetaking er utviklet for bruk i daglig blodprøvetaking når denne oppgaven delegeres av kvalifisert helsepersonell. Siktvinduet befinner seg i den gjennomsiktige delen av kanylesenteret, som hjelper brukeren å se at venepunksjonen er vellykket. Nålene er kun beregnet til engangsbruk og skal kun brukes av helsepersonell med tilstrekkelig opplæring i samsvar med disse instruksjonene.

Produktbeskrivelse

VACUETTE[®] VISIO PLUS-nåler til blodprøvetaking er fremstilt av rustfritt stål og er utstyrt med en sikkerhetsventil i den ene enden. Den perforerte etiketten forenkler ikke bare identifikasjonen, men fungerer også som en garanti for integriteten. **VACUETTE**[®] VISIO PLUS-nåler til blodprøvetaking er sterile engangsprodukter. Ingen komponenter i denne enheten er laget av naturgummilateks.

Forholdsregler og retningslinjer for oppbevaring**Forholdsregler**

- Håndteringen av **VACUETTE**[®] VISIO PLUS-nåler til blodprøvetaking må være i henhold til lokale rutiner og retningslinjer.
- HBV, HCV, HIV og andre smittsomme sykdommer kan overføres gjennom kontakt med biologiske prøver. Ved eksponering for biologiske prøver må det gis egnet medisinsk hjelp.
- Kast alle **VACUETTE**[®] VISIO PLUS-nåler til blodprøvetaking i risikoavfallsbeholdere som er godkjent for slikt avfall.
- Bruk engangshansker under venepunksjon og ved håndtering av rør med blodprøver for å redusere eksponeringsfaren.
- Ikke bruk **VACUETTE**[®] VISIO PLUS-nåler til blodprøvetaking etter utløpsdatoen.

Oppbevaring av **VACUETTE[®] VISIO PLUS-nåler til blodprøvetaking før bruk:**

Anbefalt oppbevaringstemperatur: 4–36 °C (40–97 °F).

MERK: Skal ikke utsettes for direkte sollys. Overskridelse av den anbefalte maksimumstemperaturen for oppbevaring kan føre til forringet kvalitet på **VACUETTE**[®] VISIO PLUS-nåler til blodprøvetaking.

Prosedyrer for håndtering

Les hele dette dokumentet før du utfører venepunksjon.

Nødvendig utstyr for prøvetaking:

Pass på at følgende materialer er lett tilgjengelige før du utfører venepunksjon:

- Alle nødvendige blodprøverør, identifisert i forhold til størrelse, trekkvolum og additiv.
- Etiketter for positiv pasientidentifikasjon av prøver.
- Nåler og holdere til blodprøvetaking.
MERK: **VACUETTE**[®] VISIO PLUS-nåler til blodprøvetaking er utformet for optimal bruk med rørholdere fra Greiner Bio-One. Bruk av rørholdere fra andre produsenter skjer på brukerens eget ansvar.
- Følg generelle forholdsregler, bruk hansker og egnede klær for beskyttelse mot eksponering for blodbårne patogener.
- Sprintserviett til rensing
- Turniké
- Selvklebende plaster eller bandasje
- Beholder for kassering av skarpt utstyr for sikker kassering av brukte nåler

Venepunksjonsteknikk og prøvetaking**Generelle instruksjoner**


BRUK ENGANGSHANSKER UNDER VENEPUNKSJON OG VED HÅNDBLING AV RØR TIL BLODPRØVETAKING FOR Å REDUSERE EKSPONERINGSFAREN.

MERK: Den perforerte etiketten forenkler ikke bare identifikasjon, men er også en indikator for at enheten er steril og intakt. Hvis perforeringen blir brutt eller skadet, må du kassere nålen og velge en annen som er intakt.




- Fjern hetten over nålens ventildel. (Fig. 1)
- Tre nålen perpendikulært inn i holderen. (Fig. 2). Pass på at nålen sitter godt på plass slik at den ikke tres av under bruk.

MERK: Hvis nålen tres vinklet inn i holderen, kan det føre til skade på gjengene på holderen og nålen, noe som kan føre til at nålen løsner under venepunksjon.

- Velg punksjonssted. Påfør turnikeet (maks. 1 minutt). Klargjør venepunksjonsstedet med egnet desinfeksjonsmiddel. **IKKE TA PÅ VENEPUNKSJONSOMRÅDET ETTER RENSING!**



- Legg pasientens arm i en nedoverrettet stilling. Fjern nålebeskyttelsen. (Fig. 3). Utfør venepunksjon med pasientens arm rettet nedover og rørhetten øverst.
- Kontroller den gjennomsiktige delen av kanylesenteret. Et glimt av blod vil bekrefte vellykket venepenetrasjon (Fig. 4).
- Skyv røret inn i holderen og på nåleventilen slik at gummimembranen punkteres helt. Plasser rørene midt i holderen når hetten penetreres, for å hindre at det går hull på sideveggene, noe som fører til for tidlig vakuumpap (Fig. 5).
- TA AV TURNIKEET SÅ SNART DET KOMMER BLOD I RØRET. IKKE LA INNHOLDET I RØRET KOMME I KONTAKT MED HETTEN ELLER ENDEN AV NÅLEN UNDER PROSEDYREN. Røret skal altså ikke under noen omstendigheter vendes opp-ned under prosedyren. Hold alltid røret på plass ved å trykke på det med tommelen for å sikre fullstendig vakuumprekking.
- Sett rørene i rekkefølge i holderen. Påse at innholdet i røret ikke kommer i kontakt med hetten eller nålespissen under blodprøvetakingen.
- Så snart blodet slutter å strømme inn i det siste røret, fjernes nålen forsiktig fra venen. Legg trykk på stikkstedet med en tørr steril bomullsdott inntil blødningen stopper.
- Når blodet er koagulert, festes denne med et plaster eller bandasje hvis ønskelig.











MERK: Etter venepunksjon kan toppen av hetten inneholde rester av blod. Ta egnede forholdsregler ved håndtering av rør for å unngå kontakt med dette blodet. En nåleholder som blir kontaminert med blod, skal betraktes som farlig og må kasseres umiddelbart.

Kassering

Kasser den brukte nålen sammen med holderen i en egnet avfallsbeholder. **IKKE SETT HETTEN PÅ IGJEN!** Dette øker risikoen for stikkskader.

Etikettinformasjon

	Produsent		Temperaturlgrense
	Utløpsdato		Kun engangsbruk
	Partikode		Se bruksanvisningen
	Katalognummer		Sterilisert med etylenoksid

Litteratur:

CLSI H01-A6 "Tubes and Additives for Venous and Capillary blood Specimen Collection; Approved Standard-Sixth Edition"
 CLSI GP41-A6 "Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition"
 CLSI H02-A4 "Reference and Selected Procedure for the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) Test; Approved Standard-Fourth Edition"
 CLSI H21-A5 "Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation Assays and Molecular Hemostasis Assays; Approved Guideline-Fifth Edition"

Produksjonssted:
 Nipro Medical Industries Ltd.,
 Tatebayashi Plant, 2-19-64, Matsubara
 Tatebayashi-shi, Gumma, 374-8518,
 Japan, laget i Japan
 Distribuert av Greiner Bio-One GmbH,
 Østerrike



Greiner Bio-One GmbH
 Bad Haller Str. 32
 4550 Kremsmünster
 Østerrike

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
 Tlf.: +43 7583 6791