

Bezpieczny nakłuwacz MiniCollect®

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie

Bezpieczny nakłuwacz **MiniCollect®** jest przeznaczony do użytku przez wykwalifikowanych specjalistów podczas rutynowych zabiegów pobierania krwi włósniczkowej. Igły są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku i powinny być używane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel medyczny, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Opis produktu

Bezpieczny nakłuwacz **MiniCollect®** jest jałowym, jednorazowym wyrobem, aktywowanym przyciskiem, przeznaczonym do nakłuwania skóry i umożliwiającym regulowanie głębokości nakłucia. Wyrób składa się z igły/ostrza ze stali nierdzewnej w obudowie z tworzywa, które wycofują się automatycznie i trwale po wykonaniu nakłucia.

Środki ostrożności/przestrogi

- Nasze wytyczne są tylko zaleceniami. Należy kierować się polityką i procedurami swojej placówki w zakresie posługiwania się bezpiecznymi nakłuwaczami **MiniCollect®**.
- Kontakt z próbkami biologicznymi może spowodować przenoszenie wirusów HBV, HCV, HIV oraz innych chorób zakaźnych. W przypadku narażenia na kontakt z próbkami biologicznymi należy zadbać o udzielenie osobie narażonej odpowiedniej pomocy medycznej.
- Wszystkie bezpieczne nakłuwacze **MiniCollect®** należy wyrzucać do pojemników na materiały stanowiące zagrożenie biologiczne, zatwierdzonych do ich utylizacji.
- Podczas wykonywania nakłucia skóry i obchodzenia się z próbkami do pobierania krwi należy nosić jednorazowe rękawiczki w celu zminimalizowania ryzyka narażenia.
- Nie należy używać bezpiecznych nakłuwaczy **MiniCollect®** po upływie daty ważności.
- Nie należy używać bezpiecznych nakłuwaczy **MiniCollect®**, jeśli zakładka ochronna została usunięta.
- Nie zaleca się stosowania nakłuwaczy o głębokości nakłucia większej niż 2 mm u dzieci poniżej pierwszego roku życia.

Przechowywanie

Zalecana temperatura przechowywania: 4–36°C (40–97°F). Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim lub nadmiernym źródłem ciepła.

UWAGA: Nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Obsługa


PRZED WYKONANIEM NAKŁUCIA SKÓRY NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE CAŁY NINIEJSZY DOKUMENT.

Sprzęt wymagany do pobrania próbki.

Przed nakłuciem skóry należy upewnić się, że następujące materiały są łatwo dostępne:

- Wszystkie niezbędne próbówki **MiniCollect®**, z oznaczonym rozmiarem, rodzajem materiału i dodatków oraz wszelkie inne niezbędne pojemniki. **UWAGA:** Próbówki **MiniCollect®** 9NC Coagulation służą wyłącznie do pobierania krwi żyłnej.
- Jednorazowe rękawiczki i środki ochrony osobistej.
- Etykiety do pozytywnej identyfikacji próbek pochodzących od poszczególnych pacjentów.
- Waciki nasączone alkoholem do czyszczenia miejsca nakłucia.
- Przylepiec lub bandaż.
- Pojemnik do utylizacji ostrych wyrobów medycznych, do którego należy wyrzucić zużyty materiał.

Należy dobierać wersję bezpiecznego nakłuwacza **MiniCollect®** na podstawie grubości tkanki pacjenta i wymaganej objętości krwi.







Bezpieczny nakłuwacz MiniCollect®		
Kolor	Wielkość/długość igły lub ostrza	Możliwa do uzyskania objętość krwi
Jasnofioletowy (igła)	28G / 1,25 mm	
Pomarańczowy (igła)	23G / 2,25 mm	
Różowy (ostrze)	1,00 mm / 1,00 mm	
Zielony (ostrze)	1,50 mm / 1,50 mm	
Niebieski (ostrze)	1,50 mm / 2,00 mm	

Można zastosować ciepły, wilgotny ręcznik (lub inny wyrób do ogrzewania) w temperaturze nieprzekraczającej 42°C (108°F), aby zakryć miejsce pobrania na okres od 3 do 5 minut.

1	<p>Przygotować miejsce nakłucia odpowiednim środkiem antyseptycznym. Po oczyszczeniu skóry w miejscu wkłucia odczekać, aż ta okolica wyschnie, aby alkohol w środku antyseptycznym zaczął działać. Pozostałości alkoholu powodują szybką hemolizę, co może negatywnie wpływać na dokładność wyników testów, jak również powodować dyskomfort (pieczenie) u pacjenta.</p>
2	<p>Przytrzymując nakłuwacz silnie w palcach usunąć zakładkę ochronną, obracając (igłę) lub pociągając (ostrze).</p>
3	<p>Przytrzymać mocno miejsce nakłucia, aby zapobiec nagłemu poruszeniu, i umieścić nad nim nakłuwacz. Następnie delikatnie przycisnąć przycisk, aby aktywować nakłuwacz. UWAGA: Nie przykładaj siły do miejsca nakłucia podczas aktywacji bezpiecznego nakłuwacza MiniCollect®.</p>
4	<p>Niezwłocznie po wykonaniu nakłucia należy odsunąć nakłuwacz od skóry pionowym ruchem i usunąć do odpowiedniego pojemnika do utylizacji ostrych wyrobów medycznych.</p>
5	<p>Zaleca się wytrzeć pierwszą kroplę krwi gazikiem, jako że najpewniej ma ona nadmierną zawartość płynu tkankowego. Delikatnie przykładaj z przerwami ciśnienie do otaczających tkanek. Nie wolno stosować silnego, powtarzającego się nacisku, ponieważ może skutkować hemolizą lub zanieczyszczeniem próbki płynem tkankowym.</p>

UWAGA: Należy korzystać z tej instrukcji w połączeniu z instrukcją obsługi Próbówki do pobierania krwi włósczkowej **MiniCollect®**, jeśli jest to wymagane.

Informacje na etykiecie

	Producent		Numer katalogowy
	Data ważności		Nie używać ponownie
	Kod partii		Wyjaławiany przez napromienianie

Piśmiennictwo:

GP42-A6 "Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens"; Approved Standard—Sixth Edition

Lokalizacja produkcji:
ASAHI Polyslider Company, Limited
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,
719-3226 Japonia
Wyprodukowano w Japonii



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tel.: +43 7583 6791

Dystrybucja: Greiner Bio-One GmbH,
Austria