



Zestaw do pobierania krwi SAFETY lub zestaw do pobierania krwi

+

uchwyt do pobierania krwi na posiew

Instrukcja obsługi



Przeznaczenie

Zestaw do pobierania krwi SAFETY i/lub zestaw do pobierania krwi + uchwyt do pobierania krwi na posiew są używane podczas standardowych zabiegów wkłucia dożylnego. Igła motylkowa zestawu do pobierania krwi SAFETY wyposażona jest w osłonę zabezpieczającą, która po aktywacji umożliwia schowanie igły bezpośrednio po pobraniu krwi, chroniąc przed przypadkowym ukłuciem. Uchwyt do pobierania krwi na posiew służy do napełniania krwi butelek i próbek do posiewu krwi.

Opis produktu

Zestaw do pobierania krwi SAFETY i/lub zestaw do pobierania krwi + uchwyt do pobierania krwi na posiew są produktami jednorazowymi, jałowymi, wyposażonymi w igły motylkowe do pobierania krwi połączone z elastycznym wężykiem z fabrycznie przymocowanym uchwytem do pobierania krwi na posiew. Budowa uchwyty umożliwia pobieranie krwi do butelek do posiewu krwi oraz do próbek do pobierania krwi VACUETTE®. Niniejsze produkty wykonano bez użycia lateksu kuczuku naturalnego.

Obsługa

- Oczyszczyć miejsce wkłucia i umyć ręce zgodnie z zatwierdzonymi procedurami obowiązującymi w danej placówce.
- Zdezynfekować odsłonięte membrany butelek do pobierania krwi wacikiem nasączonym alkoholem i pozostawić do wyschnięcia.
- Wykonać wkłucie dożylnie przy ramieniu pacjenta skierowanym w dół. *Podczas pobierania krwi butelki do posiewu krwi i próbki do pobierania krwi powinny znajdować się w pozycji pionowej.*
UWAGA: W celu prawidłowego obchodzenia się z butelkami do posiewu krwi należy przestrzegać instrukcji producenta.
- Umieścić uchwyt do pobierania krwi na posiew na butelce i nacisnąć go. *Podczas stosowania butelek do posiewu krwi na bakterie tlenowe i beztlenowe najpierw należy wykonać posiew w butelce do posiewu krwi na bakterie tlenowe, a następnie w butelce do posiewu krwi na bakterie beztlenowe.*
- Po uzyskaniu odpowiedniej ilości krwi należy zdjąć uchwyt z butelki i (jeśli to konieczne) kontynuować pobieranie krwi do próbek do pobierania krwi VACUETTE®.
- Po zakończeniu pobierania krwi przytrzymać gazę jedną ręką.
- Używając zestawu do pobierania krwi SAFETY, należy aktywować mechanizm zabezpieczający przez ściśnięcie gniazda z dwóch stron w celu włączenia blokady. Przesuwać mechanizm zabezpieczający do tyłu, aż rozlegnie się kliknięcie. Kliknięcie oznacza, że mechanizm zabezpieczający został prawidłowo aktywowany.
- Wyrzucić urządzenie z uchwytem do pobierania krwi na posiew jako całość do odpowiedniego pojemnika na ostre narzędzia, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w danej placówce.
- Używając zestawu do pobierania krwi, należy wyrzucić urządzenie z uchwytem do pobierania krwi na posiew jako całość do odpowiedniego pojemnika na ostre narzędzia, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w danej placówce.
UWAGA: Przez cały czas korzystania z igły i podczas jej wyrzucania ręce powinny znajdować się z tyłu igły.
- Ucisnąć miejsce wkłucia zgodnie z protokołem obowiązującym w placówce.
UWAGA: Nie uciskać zbyt mocno miejsca wkłucia.

Środki ostrożności/przestrogi dotyczące VACUETTE®

- Sprawdzić zestaw do pobierania krwi SAFETY i/lub zestaw do pobierania krwi + uchwyt do pobierania krwi na posiew przed użyciem. Nie używać uszkodzonego zestawu do pobierania krwi SAFETY i/lub zestawu do pobierania krwi + uchwyty do pobierania krwi na posiew.
- Każdy zestaw do pobierania krwi SAFETY i/lub zestaw do pobierania krwi + uchwyt do pobierania krwi na posiew, który uległ zanieczyszczeniu krwią, jest uważany za niebezpieczny i należy go natychmiast wyrzucić.
- Nie nakładać ponownie osłony na igłę zestawu do pobierania krwi SAFETY i/lub zestawu do pobierania krwi.
- Po aktywowaniu mechanizmu zabezpieczającego zestawu do pobierania krwi SAFETY nie należy zwalniać go przy użyciu siły ani aktywować ponownie.
- Po wykonaniu wkłucia dożylnego wyrzucić używaną igłę z zestawem do pobierania krwi SAFETY i/lub zestawem do pobierania krwi z uchwytem do pobierania krwi na posiew jako całość do odpowiedniego pojemnika na ostre narzędzia zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w danej placówce.
- Przez cały czas korzystania z igły i podczas jej wyrzucania ręce powinny znajdować się z tyłu igły.
- Ze wszystkimi próbkami pochodzenia biologicznego oraz „ostrymi” narzędziami do pobierania krwi (lancety, igły, łączniki Luer i zestawy do pobierania krwi) należy obchodzić się zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w danej placówce.
- W przypadku jakiegokolwiek narażenia na kontakt z próbkami pochodzenia biologicznego (np. wskutek ukłucia igłą) należy uzyskać odpowiednią pomoc medyczną, ponieważ mogą one przenosić wirus HIV (AIDS) czy wirusowego zapalenia wątroby lub inną chorobę zakaźną.
- Wszystkie używane igły są uważane za zanieczyszczone i należy je wyrzucić do zatwierdzonego pojemnika na „ostre” narzędzia biologicznie niebezpieczne niezwłocznie po użyciu.
Ponowne użycie produktu może powodować szkodliwe zakażenia, obrażenia lub zgon.
- Wyrzucić wszystkie zużyte zestawy do pobierania krwi SAFETY i zestawy do pobierania krwi wraz z uchwytem do pojemników na odpady biologicznie niebezpieczne zatwierdzone do ich wyrzucenia.
- Przez cały czas wykonywania wkłucia dożylnego należy mieć założone rękawiczki w celu zminimalizowania ryzyka narażenia.
- Należy zachować ostrożność podczas pobierania próbek krwi na przykład od pacjentów sparaliżowanych, chorujących na hemofilię lub padaczkę.
- Ze względu na ryzyko zanieczyszczenia powierzchni krwią kapiącą z końcówki zużytej igły zaleca się wyrzucanie igły tak, aby końcówka była skierowana do góry.
- Nigdy nie zakrywać mechanizmu zabezpieczającego plastrem opatrunkowym.
- Nie wolno ingerować w mechanizm zabezpieczający po aktywacji.

Przechowywanie

Produkt przechowywać w temperaturze 4–36°C (40–97°F).

UWAGA: Nie wystawiać na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Przekroczenie maksymalnej zalecanej temperatury przechowywania może doprowadzić do uszkodzenia uchwyty.

Usuwanie

- Należy wziąć pod uwagę ogólne zasady higieny oraz regulacje prawne dotyczące odpowiedniego usuwania materiału zakaźnego i postępować zgodnie z nimi.
- Należy używać rękawiczek jednorazowych, aby uniknąć ryzyka zakażenia.
- Zanieczyszczone produkty z igłami należy wyrzucić natychmiast po pobraniu krwi do odpowiednich pojemników do usuwania odpadów biologicznie niebezpiecznych, które można następnie wysterylizować w autoklawie i spalić.

Informacje na etykiecie



Numer katalogowy



Nie używać ponownie



Kod serii



Data ważności. (Użyć do końca wskazanego miesiąca).



Producent



Sterylizowane przy użyciu tlenu etylenu



Zapoznać się z instrukcją obsługi

Piśmiennictwo

CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute)

H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition

M47-A Principles and Procedures for Blood Cultures; Approved Guideline

Przeostroga: Prawo federalne USA zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie lekarzowi lub na zlecenie lekarza.

Lokalizacja produkcji:

Nipro (Thailand) Corporation Ltd., 10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena, Phra

Nakhon Si Ayutthaya 13110, Tajlandia

Wyprodukowano w Tajlandii, dystrybucja: Greiner Bio-One GmbH, Austria

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster, Austria

www.gbo.com/preanalytics

faq.pa@gbo.com

(+43) 07583/6791