

## VACUETTE® SAFELINK

### Uchwyt z męskim złączem Luer Lock (jałowy)

### Instrukcja obsługi

#### Przeznaczenie

Uchwyt **VACUETTE® SAFELINK** jest przeznaczony do stosowania w procedurach pobierania krwi w połączeniu z przyrządami do pobierania krwi z żeńskim złączem typu Luer.

#### Opis produktu

Jałowy jednorazowy uchwyt z tworzyw sztucznych z męskim złączem Luer Lock wyśrodkowanym w górnej części uchwyty. Wewnątrz uchwyty umieszczona jest igła ze stali nierdzewnej z osłoną, aby ułatwić pobieranie krwi przez nakłucie zatyczki podłączonej próżniowej probówki do pobierania krwi.

#### Obsługa

1. Ostrożnie otwórz opakowanie.
2. Chwyć uchwyt jedną ręką i połącz męskie złącze typu Luer, które znajduje się w górnej części uchwyty, z żeńskim złączem typu Luer wybranego przyrządu, delikatnie wkręcając gwint złącza męskiego w gwint złącza żeńskiego. Upewnij się, że elementy zostały pewnie połączone, ale nie przekraczaj gwintu.
3. Pobierz krew zgodnie z procedurą danej placówki.
4. Po pobraniu krwi wyrzuć, jak opisano poniżej.

#### Przechowywanie

Temperatura przechowywania uchwyty 4–25°C (40–77°F).

**UWAGA:** Nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Przekroczenie maksymalnej zalecanej temperatury przechowywania może spowodować uszkodzenie uchwyty.









#### Środki ostrożności / przestrogi

- Przyrząd będzie działać zgodnie z przeznaczeniem pod warunkiem dokładnego przestrzegania instrukcji.
- W przypadku użycia w połączeniu z cewnikiem żylnym wprowadzonym z dostępu obwodowego (PIVC) należy stosować zestaw przedłużający.
- Przyrząd nie nadaje się do pomiaru ciśnienia krwi przekraczającego 185 mmHg.
- Zawsze należy się stosować do instrukcji obsługi danego sprzętu.
- Podczas pobierania krwi z użyciem tego przyrządu należy zawsze używać rękawic ochronnych.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie jednostkowe jest nieuszkodzone. W przypadku uszkodzone opakowania przyrząd nie nadaje się do użyciu.
- Wyłącznie do jednokrotnego użycia u jednego pacjenta. Ponowne użycie wiąże się z ryzykiem niebezpiecznego zakażenia!
- Stosować tylko do jednej procedury pobierania krwi.
- W czasie korzystania z igły i podczas jej wyrzucania ręce należy zawsze trzymać z tyłu igły.
- Nigdy nie dotykaj wnętrza uchwyty.
- Nigdy nie zakładaj igły ponownie. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej.
- Przez cały czas trzymać probówkę nieruchomo, dociskając ją kciukiem lub innym palcem, aby zapewnić podciśnieniowe pobieranie krwi.
- Podczas używania próżniowego systemu pobierania krwi należy zawsze sprawdzić, czy probówki zostały prawidłowo napełnione.
- Przyrząd może być używany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników służby zdrowia zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

#### Utylizacja

Należy brać pod uwagę ogólne zasady higieny oraz regulacje prawne dotyczące odpowiedniego usuwania materiału zakaźnego i postępować zgodnie z nimi. Po użyciu należy wyrzucić uchwyt z wszystkimi akcesoriami jednorazowymi do odpowiedniego pojemnika na odpady niebezpieczne biologicznie.

#### Informacje na etykiecie

	Producent		Zakres temperatury
	Data ważności		Nie używać ponownie
	Kod partii		Zapoznać się z instrukcją obsługi
	Numer katalogowy	Rx only	Wyłącznie z przepisu lekarza
	Wyjaławiany przez napromienianie		



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32,  
4550 Kremsmünster, Austria

Wyprodukowano w Austrii

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Tel.: +43 7583 6791