



Suporte de polipropileno (PP) para utilização única  
**HOLDEX**<sup>®</sup>  
(estéril)



**Instruções de utilização**

Aplicável apenas ao produto com a seguinte referência: 450241

**Utilização prevista**

O suporte de polipropileno (PP) para utilização única HOLDEX<sup>®</sup> destina-se a ser utilizado em procedimentos de colheita de sangue venoso juntamente com dispositivos de colheita de sangue com uma porta luer fêmea.

**Descrição do produto**

Um suporte plástico estéril e descartável para utilização única com um conector luer macho descentrado no seu topo. Contém uma agulha de aço inoxidável com capa de borracha acoplada ao seu interior para facilitar a colheita de sangue através da punção da tampa de um dispositivo de colheita de sangue encaixado.

**Manuseamento**

1. Abrir a embalagem cuidadosamente.
2. Segurar o suporte com uma mão e encaixar o luer macho no topo do suporte ao luer fêmea do acessório de colheita selecionado. Certificar-se de que o luer está devidamente encaixado.
3. Efetuar a colheita de sangue de acordo com a política em vigor na instituição.
4. Eliminar conforme descrito abaixo após a colheita de sangue.

**Armazenamento**

Armazenar o suporte a uma temperatura de 4–25 °C (40–77 °F).

**NOTA:** Evitar expor à luz solar direta. O armazenamento em condições de temperatura superior à recomendada pode danificar o suporte.









**Precauções/Cuidados**

- O dispositivo funcionará conforme previsto desde que as instruções sejam rigorosamente seguidas.
- Consultar sempre as instruções de utilização de cada acessório individual.
- Usar sempre luvas durante uma colheita de sangue ao utilizar este dispositivo.
- Antes da utilização, verificar a integridade da embalagem individual. Não utilizar se a embalagem estiver comprometida.
- Apenas para utilização única num único paciente. Não reutilizar devido ao risco de infeções perigosas!
- Manter sempre as mãos atrás da agulha durante a utilização e eliminação.
- Nunca tocar no interior do suporte.
- Nunca tapar novamente uma agulha. Recomendamos a utilização de acessórios de segurança.
- Certificar-se sempre do enchimento correto dos tubos ao utilizar um sistema de colheita de sangue evacuado.
- Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde com formação adequada e de acordo com estas instruções de utilização.

**Eliminação**

Deve considerar e cumprir as diretrizes gerais de higiene e os regulamentos legais em relação à eliminação apropriada de material infeccioso. Após a utilização, eliminar o suporte e todos os acessórios de utilização única em recipientes adequados à eliminação de materiais com potencial perigo biológico.

**Informações no rótulo**

|   |                             |   |                                       |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|
|  | Fabricante                  |  | Limite de temperatura                 |
|  | Prazo de validade           |  | Não reutilizar                        |
|  | Código do lote              |  | Consultar as instruções de utilização |
|  | Número de catálogo          | Rx only   | Dispositivo sujeito a receita médica  |
|  | Esterilizado por irradiação |   |                                       |



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Straße 32  
4550 Kremsmünster  
Áustria

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Telefone: +43 7583 6791