

Lancetas de seguridad MiniCollect®

Instrucciones de uso

Uso previsto

Las lancetas de seguridad **MiniCollect®** son aptas para la rutina diaria de extracción de sangre capilar a cargo de un médico cualificado. Son de un solo uso y las deben utilizar solo personal sanitario adecuadamente formado según estas instrucciones.

Descripción del producto

Las lancetas de seguridad **MiniCollect®** son dispositivos estériles, activados por botón, de un solo uso destinados a la punción cutánea, y permiten controlar la profundidad y la duración de la incisión. El dispositivo consta de una aguja/cuchilla de acero inoxidable en una carcasa de plástico que se retrae de forma automática y permanente tras la punción.

Precauciones/advertencias

- Las pautas que ofrecemos solo son recomendaciones. Consulte las políticas y los procedimientos de su centro en lo referente a la manipulación de las lancetas de seguridad **MiniCollect®**.
- Hay enfermedades infecciosas como VHB, VHC y VIH que se pueden transmitir por contacto con muestras biológicas. En caso de exposición a muestras biológicas, asegúrese de que se obtiene la atención médica adecuada.
- Elimine todas las lancetas de seguridad **MiniCollect®** en los recipientes previstos para la eliminación de residuos de riesgo biológico.
- Utilice siempre guantes desechables durante las punciones cutáneas y al trabajar con los tubos de extracción de sangre para reducir el riesgo de entrar en contacto con la sangre.
- No utilice lancetas de seguridad **MiniCollect®** que hayan superado la fecha de caducidad.
- No utilice lancetas de seguridad **MiniCollect®** a las que se les haya quitado la tapa de seguridad.
- No se recomienda utilizar lancetas con una profundidad de punción superior a 2 mm en niños menores de un año.

Almacenamiento

Temperatura de almacenamiento recomendada: entre 4 y 36 °C (40-97 °F). Almacenar en un lugar seco, lejos del calor directo o excesivo.

NOTA: Evite la exposición a la luz solar directa.

Manipulación

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ANTES DE COMENZAR CON LA PUNCIÓN CUTÁNEA

Equipo necesario para la extracción de sangre.

Antes de realizar la punción cutánea, asegúrese de tener los siguientes materiales totalmente a mano:

- Todos los tubos **MiniCollect®** necesarios, identificados por tamaño, volumen y aditivo u otros recipientes de recogida necesarios.
- **NOTA:** Los tubos coagulantes 9NC **MiniCollect®**, se usan únicamente para la recogida de sangre venosa.
- Guantes desechables y equipo de protección individual.
- Etiquetas para la identificación positiva de los pacientes de las muestras.
- Hisopo humedecido con alcohol para limpiar el punto de punción.
- Esparadrapos o vendas.
- Recipiente para la eliminación segura de los elementos punzantes utilizados.

La versión de la lanceta de seguridad **MiniCollect®** debe seleccionarse según el grosor del tejido del paciente y el volumen de sangre necesario.







Lancetas de seguridad MiniCollect®		
Color	Tamaño/longitud de la aguja o la cuchilla	Volumen de sangre alcanzable
Lila (aguja)	28G / 1,25 mm	
Anaranjado (aguja)	23G / 2,25 mm	
Rosa (cuchilla)	1,00 mm / 1,00 mm	
Verde (cuchilla)	1,50 mm / 1,50 mm	
Azul (cuchilla)	1,50 mm / 2,00 mm	

Puede utilizarse una toalla húmeda y caliente (u otros dispositivos de calentamiento) a una temperatura máxima de 42 °C (108 °F) para cubrir el punto de punción durante un periodo de entre 3 y 5 minutos.

1	<p>Prepare el punto de punción con una solución antiséptica apropiada. Tras limpiar el punto de punción, deje que la zona se seque al aire para que la acción antiséptica del alcohol surta efecto. El alcohol residual causa una rápida hemólisis, puede tener efectos adversos en los resultados de las pruebas y provocar molestias (escozor) en el paciente.</p>
2	<p>Sujete firmemente la lanceta entre los dedos y quite el tapón de protección tirando de él (cuchilla) o girándolo (aguja).</p>
3	<p>Sujete la zona de punción con firmeza para evitar movimientos repentinos y coloque la lanceta sobre ella. A continuación, pulse suavemente el botón para activar la lanceta. NOTA: No ejerza presión en el punto de punción mientras active la lanceta de seguridad MiniCollect[®].</p>
4	<p>Inmediatamente después de la punción, retire la lanceta con un movimiento ascendente y deséchela en un contenedor adecuado para objetos cortantes.</p>
5	<p>Se recomienda limpiar la primera gota de sangre con una almohadilla de gasa, ya que probablemente contenga un exceso de líquido del tejido. Aplique, de forma intermitente, presión en el tejido circundante. Debe evitarse una presión repetitiva fuerte (de tipo ordeño), ya que puede producirse hemólisis o contaminación de la muestra con líquido o tejido.</p>

NOTA: Siga estas instrucciones junto con las instrucciones de uso del tubo de recogida de sangre capilar **MiniCollect**[®], si fuera necesario.

Información de la etiqueta

	Fabricante		Número del catálogo
	Fecha de caducidad		No reutilizar
	Código del lote		Esterilizado mediante irradiación

Bibliografía:

GP42-A6 "Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens"; Approved Standard—Sixth Edition

Ubicación de la producción:
ASAHI Polyslider Company, Limited
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,
719-3226 Japón
Fabricado en Japón



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Teléfono +43 7583 6791

Distribuido por Greiner Bio-One GmbH,
Austria