

**Användning**

**VACUETTE**<sup>®</sup> VISIO PLUS blodprovtagingskanyler är utformade att användas för daglig blodprovtagning enligt anvisning från en kvalificerad person. Ett fönster som visar blodinflödet är placerat i den genomskinliga delen av kanylens nav och hjälper användaren att se när en ven har penetrerats. De är avsedda för engångsbruk och ska bara användas av medicinsk personal med tillräcklig utbildning i enlighet med de här anvisningarna.

**Produktbeskrivning**

**VACUETTE**<sup>®</sup> VISIO PLUS blodprovtagingskanyler är tillverkade av rostfritt stål och har en säkerhetsventil i ena änden. Den perforerade etiketten förenklar identifikation och fungerar även som säkerhetsförsegling. **VACUETTE**<sup>®</sup> VISIO PLUS blodprovtagingskanyler är en steril produkt avsedd för engångsbruk. Denna enhet har inga komponenter som är tillverkade av naturligt gummilatex.

**Försiktighetsåtgärder och förvaringsriktlinjer****Förebyggande åtgärder**

- Hantering av **VACUETTE**<sup>®</sup> VISIO PLUS blodprovtagingskanyler måste ske enligt institutionens policy och procedurer.
- HBV, HCV, HIV och andra infektionssjukdomar kan överföras genom kontakt med biologiska prover. Se till att tillräcklig medicinsk hjälp ges vid exponering för biologiska prover.
- Avyttra alla **VACUETTE**<sup>®</sup> VISIO PLUS blodprovtagingskanyler i godkända behållare som är avsedda för avyttring av biologiskt riskmaterial.
- Använd handskar vid venpunktion och hantering av blodprovtagingsrör för att minska risken för exponering.
- Använd inte **VACUETTE**<sup>®</sup> VISIO PLUS blodprovtagingskanyler efter utgångsdatumet.

**Förvaring av **VACUETTE**<sup>®</sup> VISIO PLUS blodprovtagingskanyler före användning:**

Rekommenderad förvaringstemperatur: 4–36 °C (40–97 °F).

**Obs!** Undvik exponering för direkt solljus. Om den högsta temperaturen som rekommenderas överskrids kan kvaliteten av **VACUETTE**<sup>®</sup> VISIO PLUS blodprovtagingskanyler försämrats.

**Hanteringsprocedurer**

Läs hela bruksanvisningen innan du utför venpunktion.

**Utrustning som krävs för provinsamling:**

Kontrollera att följande material finns till hands innan du utför venpunktion:

- Alla blodprovtagingsrör som behövs, med rätt storlek, fyllnadsvolym och tillsats.
- Etiketter för positiv patientidentifikation av prov.
- Blodprovtagingskanyler och hållare.

**Obs!** **VACUETTE**<sup>®</sup> VISIO PLUS blodprovtagingskanyler är utformade för att fungera optimalt med rörhållare från Greiner Bio-One. Användaren är ensam ansvarig om rörhållare från andra tillverkare används.

- Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, bär handskar och lämplig klädsel som skydd mot blodburen smitta.
- Alkoholtuss för att desinficera stickstället
- Stas
- Förbandsomslag eller plåster
- Avfallsbehållare för säker avfallshantering av använda kanyler.

**Venpunktionsteknik och provtagning****Allmänna anvisningar**



**ANVÄND HANDSKAR VID BLODPROVSTAGNING OCH HANTERING AV PROVTAGNINGSRÖR SÅ ATT RISKEN FÖR ATT EXPONERAS FÖR BLODET MINIMERAS.**

**Obs!** Den perforerade etiketten förenklar identifikation och fungerar även som indikator av sterilitet och obruten försegling. Om förseglingen är bruten eller skadad, ska du avyttra kanylen och välja en med obruten försegling.




- Ta av den grå delen på kanylens skyddshylsa. (Fig. 1)
- Skruva fast kanylen vinkelrätt i hållaren. (Fig. 2). Säkerställ att kanylen sitter fast ordentligt och inte kan lossna under användningen.

**Obs!** Om kanylen skruvas fast i hållaren med en vinkel kan det leda till skador på hållarens gängor och kanylen och leda till att kanylen lossnar under venpunktion.

- Välj punktionsplatsen. Tillämpa stasen (max. 1 minut). Förbered venpunktionsplatsen med lämpligt antiseptiskt medel. VENEN FÅR INTE PALPERAS EFTER RENGÖRING.



- Patientens arm ska vara riktad nedåt. Ta av kanylens skyddshylsa. (Fig. 3). Utför venpunktion med patientens arm riktad nedåt och rörets lock längst upp.
- Kontrollera den genomskinliga delen av kanylens nav. Du ser blod när venen har penetrerats (Fig. 4).
- Tryck in röret i hållaren och nålventilen tills hela kanylen har passerat korkens gummidel. Se till att röret sticks genom korkens mitt för att förhindra att blod tränger ut och att vakuumförlust uppstår (Fig. 5).
- **AVLÄGSNA STASEN SÅ FORT BLOD SYNS I RÖRET. LÅT INTE INNEHÅLLET I RÖRET FÅ KONTAKT MED LOCKET ELLER KANYLENS ÄNDE UNDER PROCEDUREN, d.v.s. under inga omständigheter får röret vändas upp och ned under proceduren. Håll alltid röret med tummen bakom rörets botten i rätt position tills röret har fyllts helt.**
- Placera fyllda rör i hållaren. Säkerställ att rörets innehåll inte kommer i kontakt med locket eller nålspetsen under blodprovtagning.
- När blodet slutar flöda in i det sista röret, ska du försiktigt ta ut kanylen från venen och tillsätta tryck med en steril tuss på punktionsstället tills blödningen upphör.
- Vid behov kan ett plåster eller förband användas när blodet har koagulerat.











**Obs!** Efter venpunktion kan restblod finnas kvar i korkens fördjupning. Vidta åtgärder för att förhindra direkt kontakt med blodet under hantering av rören. Hållare som kontaminerats med blod klassas som smittförande och ska kasseras omedelbart.

### Avfallshantering

Avyttra förbrukade kanyler och hållare i för detta ändamål avsedda avfallsbehållare. **FÅR INTE ÅTERFÖRSLUTAS!** Återförslutning av kanyler medför en ökad risk för nålsticksskador.

### Märkning på produktetiketter

	Tillverkare		Temperaturgräns
	Utgångsdatum		Återanvänd inte
	Batchnummer		Konsultera användningsinstruktionerna
	Artikelnummer		Steriliserad med etylenoxid

#### Litteratur:

CLSI H01-A6 "Tubes and Additives for Venous and Capillary blood Specimen Collection; Approved Standard-Sixth Edition"  
 CLSI GP41-A6 "Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition"  
 CLSI H02-A4 "Reference and Selected Procedure for the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) Test; Approved Standard-Fourth Edition"  
 CLSI H21-A5 "Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation Assays and Molecular Hemostatis Assays; Approved Guideline-Fifth Edition"

Tillverkningsplats:  
 Nipro Medical Industries Ltd.,  
 Tatebayashi Plant, 2-19-64, Matsubara  
 Tatebayashi-shi, Gumma, 374-8518,  
 Japan, Tillverkad i Japan  
 Distribuerad av Greiner Bio-One GmbH,  
 Österrike



Greiner Bio-One GmbH  
 Bad Haller Str. 32  
 4550 Kremsmünster  
 Österrike

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
 Telefon +43 7583 6791