



VACUETTE® URI-PLUS

Behållare för 24-timmarsurin med inbyggd överföringsenhet
Används för in vitro-diagnostik



Användningsområde

VACUETTE® URI-PLUS är avsedd att användas för att samla urin under en period på 24 timmar och därefter överföra urinprov till ett urinprovör. Enheten ska användas enligt bruksanvisningen och av hälso- och sjukvårdspersonal med relevant utbildning.

Produktbeskrivning

VACUETTE® URI-PLUS är en osteril, graderad, orange plastbehållare med en inbyggd överföringsenhet i locket inklusive ett långt rör för att överföra prover till vakuutrör.

Hantering

Laboratoriet ska lämna information om lämplig förvaring av urin under 24-timmarsperioden.

Insamling

1. Påbörja 24-timmarsinsamlingen efter det att patienten har tömt blåsan på toaletten för första gången på morgonen. Skriv klockslag och datum på behållarens etikett och på eventuell dokumentation som tillhandahålls enligt anvisningar från laboratoriet.
2. Under de följande 24 timmarna ska varje droppe urin från patienten samlas i behållaren. Vi rekommenderar att du använder en separat ren skål eller bägare för att samla in urinen under vattenkastningen. Töm sedan innehållet varje gång i behållaren för 24-timmarsurin.
3. Exakt 24 timmar efter det att urinsamlingen började, så avslutas den med en sista tömning av blåsan i en skål eller bägare som töms i behållaren för 24-timmarsurin. Återigen ska klockslag och datum dokumenteras på etiketten och på alla tillhörande blanketter.
4. Bestäm den samlade urinvolymen genom att kontrollera nivån på behållarens skala.

Överföring

5. Rör om innehållet i behållaren med 24-timmarsurin innan du överför ett prov till urinprovör.
6. Lyft upp etiketten på locket till behållaren för 24-timmarsurin och tryck ner urinprovörret stadigt i öppningen på överföringsenheten. Håll kvar röret i rätt position tills det är fullt.
7. Av säkerhetsskäl sätter du tillbaka etiketten över öppningen efter provöverföringen.

Försiktighetsåtgärder

- Undvik att röra vid insidan på överföringsenheten.
- Etiketten över den inbyggda överföringsenheten ska sitta kvar under 24-timmarsinsamlingen så att du undviker oavsiktliga stickskador.
- Behållaren ska alltid stå upprätt så att inte innehållet kan läcka ut.

Förvaring före urinsamling

Skyddas mot direkt solljus.

Kassering

Följ de allmänna hygienriktlinjerna och lagliga föreskrifterna för korrekt kassering av smittförande material. Det finns en nål i locket och därför ska locket kasseras i en lämplig punktionssäker avfallsbehållare.

Märkning på förpackningen



Artikelnummer



LOT-nummer



Temperaturgräns



Får ej återanvändas



Enhet för in vitro-diagnostik



Tillverkare

Produktionsplats:
ENFA Envases Farmacéuticos, S.A., C/Paralela,15. Paracuellos de Jarama, 28860 Madrid, Spanien
Distribueras av Greiner Bio-One GmbH, Österrike



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria