



Adaptador de segurança para tubos QUICKSHIELD VACUETTE®

(com protecção rotativa)

Instruções de utilização



Utilização a que se destina

O adaptador de segurança para tubos QUICKSHIELD VACUETTE® deve ser utilizado apenas com as agulhas de preenchimento reutilizáveis VACUETTE®, com as agulhas VISIO PLUS VACUETTE® e com os tubos de colheita de sangue VACUETTE® como um sistema em procedimentos de punção venosa de rotina. Este produto foi concebido com um escudo protector que pode ser activado para cobrir a agulha imediatamente após a punção venosa de rotina, de modo a fornecer protecção contra acidentes por picadas de agulha.

Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde com formação adequada e de acordo com estas Instruções de utilização.

Descrição do produto

O adaptador de segurança para tubos QUICKSHIELD VACUETTE® é um adaptador de tubo de plástico, não esterilizado e de utilização única, concebido com um escudo protector, que pode ser activado para cobrir a agulha imediatamente a seguir à punção venosa.

Precauções/Cuidados

1. Não utilize o adaptador de segurança para tubos QUICKSHIELD VACUETTE® se este se encontrar danificado.
2. Qualquer adaptador do tubo de segurança QUICKSHIELD VACUETTE® que fique contaminado com sangue é considerado perigoso e deverá ser eliminado de imediato.
3. Não coloque novamente a tampa na agulha.
4. Não dobre a agulha.
5. Após a punção venosa, elimine a agulha utilizada com o adaptador de segurança para tubos QUICKSHIELD VACUETTE® como uma unidade no recipiente para instrumentos afiados adequado, de acordo com as normas e os procedimentos do seu laboratório.
6. Mantenha as mãos atrás da agulha durante todo o processo de utilização e eliminação.
7. Manuseie todas as amostras biológicas e instrumentos afiados de recolha de sangue de acordo com as políticas e os procedimentos das suas instalações.
8. Obtenha assistência médica adequada no caso de ocorrer qualquer exposição a amostras biológicas (por exemplo, através de um ferimento por punção), dado que estas podem transmitir VIH, hepatite viral ou outras doenças infecciosas.
9. Descarte todos os materiais perfurocortantes em recipientes apropriados.
10. Deve usar luvas em todos os momentos durante a punção venosa para minimizar o risco de exposição.

NOTA: Os adaptadores de segurança para tubos QUICKSHIELD VACUETTE® foram concebidos para serem utilizados com agulhas de preenchimento reutilizáveis VACUETTE® (excepto 18G) e com as agulhas VISIO PLUS VACUETTE® da Greiner Bio-One. A utilização de agulhas provenientes de outros fabricantes é de responsabilidade do utilizador.

NOTA: Em caso de ocorrência de incidentes graves em relação ao produto, estes devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro no qual o utilizador/doente está estabelecido.

Armazenamento

Armazene os adaptadores de 4 a 25 °C


NOTA: Evite a exposição à luz solar directa. Exceder a temperatura máxima de armazenamento recomendada pode levar à diminuição da qualidade do adaptador.

Manuseamento

LEIA ESTA CIRCULAR NA ÍNTEGRA ANTES DE EXECUTAR A PUNÇÃO VENOSA.

Utilize luvas durante a punção venosa e ao manusear os tubos de colheita de sangue para minimizar o risco de exposição.

1. Remova a tampa que cobre a borracha da agulha.
NOTA: O rótulo perfurado serve não só para simplificar a identificação, como também é um indicador de esterilidade e de integridade do produto. Se a perfuração se encontrar quebrada ou danificada, elimine a agulha e utilize outra.
2. Introduza a agulha no adaptador de segurança para tubos QUICKSHIELD VACUETTE®. Certifique-se de que a agulha está firmemente colocada para esta não se desencaixe durante a utilização.
NOTA: A introdução inadequada da agulha no adaptador de segurança para tubos QUICKSHIELD VACUETTE® pode resultar em danos no acoplamento do adaptador e/ou na agulha. Estes danos podem fazer com que a agulha fique solta durante a punção venosa.
NOTA: Não dobre agulhas ou utilize o suporte de segurança para tubos QUICKSHIELD VACUETTE® se a agulha se encontrar dobrada.
3. O ponto na tampa da agulha indica a localização do nível.
4. A protecção pode ser rodada até à posição desejada no adaptador, onde permanecer estável durante a punção venosa.
5. Selecione o local de punção. Aplique o torniquete (no máx. 1 minuto). Prepare o local para a punção venosa com um anti-séptico apropriado. Não apalpe a área de punção venosa após a assepsia!
6. Posicione o braço do paciente inclinado para baixo. Remova a tampa da agulha. Efectue a punção venosa com o braço do paciente voltado para baixo e a tampa do tubo voltada para cima.



7. Encaixe o tubo no adaptador de segurança para tubos QUICKSHIELD **VACUETTE**[®] e na válvula da agulha punccionando o diafragma de borracha. Centralize o tubo no adaptador de segurança para tubos QUICKSHIELD **VACUETTE**[®] quando a tampa for penetrada, para prevenir a penetração lateral da agulha e subsequente perda prematura de vácuo.
8. Remova o torniquete assim que o sangue surgir no tubo. Não permita que o conteúdo do tubo entre em contacto com a tampa ou com a extremidade da agulha durante o procedimento, ou seja, em circunstância alguma o tubo deverá ser voltado para baixo durante o procedimento. Sempre segure no local pressionando o tubo com o polegar para garantir o preenchimento completo do vácuo.
NOTA: O sangue pode ocasionalmente extravasar a capa de borracha da agulha. Cumpra as precauções de segurança universais para minimizar o risco de exposição.
9. Encaixe os restantes tubos no adaptador. Certifique-se de que o conteúdo do tubo não entra em contacto com a tampa ou com a ponta da agulha durante a colheita de sangue.
10. Assim que o sangue parar de fluir no último tubo, remova cuidadosamente a agulha da veia, pressionando o local da punção com um algodão seco e esterilizado até que a hemorragia pare. Uma vez ocorrida a coagulação, aplique um penso ou uma ligadura, se desejado.




Não coloque novamente a tampa na agulha! Colocar novamente a tampa nas agulhas aumenta o risco de ferimentos causados por agulhas.

NOTA: Após a punção venosa, a parte superior da tampa poderá conter sangue residual. Adapte as precauções apropriadas ao manusear os tubos para evitar o contacto com este sangue.

Activação da tampa de protecção

Imediatamente após remover a agulha da veia, são utilizados os procedimentos seguintes para activar a protecção de segurança e evitar ferimentos causados por agulhas.

1. Ative a tampa de protecção pressionando cuidadosamente a protecção em direcção à agulha numa superfície estável. A ativação com um polegar ou dedo também é possível, mas o polegar e o dedo deverão permanecer sempre atrás da protecção. (Consulte A1/A2)
2. Será ouvido um estalido que garantirá ao utilizador que a protecção de segurança foi activada adequada e totalmente. Assim sendo, o risco de um ferimento causado por agulhas é praticamente eliminado. (B)
3. Elimine a agulha utilizada com o adaptador de segurança para tubos QUICKSHIELD **VACUETTE**[®] num dispositivo para eliminação adequado. (C)



NOTA: Não liberte ou reactive à força o mecanismo de segurança após este ter sido activado.

Eliminação

As normas gerais de higiene, bem como as regulamentações legais para a eliminação apropriada do material infeccioso, devem ser consideradas e seguidas.

A utilização de luvas descartáveis previne o risco de infecção.

Imediatamente após a colheita de sangue, os adaptadores contaminados devem ser eliminados em recipientes apropriados para material de risco biológico, que podem ser autoclavados e incinerados posteriormente.

Informações do rótulo

	Fabricante		Limite de temperatura
	Prazo de validade		Não reutilizar
	Código do lote		Consultar as instruções de utilização
	Número de catálogo		Dispositivo médico
	Manter afastado da luz solar		

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Phone +43 7583 6791