

# 24<sup>h</sup> Urinsammelbehälter

Artikelnummer: 724315  
Verpackung : 34 Stück pro Karton



- Die praktische Lösung für das Sammeln von 24<sup>h</sup> Urin
- Extrabreite Öffnung (70 mm) für eine einfache Handhabung
- Spezielle Abtropfrille an der Öffnung verhindert ein Nachtropfen bei der Entleerung des Behälters
- Ambergefärbtes PE Material zum Schutz von lichtempfindlichen Analyten
- 2.7 Liter Füllvolumen