



## Lancettes de sécurité MiniCollect®

Douces et bien tolérées, pour les petits & les grands patients



- Prélèvement sanguin capillaire sûr et hygiénique
- Plus de précision pour obtenir des échantillons de manière simple
- Identification sans équivoque par couleurs des différents types
- Maniement pratique pour plus de confort de prélèvement
- Utilisées pour les tests de glucose

## Pour plus de sécurité



- Absolument sûres grâce au retrait automatique de la lame / de l'aiguille dans le boîtier en plastique après la ponction
- L'activation non intentionnelle est pratiquement exclue. La lame / l'aiguille n'est déclenchée que lorsqu'on appuie sur le bouton de déclenchement
- Conçues uniquement pour usage unique

## Précision et maniement facile



- Assure une profondeur de ponction constante par type pour un prélèvement facile
- Direction de ponction constante grâce à la lame / l'aiguille alignée de manière homogène
- Design ergonomique pour plus de confort de maniement
- L'application auto-explicative fait gagner du temps
- Gain de place dans les récipients d'élimination grâce au design peu encombrant & compact

## Identification précise

Disponibles pour cinq profondeurs de ponction différentes, identifiées par des couleurs différentes.

## Application



a) Lame



b) Aiguille



**1** Retirer le protège-lame

**2** Positionner la lancette

**3** Appuyer le bouton de déclenchement vers le bas

**4** Éliminez la première gouttelette de sang

## Numéros d'article

Art. n°	Description	Volume de sang	Conditionnement	
			intérieur	extérieur
<b>Lancettes de sécurité MiniCollect® à lames</b>				
450427	Lancette de sécurité, rose, profondeur de ponction 1 mm	Faible quantité de sang	200 pcs.	2000 pcs.
450428	Lancette de sécurité, vert, profondeur de ponction 1,5 mm	Quantité moyenne de sang	200 pcs.	2000 pcs.
450429	Lancette de sécurité, bleu, profondeur de ponction 2 mm	Quantité importante de sang	200 pcs.	2000 pcs.
<b>Lancettes de sécurité MiniCollect® à aiguilles</b>				
450438	Lancette de sécurité, lavande, 28 G, profondeur de ponction 1,25 mm	Une seule goutte de sang	200 pcs.	2000 pcs.
450439	Lancette de sécurité, orange, 23 G, profondeur de ponction 2,25 mm	Une seule goutte de sang	200 pcs.	2000 pcs.