

2019年7月 吉日

お客様 各位

株式会社グライナー・ジャパン
東京都港区赤坂 2-17-44
TEL 03-3505-8875

Cryo.s 2D バーコードチューブ用ラックの変更について

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、ご愛顧頂いておりました“Cryo.s 2D バーコードチューブ用ラック 48 本立て 4ml 用 (803270)”に形状変更がございます。また、本変更に伴い価格の変更も生じておりますので、下記の通りご連絡させていただきます。

- 1、ラック高が高くなり、4ml Cryo.s™チューブを正確な位置に正座することができます。
下図、左側は旧タイプ、右側は新タイプとなります。
- 2、本変更により、自動デキャッパシステムに適合可能になります。



尚、本変更は 2019 年 7 月以降に製造されるロットに適用されます。移行期間中の形状変更に関しては、E1907XXX で始まるロット製品が新しい形状の製品となります。

また、同時に 803202(1ml/2ml Cryo.s™チューブ用ラック)及び 803270(4ml Cryo.s™チューブ用ラック)のバーコードと Datamatrix (2D)を底にプレコードした製品(803202-2DG/803270-2DG)を発売いたします。本製品は既製品となるため、特別なオーダーフォームは必要ございません。

バーコードのカスタム製品 (803202-128/803270-128)に関しましては、オーダーフォーム (F010898)にてお申し込み頂けます。

お客様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

今後とも弊社製品のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

対象製品:

Cryo.s™ 2D バーコードチューブ用ラック 48 本立て
4ml チューブ用 および 1ml / 2ml チューブ用

製品番号	形状	バーコード	入数	単価 (税抜)	定価 (税抜)	変更内容
803270	4ml チューブ用 高ラック (新タイプ)	なし	15	¥2,200	¥33,000	形状変更 価格変更
803270-2DG	4ml チューブ用 高ラック (新タイプ)	プリセットバーコード (側面にコード 128 & 目視可能な英数字, 底面に Datamatrix (2D))	15	¥2,300	¥34,500	新製品
803270-128	4ml チューブ用 高ラック (新タイプ)	カスタムバーコード (オーダーフォームによるご注文が必要) (側面にコード 128 & 目視可能な英数字, 底面に Datamatrix (2D))	15	¥2,400	¥36,000	新製品
803202	1ml / 2ml チューブ用 低ラック	なし	20	¥2,100	¥42,000	変更なし
803202-2DG	1ml / 2ml チューブ用 低ラック	プリセットバーコード (側面にコード 128 & 目視可能な英数字, 底面に Datamatrix (2D))	20	¥2,300	¥46,000	新製品
803202-128	1ml / 2ml チューブ用 低ラック	カスタムバーコード (オーダーフォームによるご注文が必要) (側面にコード 128 & 目視可能な英数字, 底面に Datamatrix (2D))	20	¥2,400	¥48,000	新製品



以上