

BOUCHON RENTRANT PE

/ 301321
/ 302321
/ 303321
/ 307321
/ 310321
/ 310379
/ 317321
/ 318321

Description / spécifications

Désignation	Bouchon rentrant, PE 301321 : pour tube 103xxx 302321 : pour tube 106xxx, 109xxx 303321 : pour tube 112xxx, 115xxx 307321 : pour tube 130xxx, 136xxx 310321 : pour tube 160xxx, 169xxx 310379 : pour tube 160xxx 317321 : pour tube 175xxx 318321 : pour tube 184xxx, 187xxx
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Matériaux	HDPE (Polyéthylène de haute densité), absence métaux lourds
Couleur	310379 : Blanc 30x321, 31x321 : Translucide
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Plages température	-50°C à +80°C
Autoclavable	non
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Conditionnement

Pièces / sachet

301321 : 1000
302321, 303321 : 500
307321, 310321 : 100
310379 : 11000
317321 : 10000
318321 : 250

Pièces / carton

301321 : 30000
302321 : 25000
303321 : 20000
307321 : 10000
310321 : 8000
310379 : 11000
317321 : 10000
318321 : 8000

Numéro de lot

E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autres informations

164160 : Usage en recherche uniquement. Non pour le diagnostic.

Image

