

## Colorant de Wright

Code produit : **311920**

### Spécifications :

• Aspect :	Poudre vert
• pH à 1% dans l'eau :	$3.5 \leq \text{pH} \leq 5.5$
• Perte à la dessiccation à 120 °C :	$\leq 10 \%$
• Cendres sulfuriques :	$\leq 5 \%$
• Maxima d'absorption dans le méthanol :	$517 \text{ nm} \leq \lambda_1 \leq 527 \text{ nm}$ $645 \text{ nm} \leq \lambda_2 \leq 655 \text{ nm}$

### Applications :

Réactif de laboratoire, application en hématologie.

Mise à jour du 18/04/2013