


Hématoxyline pure

Code produit : **313500**



$C_{16}H_{14}O_6$
Masse molaire : 302,28

CAS Registry number :

[517-28-2]

Color Index :

75290

Synonymes :

C.I. Natural Black 1
Hydroxybraziline

Spécifications :

- **Aspect :** Poudre beige
- **Cendres sulfuriques :** $\leq 0.45 \%$
- **Perte à la dessiccation à 105°C :** $\leq 4 \%$
- **pH à 1% dans l'eau :** $5.0 \leq \text{pH} \leq 7.0$
- **Point de fusion :** $\geq 200^{\circ}\text{C}$
- **Solubilités :** Légèrement soluble dans l'eau
Soluble en solution alcaline
Soluble dans l'éthanol
Soluble dans l'éther
Soluble dans le dioxane

Applications :

Réactif de laboratoire, applications en histologie et histo-cytologie.

Mise à jour du 22/04/2013