

Colorant de Wright en solution

Code produit : 320400-9000

Spécifications

- Aspect : Solution bleu foncé limpide
- Maxima d'absorption dans le méthanol : 517 – 527 nm
645 – 655 nm
- pH (50/50 dans l'eau déminéralisée) : 5.8 – 7.2

Applications

Hématologie : Utilisé dans la coloration de Wright, variante de la coloration de May-Grünwald Giemsa pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Mise en garde : Le transport, la conservation et l'utilisation de ce réactif doivent être effectués à une température comprise entre 15 et 25°C.

Mise à jour du 13/09/2012