

Kit BK-Color

Code produit : **364600-0000**

Composition :

- Fuchsine de Ziehl
- Colorant d'Armand

code : 320490-0125

code : 3601002B125

1 x 125 mL

1 x 125 mL

Applications :

Bactériologie :

La coloration de Ziehl-Armand par le Kit BK-Color (technique à chaud, variante de Ziehl-Neelsen) permet la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants).

La Fuchsine de Ziehl colore les mycobactéries en rose.

Le Colorant d'Armand colore le fond de la préparation en bleu.

Mise à jour du 15/04/2013