

BOUCHON VISSANT

- / 366380
- / 366381
- / 366383
- / 366384
- / 366385
- / 366386

Description / spécifications

Désignation	Bouchon vissant, 12mm, différentes couleurs, joint étanchéité, avec «O»-Ring, non stérile, pour réf. 716xxx/717xxx/722xxx
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	n/a
Matériaux	<u>Bouchon</u> : HDPE (Polyéthylène Haute Densité, grade médical), exempt de métaux lourds <u>«O»-Ring</u> : caoutchouc synthétique thermoplastique, exempt de métaux lourds
Couleur	<u>Bouchon</u> : 366380 : transparent 366381 : blanc 366383 : rouge 366384 : bleu 366385 : vert 366386 : jaune <u>«O»-Ring</u> : bleu
Stérilisation	Non stérile
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, et d'ADN humain.


Plages température	-80°C à +121°C
Autoclavable	oui
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	n/a

Conditionnement

Pièces / sachet	500
Pièces / carton	5 000
Numéro de lot	AA MM XXXXX (année, usine de fabrication, mois, référence interne)

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.