

FICHE TECHNIQUE

Révision 2 – décembre 2009

Désignation du produit : Barrettes de 8 bouchons bombés pour PCR

Spécifications

| | |
|---------------------|---|
| | 373272 -○○○○○○○○- |
| Description | Barrettes de 8 bouchons bombés pour PCR |
| Dimension | Hauteur : 5.59 mm Diamètre extérieur: 5,46 mm Diamètre intérieur: 4,32 mm Longueur de la barrette : 80.26 mm |
| Matière | PP (Polypropylène), absence de métaux lourds |
| Couleur | orange |
| Stérilisation | - |
| Autres informations | A usage unique Compatible. 6732xx et 6522xx |

Caractéristiques

| | |
|-------------------------|--|
| Basic | Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens |
| Température de stockage | -80°C à 105°C |
| Autoclavable | - |
| centrifugation, max RCF | - |
| Durée de vie | - |
| Autres informations | - |

Conditionnement

| | |
|---------------------|------|
| Quantité par sachet | 125 |
| Quantité par carton | 1250 |