

FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – mai 2007

Désignation du produit : Boite de Pétri CELLSTAR®

Spécifications

	628103
Description	Boite de Petri
Dimension	Boite: Ø (extérieur): 53,3 mm (+/-0,2 mm) Hauteur: 13,7 mm (+/-0,1 mm) Boite avec couvercle : Ø (extérieur): 59 mm (+/-0,2 mm) Hauteur: 15,1 mm (+0,2/-0,25 mm) Poids: 5,8 – 6,8 g
Volume	Volume de la boîte : 27 ml Volume de travail: 6-7 ml
Matière	Boite : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds Couvercle : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds
Couleur	Boite : Transparente Couvercle : Transparent
Stérilisation	-
Ergots	+
Autres informations	Dispositif à usage unique

Caractéristiques

Basic	
Température de stockage	- 20°C à +60°C
Autoclavable	-
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	5 ans après le mois de production
Autres informations	-

Conditionnement

Conditionnement	20 / 560
-----------------	----------