

FICHE TECHNIQUE

Révision 2 – juillet 2006

Désignation du produit : Boite de Pétri

Spécifications

	637102 
Description	Boite de Petri
Dimension	Boite: Ø (extérieur): 93,0 mm (-0,4 mm) Hauteur: 15,7 mm (+0,1/-0,3 mm) Poids: 14,0 – 15,5 g
Volume	Volume de la boîte : 18 ml
Matière	Boite : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds Couvercle : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds
Couleur	Boite : Transparente Couvercle : Transparent
Stérilisation	-
Ergots	+ et 3 compartiments
Autres informations	Dispositif à usage unique Ventilation

Caractéristiques

Basic	
Température de stockage	- 20°C à +60°C
Autoclavable	-
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	5 ans après le mois de production
Autres informations	-

Conditionnement

Conditionnement	20 / 480
-----------------	----------