

## FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – juin 2008

Désignation du produit : EasyLoad® 200, kit de démarrage

### Spécifications

	741010
	
Photo	
Description	EasyLoad® 200, kit de démarrage 2 boîtes EasyLoad® 200 et 10 rack EasyLoad® 200
Volume	200 µl
Matière	Pointe en PP (Polypropylène), absence de métaux lourds Boîte en carton avec couvercle en plastique
Couleur	jaune
Stérilisation	-
Graduation	+
Autres informations	Dispositif à usage unique Pour les pipettes monocanal: Brand®, Eppendorf®, Finnpiquette®, Gilson®, Socorex® Pour les pipettes multicanal: Brand®, Gilson®, Eppendorf®, Socorex®

### Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable) Autoclavable Tous les composants EasyLoad® peuvent être recyclés
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20 min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	-
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

### Conditionnement

Rack par carton	2 boîtes, 10 racks
-----------------	--------------------