

## FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – juin 2008

Désignation du produit : EasyLoad® 200

### Spécifications

|                     |  |
|---------------------|--|
| Photo               | <p style="text-align: center;">741065</p>    |
| Description         | EasyLoad® 200  |
| Volume              | 200 µl   |
| Matière             | Pointe en PP (Polypropylène), absence de métaux lourds<br>Boîte en carton avec couvercle en plastique  |
| Couleur             | jaune  |
| Stérilisation       | -  |
| Graduation          | +  |
| Autres informations | Dispositif à usage unique<br>Pour les pipettes monocanal: Brand®, Eppendorf®, Finnpipette®, Gilson®, Socorex®<br>Pour les pipettes multicanal: Brand®, Gilson®, Eppendorf®, Socorex® |

### Caractéristiques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Basic                   | Haute résistance à la rupture (disque, forme stable)<br>Autoclavable<br>Tous les composants EasyLoad® peuvent être recyclés |
| Température de stockage | -190°C à +140°C   |
| Autoclavable            | 121°C / 20 min  |
| Centrifugation, max RCF | -   |
| Durée de vie            | -   |
| Autres informations     | Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655  |

### Conditionnement

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Rack par carton | 960 / 5760 |
|-----------------|------------|